

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



Aktionspreis ab
59,90



Palapress®

Ob Modellgusskomplettierung, Unterfütterung oder Reparaturen - mit Palapress schnell und ökonomisch fertig gestellt. Die Gießzeit von ca. 2 Min. und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Min. gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik.

62873
Packung 1 kg Pulver rosa
108,90

82397
Flasche 500 ml Flüssigkeit
59,90

Aktionspreis ab
60,90



PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

56169
Packung 1 kg Pulver rosa
109,90

56172
Flasche 500 ml Flüssigkeit
60,90



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Signum® metal bond

Signum® metal bond sorgt für einen optimalen Haftverbund von Komposit auf Metallgerüstoberflächen. Der Haftvermittler bietet Ihnen höchste Sicherheit und gleichzeitig eine einfache und schnelle Handhabung.

217372
Set 4 ml Haftvermittler I,
4 ml Haftvermittler II

Aktionspreis
158,90



Aktionspreis
22,90

Signum® Modellierflüssigkeit

Verarbeitungshilfe für die Modellation und Wiederherstellung der Dispersionsschicht bei Signum® composite, Signum® ceramic, Signum® composite flow und Signum® matrix.

20585
Flasche 4 ml
Modellierflüssigkeit

Signum® connector

Der lichthärtende Haftvermittler Signum® connector sorgt für einen sicheren Verbund zwischen Prothesenkunststoffen und lichthärtenden Verblendmaterialien.

20583
Flasche 5 ml

Aktionspreis
96,90



Wirobond® 280

- Die edelmetallfreie Premium-Legierung für Aufbrennkeramik oder Kunststoffverblendung.
- Setzt Maßstäbe im Segment der edelmetallfreien Aufbrennlegierungen, denn mit einer Vickershärte von 280 HV10 lässt sie sich besonders gut ausarbeiten.
- Sehr gute Schmelz- und Gießigenschaften.

51114

Packung 1 kg Legierung



Aktionspreis
559,-



Wirobond® C

- Kobalt-Chrom-Aufbrennlegierung, nickel- und berylliumfrei.
- Biokompatibel und hohe Korrosionsbeständigkeit durch fest haftende Passivschicht.
- Hohe Verbundfestigkeit mit der Keramik.

44857

Packung 1 kg Legierung



Aktionspreis
579,-

Aktionspreis

165,90

Bellavest® SH




160 g/r

LOT 0206936

2018-09-26

2020-09-26

DIN EN ISO 15912
Made in Germany



Bellavest® SH

- Shock-Heat - schnell oder konventionell aufheizbare Präzisionsguss-Einbettmasse für Kronen und Brücken.
- Bietet vertrautes unmissverständliches Handling bei optimalen Verarbeitungsparametern.
- Präzise Expansionssteuerung, feine cremige Konsistenz heißt Sicherheit in der Verarbeitung und reproduzierbare Qualität für einen breiten Indikationsbereich.

73165

Karton 80 x 160 g Beutel
ohne Flüssigkeit

Bego

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.
DENTAL

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

ANA Print Flexible

ANA Print Flexible ist ein flüssiges Harz für 3D-Drucker zur Herstellung von Modellen. Das Material eignet sich je nach Ausführung für SLA- oder DLP-Drucker. ANA Print Flexible gibt Details sehr genau wieder und weist eine hohe Biegefestigkeit auf, welche die weitere Arbeit des Technikers erleichtert. Die Druckgenauigkeit kann in der Z-Achse zwischen den Werten 25 µ, 50 µ und 100 µ variiert werden. Hergestellt in Deutschland.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221816
Flasche 1 kg pink



neu

Aktionspreis
89,90



Aktionspreis
134,90

ANA Print Castable

ANA Print Castable zur Herstellung von Gussformen. Je nach Ausführung für SLA- oder DLP-Drucker geeignet. Es verbrennt vollständig und rückstandslos.

221829
Flasche 1 kg blau-violett

Made in Germany



ANA Tray™

ANA Tray™ ist ein lichthärtendes, individuelles Löffelmaterial auf Hybridcomposit-Basis. Die hervorragenden und stets gleichbleibenden Materialeigenschaften erlauben ein sauberes und schnelles Verarbeiten.

220383
Packung 50 Platten pink

Aktionspreis
42,90

FREEPRINT® CROWN

Premium Kunststoff zum Druck von permanenten Einzelkronen, Prothesenzähnen und langzeitprovisorischen Brücken. Das biokompatible Material bietet durch seine perfekt abgestimmte Transparenz und Opazität eine brillante und ästhetisch ansprechende Farbauswahl.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217040
Flasche 500 g Kunststoff
385 nm, A2



Aktionspreis
359,-



Aktionspreis
131,90

FREEPRINT® SPLINTMASTER TAFF

Lichthärtende Formulierung für den 3D-Druck von flexiblen High-End-Schienen. Erhältlich in zwei Flexibilitätsstufen: TAFF & FLEX.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

219357
Flasche 1 kg Kunststoff
transparent



Aktionspreis
328,90

DETAX
HIGHEND MEDICAL MATERIALS

FREEPRINT® DENTURE

Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff zum 3D Druck von herausnehmbaren dentalen Prothesenbasen. Prozesssicher durch hohe Initialhärte nach dem Druck. Niedrigviskose Einstellung für geringen Materialverbrauch und schnellere Reinigung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221327
Flasche 1 kg Kunststoff
385 nm, pink

Biolon - Aligner Folien



Hochtransparente, zähelastische Tiefziehfolie zur individuell-passgenauen Herstellung von Alignern. In verschiedenen Schichtstärken ab 0,5 mm erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

110259

Packung 25 Tiefziehfolien
klar-transparent, Ø 120 mm,
Stärke 0,5 mm

Aktionspreis
20,90

Castdon Starter Kit

Umfassendes Komplettpaket mit allen benötigten Systemkomponenten für die Herstellung von totalen und partiellen Prothesen. Beinhaltet Material zur Erstellung von ca. acht Vollprothesen. Alle Set-Bestandteile sind auch separat erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



Aktionspreis
270,90

218263

Starter Kit 750 g Pulver rosa-transparent,
1 Küvette transparent, 500 ml Flüssigkeit,
2 x 850 ml Silifilm, 1 Liter Isolat film,
1 Kanalstechröhrchen Ø 8 mm, Dosierhilfen

Drufomat scan



Tiefziehgerät der Extraklasse. Sehr leicht zu bedienendes HighEnd-System mit integriertem Barcode-Scanner. Mit einem Arbeitsdruck von 6 bar und gleichbleibend präzisen Endresultaten ist es für alle Anwendungen der dentalen Tiefziehtechnik geeignet.

63779

Tiefziehgerät rot

Hersteller-
Listenpreis 3.983,60

Labormat TH

Kompaktes Wachsaustrührgerät für bis zu 6 Küvetten. Auch zum Polymerisieren von Prothesenkunststoffen geeignet. Wasserfüllmenge: 15 Liter, Temperaturbereich: 0-95°C Maße (B x H x T): 580 x 440 x 360 mm

72431

Wachsaustrührgerät

Hersteller-
Listenpreis 4.590,80



Aktionspreis
3.890,-

Dreve

Polymax 5

Druckpolymerisationsgerät zur Heiß- und Kaltpolymerisation dentaler Kunststoffe. Aufnahmefähig für 1 großen Artikulator, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon Küvetten. Stufenlos regelbare Temperatur bis 95 °C, 90 Minuten Timer und variabel einstellbarer Druck für optimale Ergebnisse. Auch als Druckverdichter einsetzbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

36370

Druckpolymerisationsgerät
rot inklusive Druckschlauch
und Wasserabflussschlauch

Hersteller-
Listenpreis 2.719,75



Aktionspreis
2.269,-

Unisol W

Wachslösemittel-Konzentrat zur schnellen und intensiven Reinigung von Modellen und zur Pflege von Ausbrührgeräten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

50353

Kanister 5 Liter UNISOL W



Aktionspreis
59,90

GC Investment Powder

GC Fujivest® Premium

GC EUROPE N.V.
INTERLEUVENLAAN 30
1300 WILM, BELGIË

GC Fujivest® Premium

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken. Speziell geeignet für NEM und alle Dentallegierungen. Ringlos zu verarbeiten (konventionelles als auch schnelles Aufheizen). Breiter Expansionsbereich bis zu 3,5% - auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen aus NEM sind sicher und verlässlich herstellbar. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

57029
Karton 40 x 150 g Beutel
114,95

57069
Flasche 900 ml Liquid
27,95

AKTIONSPAKET

1 x GC Fujivest® Premium Pulver
Karton 40 x 150 g
1 x GC Fujivest® Premium Liquid
Flasche 900ml

Paketpreis
114,90

GC Fujivest® Super

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Präzisionsgüsse. Für Edelmetall-, Halbedelmetall- und Pd-Basis-Legierungen. Speziell für komplizierte Implantatsuprastrukturen entwickelt. Sowohl für konventionelles als auch schnelles Aufheizen geeignet. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

38376
Karton 40 x 150 g Beutel
142,95

38377
Flasche 900 ml Liquid
28,95

GC Investment Powder

GC Fujivest® Super

GC EUROPE N.V.
INTERLEUVENLAAN 30
1300 WILM, BELGIË

AKTIONSPAKET

1 x GC Fujivest® Super Pulver
Karton 40 x 150 g
1 x GC Fujivest® Super Liquid
Flasche 900ml

Paketpreis
139,90

GC GRADIA™ PLUS

GC GRADIA™ PLUS ist ein modulares Komposit-Verblendsystem für indirekte Restaurationen. Das lichthärtende Nanohybrid-Komposit verfügt über eine Vielzahl verbesserter physikalischer Eigenschaften und bietet eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten, unübertroffene Haltbarkeit, natürliche Opaleszenz und eine hervorragende, naturgetreue Ästhetik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217450
Spritze 2 ml LB-DA3
39,90

AKTIONSPAKET

6 x GC GRADIA™ PLUS Paste Spritze
2 ml nach Wahl



Paketpreis
195,-



GC Initial™ LiSi Block

Ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization) für die CAD/CAM-Technik, sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. Natürlich schöne Restaurationen in einem Termin.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

212735
Packung 5 Blöcke
Größe 14, A3 HT
94,90

AKTIONSPAKET

6 x GC Initial™ LiSi Block CEREC 14
Packing je 5 nach Wahl

Aktionspreis
72,90



GC PATTERN RESIN LS

Selbsthärtender Kunststoff zum Modellieren von Teleskop- und Konuskronen, individuellen Geschieben, implantatgetragenen Suprakonstruktionen, Implantat-Transferschablonen, Inlays, Onlays, Kronen und Brücken. Findet zudem Anwendung bei partiellen Prothesen und in der Galvanotechnik. In der Pinseltechnik einfach applizierbar. Verbrennt rückstandsfrei.

21796
Packung 100 g Pulver,
105 ml Flüssigkeit,
2 Anmischbecher,
1 Pinsel No. 4, 1 Pipette

GC Initial™ LiSi Press

Initial™ LiSi Press ist der erste Lithium-Disilikat-Keramikgot mit High Density Micronization (HDM), einer einzigartigen Technologie von GC, die unübertroffene physikalische Eigenschaften und von allen auf dem Markt erhältlichen Presskeramikvarianten die natürlichste und lebensechteste Ästhetik bietet.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128825
Packung 5 x 3 g Rohlinge
MT-A2
74,90

AKTIONSPAKET

6 x GC Initial™ LiSi Press Packing
5 x 3 g nach Wahl



Paketpreis
359,-

astron® CLEARsplint® Disc

- Industriell gefertigte Disc aus CLEARsplint® für Premium-Aufbisschienen.
- Thermoaktive Flexibilität, MMA- und BPA frei, auch für Allergiker geeignet / Testplättchen auf Anfrage.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203654
 Stück Disc 98 x 20 mm,
 mit Schulter

Aktionspreis
87,90



KENTZLER
 KASCHNER
 DENTAL

Aktionspreis
190,90



astron® Labtec Pro

- Hochleistungskunststoff für Total- und Teilprothetik, sowie Interimsversorgungen mit natürlicher Farbgebung.
- Thermoaktive Flexibilität mit hervorragendem Saugeffekt, MMA- und BPA-frei, auch für Allergiker geeignet / Testplättchen auf Anfrage.
- Leicht zu erweitern, reparieren und unterfüllen – auch zum Refill von Blanks indiziert.

128086
 Economy Kit 320 g Pulver,
 240 g Flüssigkeit



Aktionspreis
21,90

astron® DuraClean 2™

- Sanfter Spezialreiniger - alkalische Formel, frei von Alkohol und anderen potentiell schädlichen Chemikalien.
- Reinigungspulver für 48 Anwendungen – Wirksamkeit der Lösung beträgt 3 Tage - Probe auf Anfrage.
- Hygienische und dauerhafte Pflege von Schienen aller Art, Prothesen und KFO-Apparaturen.

119811
 Set 170 g Reinigungsmittel,
 1 Bürste, 1 Dose



Paketpreis
374,90

Vel-Mix Stone

Für glatte, harte und detailgenaue Oberflächen. Dank optimalen Fließverhaltens und exzellenter Standfestigkeit eignet sich Vel-Mix Stone für alle Arten von Modellen. Er ist in den Farben Rosa und Weiß erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

85739
 Eimer 25 kg Superhartgips rosa
95,90

AKTIONSPAKET

5 x Vel-Mix Stone Superhartgips weiß
 oder rosa Karton 25 kg nach Wahl

Snow White™ Plaster

Snow White™ ist ein schnell abbindender und zuverlässiger Gips. Er ist sehr beliebt als Abform- und Artikulationsgips sowie bei der Herstellung von Lötmodellen, labialen/okklusalen Schlüsseln und Provisorien. Snow White™ ist für leichte Lesbarkeit in zwei natürlichen, für das Auge angenehmen Pastellfarben (gelb und grau) erhältlich und für eine Vielzahl von zahnärztlichen Techniken das Produkt der Wahl.

215115
 Sack 18 kg Spezial Gips weiß

5+1

Aktionspreis
69,90



Kerr™

Paketpreis
174,90

Super-Sep™


Eine Gips-Isolierflüssigkeit auf Alkoholbasis, die keinen Film hinterlässt und bei Kontakt antrocknet. Modell-, Hartgipse oder Einbettmassen können unmittelbar nach dem Auftragen angegossen werden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

201687
 Flasche 500 ml Isoliermittel
 Super-Sep™
60,90

AKTIONSPAKET

4 x Debubbler oder Microfilm oder
 Super-Sep™ Flasche 500ml nach Wahl



CreaPRINT Tray

Flüssiges Acrylatgemisch zur additiven Herstellung von Funktions- und Abdrucklöffeln sowie Bisschablonen im Dentalbereich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

215380

Flasche 1 kg 385 nm, aqua

Aktionspreis
149,90



PremEco® Line Gießkunststoff

Speziell für das Gießverfahren entwickelter prothetischer PMMA Kunststoff für die rationelle Fertigstellung in der partiellen und totalen Kunststoffprothetik. Die hervorragende Fließfähigkeit ist speziell auf die Silikon- und Geleibettung in Verbindung mit der PremEco® Line Gießkuvette eingestellt und abgestimmt auf das PremEco® Line Prothetik Color System für die individuelle, natürliche wirkende Farbcharakterisierung der Gingiva Nachbildung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218774

Beutel 1 kg Pulver rosa

Aktionspreis
99,90



Aktionspreis
20,90

PremEco® Line Aufstellwachs NF

Temperaturbeständiges Aufstellwachs für alle Arbeiten in der Prothetik mit hoher Erweichungstemperatur und unauffälliger Farbgebung für die Wachsenprobe.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203248

Packung 500 g Wachs

Aktionspreis
1.789,-



SANDURET

Die Mikrofeinstrahler der SANDURET Serie sind mit 2, 3 oder 4 Kammern erhältlich und erzielen hervorragende Ergebnisse. Die beheizten Strahlkammern sichern stets trockenes Strahlgut und verstopfte Schläuche oder Düsen kommen nicht mehr vor. Inklusive Reitel-Schnell-Stopp-Funktion.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

66140

Sandstrahlgerät mit 3 Kammern

Hersteller-Listenpreis 2.160,-

DUSTY MINI HEPA

Trocken-Absaugung mit Motor- und Filterbeutel in HEPA-Stufe H13. Leistungsgeregelter Motor und geringer Platzbedarf. Extrem leise: 49-54 db (A).

217135

Trockensauger

Hersteller-Listenpreis 480,-



Aktionspreis
395,90

REITEL

Aktionspreis
999,90

LED Arbeitsplatzleuchten

Einstellbare Helligkeit und Lichtfarbe (Farbechtheit RA>93) mit langlebigen LED (>50.000 Stunden). 3 Speicherplätze zur Sicherung der persönlichen Einstellungen und einfaches Umschalten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203857

LED COMFORT TABLE mit Gelenkarm zur Tischmontage

Hersteller-Listenpreis 1.220,-



AUTO Spin Pinbohrgerät

- Sicheres Positionieren und Ausrichten bei anspruchsvollen Abdrucksituationen mit innovativem Renfert Level Controller.
- Flexible Verwendung nahezu jeder Plattengeometrie durch Universal-Plattenträger mit sicherer Doppelfixierung.
- Hoher Arbeitskomfort durch automatisierten Bohrprozess.
- Optimales Friktionsverhalten der Pins durch hochpräzise Bohrlöcher.

200290



Pinbohrgerät

Hersteller-

Listenpreis 2.025,-



Aktionspreis

1.599,-

Aktionspreis

43,90



AUTO spin Silikonknetmasse

Silikonknetmasse zum Fixieren, Ausrichten und Ausblocken.

200369



Dose 1 kg Knetmasse



Aktionspreis

57,90



AUTO Spin Sekundärplatte

Passgenaue Abstimmung von Basis- und Sekundärplatte.

200368



Packung


50 Sekundärplatten



AUTO Spin Basisplatte

Sicherer Halt und leichtes Entformen der Pins durch formstabile Kunststoffsockelplatten ohne Metallplatte.

200366



Packung 100 Basisplatten
Standard

Aktionspreis

117,90



Aktionspreis
2.988,-

G2 Concept Modellsäge

Die G2 Concept Modellsäge mit segmentiertem Sägeblatt und Strichlaser ermöglicht an allen Modellen optimale Sägeschnitte ohne Beschädigung der Präparationsgrenze, da die Sägeschnitte von unten erfolgen.

109590



Modellsäge inklusive Strichlaser,
Diamant Sägeblatt

Hersteller-
Listenpreis 3.942,-



SCHICK
DENTAL

Q3 Profi

Q3 Profi von Schick bietet mit 50.000 U/min. und 9 Ncm Drehmoment besonders hohe Leistungsparameter. Dank neuer Technologie lässt sich die Drehzahl extrem feinfühlig regeln und eignet sich deshalb optimal für die Bearbeitung auch von anspruchsvollen Dentalwerkstoffen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

213487




Steuereinheit komplett,
Kniesteuerung 9 Ncm / 200-50.000 U/min.

Hersteller-
Listenpreis 2.067,-



Aktionspreis
1.599,-



Aktionspreis
1.699,-

Abdampf Box

Die Abdampf-Box ist eine kompakte Arbeitskabinen zum Reinigen von Werkstücken mittels Dampf. Sie ist ausgelegt für das Bearbeiten bzw. Reinigen von Kleinteilen bis hin zu handgroßen Teilen. Für eine optimale Sicht beim Arbeiten sorgen ein kraftvoller Lüfter, der den Dampf schnell über einen Bodenfilter absaugt, sowie eine Arbeitsraumausleuchtung mittels LED-Licht.

216543



Abdampf Box inklusive
Abflussschlauch 2 m

Hersteller-
Listenpreis 1.990,-

Aktionspreis
1.299,-




S3 Premium Fräsergerät

Das S3 Premium Fräsergerät ist die Weiterentwicklung des bewährten S3 Master. Die neue Frässpindel mit Hochleistungselektronik erlaubt Drehzahlen von bis zu 80.000 U/min und eröffnet dem Anwender weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. Kompromisslos kombiniert das S3 Premium die Präzision und Laufruhe einer elektrischen Frässpindel mit der hohen Abtragsleistung einer Turbine. Ob Wachsfräsen bei 500 U/min, NE-Fräsen mit 50.000 U/min, oder Zirkonbearbeitung unter Wasserkühlung bei 80.000 U/min, das gesamte Spektrum der Frästechnik ist abgedeckt.


Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218334



Fräsergerät ohne Modelltisch
inklusive Frässpindel, Lichtkopf,
2,35 mm Spannange

Hersteller-
Listenpreis 10.234,-



Armauflage optional
erhältlich.

Aktionspreis
9.359,-

Gipsmodelltrimmer HSS-88

Durchzugsstarker Trimmer mit 1.000 Watt Leistung und hoher Drehzahl 3.000 U/min. der durch Kurzschlussläufertechnik höchst verschleiß- und wartungsfrei ist. Inklusive Magnetventil. Kräftige Scheiben- und Innenraumspülung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

37822



Gipstrimmer inklusive Diamantscheibe,
1 Meter Zuflussschlauch 1/2" Zoll,
1 Meter Abflussschlauch 1" Zoll,
Schrägauflage im Winkel von 12°

Hersteller-
Listenpreis 3.750,-



Aktionspreis
2.949,-

WASSERMANN
Hamburg · Germany

Dampfstrahler Wasi-Steam Classic II

Kompakt im Format, stark in der Leistung: Der Wasi-Steam Classic II ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist. Manuell befüllbar, flexible Standortwahl. Dampftemperatur max. 158 °C (bei 5 bar).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209740



Dampfstrahler Edelstahl

Hersteller-Listenpreis 1.650,-

Aktionspreis
1.299,-



VITA YZ® HT DISC Color

Die Systemlösung für präzise, effiziente und farbtreue ZrO₂-Rekonstruktionen. Zirkondioxid-Rohlinge in vier Transluzenzstufen, die die präzise und farbtreue Fertigung von voll-/teilverblendeten und monolithischen Versorgungungen ermöglicht.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

122495
Disc Ø 98,4 mm H 14 mm, 2M2
159,90

AKTIONSPAKET
5 x VITA YZ® Disc Color 14 mm nach Wahl

VITA In-Ceram YZ® TColor Disc

- Passgenaue Versorgungungen herstellen durch kantenstabile Materialrohlinge mit homogener Gefügestruktur und geprüften Sinterereigenschaften.
- Verlässlich Zahnfarben reproduzieren durch ein Materialsystem mit ideal abgestimmten Komponenten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118900
Disc Ø 98,4 mm, H 18 mm, LL2 medium, T Color
199,90

AKTIONSPAKET
5 x VITA YZ® Disc Color 18 mm nach Wahl



VITA YZ® XT Multicolor

Super transluzentes ZrO₂ substanzschonende, monolithische sowie teilverblendete SZ-Versorgungungen mit hoher Lebendigkeit. Extra transluzentes ZrO₂ für monolithische sowie teilverblendete FZ-Versorgungungen mit besonderer Lebendigkeit durch extrem hohe Transluzenz.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204582
Disc Ø 98,4 mm, H14 mm, A3
208,-

AKTIONSPAKET
5 x VITA YZ® XT Multicolor 14 mm nach Wahl



VITA

VITA YZ® ST Multicolor

Super transluzentes ZrO₂ substanzschonende, monolithische sowie teilverblendete Versorgungungen mit hoher Lebendigkeit in White, Color, Multicolor.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204710
Disc Ø 98,4 mm, H18 mm, A3
236,-

AKTIONSPAKET
5 x VITA YZ® ST Multicolor 18 mm nach Wahl

Cercon® ht ML

Cercon® ht ML ist das Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse und großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208408

Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

189,-

208439

Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

220,-



Cercon® xt ML

Cercon® xt ML – Extra transluzentes Multilayer Zirkonoxid. Die neue Multilayer Klasse verspricht monolithische Restaurationen auf höchstem Niveau. Perfekter, naturgetreuer Farbverlauf: Entspricht der Ästhetik eines natürlichen Zahnes ganz ohne Verblenden oder Bemalen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204630

Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

179,-

204631

Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3


210,-

AKTIONSPAKET*

10 x Cercon® xt ML Disk Ø 98 H 14 mm nach Wahl

* Darstellung des o.g. Aktionspakets dient als Beispiel. Weitere Kombinationen von (Cercon ht ML, xt ML, ht, xt, Farbe und Größe nach Wahl) sind möglich.

Dentsply Sirona



Paketpreis
1.699,-

Dentsply Sirona Multilayer

PMMA Disc

Die Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc ist jetzt eine validierte Mehrfach-Materialkomponente für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128760

Disk Ø 98 mm H 20 mm, A3, Multilayer

99,95

AKTIONSPAKET

5 x Multilayer PMMA Disk nach Wahl



Paketpreis

450,-

Asiga Max 2™

Der Asiga MAX 2™, als Nachfolger des wohl erfolgreichsten DLP Dental-3D-Druckers, ermöglicht die Produktion in Labor & Praxis nun deutlich einfacher, präziser und zuverlässiger: mit einer intuitiveren Benutzeroberfläche, intelligenten SPS™ Sensorik zur Steigerung der Druckqualität sowie des neuartigen Transparent Mode™ positioniert sich das Gerät mit 62µm Auflösung erneut als professionelles Spitzenprodukt.

221696
 3D-Drucker inklusive 1 Liter Tray und Tray-Box, Composer Software, Werkzeug-Kit

Hersteller-
 Listenpreis 9.990,-

inklusive
 Materialpaket
 durch Firma
 SCHEU

neu



Aktionspreis
9.990,-

Asiga Ultra™

Der Asiga Ultra™ als hochproduktive Lösung für 3D-Drucke in der Dental-industrie vereint erstmalig eine hohe Präzision von 50µm Auflösung mit einem großen Bauvolumen (192 x 108 x 147mm) und das als Desktop System. Skalieren Sie ihre Produktion so einfach wie nie: kalibrationsfreie Bauplattform, berührungsloses Öffnen der Haube, neuartige IR-Bauraumheizung uvm.

221697
 3D-Drucker inklusive 2 Liter Endurance Ultra Build Tray Box, Composer Software, Schutzbrille, Netzkabel / Netzwirkkabel, Spachtel, Service-Werkzeug

Hersteller-
 Listenpreis 14.990,-

inklusive
 Materialpaket
 durch Firma
 SCHEU

neu



Aktionspreis
14.990,-

BIOSTAR® 4-Aligner

Der BIOSTAR® 4-Aligner ist ein hochmodernes Mehrfachtiefziehgerät. Mit seiner innovativen Technologie können gleichzeitig bis zu 4 Aligner tiefgezogen werden, was eine beeindruckende Produktionskapazität von bis zu 120 Alignern pro Stunde ermöglicht. Jeder Aligner wird dabei in seiner eigenen Druckkammer bei 4 bar geformt. Der BIOSTAR® 4-Aligner bietet die Flexibilität, aus verschiedenen SCHEU-DENTAL Folienformaten zu wählen. Hierzu gehören runde Folien mit einem Durchmesser von 120-125 mm sowie rechteckige, exklusiv bei SCHEU-DENTAL erhältliche Strips (499 x 114 mm), die eine Vierfachenwendung ermöglichen.

221711
 Tiefziehgerät inklusive Netzstecker, Netzkabel, Mikrofasertuch, DURAN-Einzelfolien

Hersteller-
 Listenpreis 8.950,-

Aktionspreis
8.950,-



neu

inklusive
 Materialpaket im
 Wert von 350 € und
 Einweisung durch
 die Firma
 SCHEU-Dental




IMPRIMO® LC Model

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung hochpräziser Dentalmodelle mit glatten Oberflächen. Erhältlich in drei Farben für kieferorthopädische und prothetische Anwendungszwecke, abgestimmt auf DLP-Verfahren mit einer Lichtquelle von 385 und 405 nm.

203561
 Flasche 1 kg IMPRIMO® LC Model beige

6+2



Aktionspreis
179,90



Aktionspreis
299,-

IMPRIMO® LC Splint comfort MSI®

IMPRIMO® LC Splint comfort MSI® ist ein lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung von hartelastischen Schienen. Es bietet eine höhere Flexibilität und geringere Bruchanfälligkeit im Vergleich zu harten Materialien. Die MSI® Technologie bewirkt nachweislich eine signifikante Reduktion von Biofilmen und Plaque-Ablagerungen an Oberflächen. Das Harz ist kompatibel mit DLP Systemen (385nm) und es sind optimierte Parameter für ASIGA Geräte vorhanden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

220501
 Flasche 1 kg ozean-blau