

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



3M™ Clinpro™ Clear Fluorid

Dieses Fluoridgel zeichnet sich durch eine gebrauchsfertige Formulierung aus, die eine wirksame Fluoridaufnahme bei einer nur minimalen Kontaktzeit von 15 Minuten ermöglicht – da fällt es Ihren Patienten leicht, einer Behandlung zuzustimmen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221974

Packung 50 x 0,5 ml Einzeldose Mint, 50 Applikationsbürsten, 1 Patienteninformationen, 60 Aufkleber, 1 Anleitungskarte

80,90



Paketpreis
79,90

AKTIONSPAKET

2 x 3M™ Clinpro™ Clear Fluorid Treatment
0,5ml Packung 50 nach Wahl



3+1

Aktionspreis
49,90

3M™ Clinpro™ Glycine Propyl Powder

Zur Entfernung von sub- und supragingivaler Plaque sowie Verfärbungen während der routinemäßigen, professionellen Zahnreinigung ohne zusätzliches Polieren. Das 3M™ Glycine-Pulver Clinpro™ Propyl Powder für die Prophylaxe, ist für alle Pulverstrahlgeräte geeignet.

118547

Packung 2 x 160 g Pulver



3M Health Care ist jetzt Solventum.

3M™ RelyX™ Universal

Universal Befestigungskomposit wird in einer einzigartigen selbstverschließenden Automix-Spritze geliefert. Spritze inklusive Mischkanülen für durchschnittlich 15 Applikationen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209284

Spritze 3,4 g transluzent

134,90

AKTIONSPAKET

5 x 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement
Transluzent Spritze 3,4g nach Wahl

Paketpreis
532,90



3M™ Ketac™ Universal

Ermöglicht Ihnen voll abrechenbare Versorgungen – bis zu limitiert kaulasttragenden Klasse II Indikationen. Nach den Gebührenschemata BEMA Nr. 13a bis 13d abrechenbar. BPA-Frei.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118540

Packung 12,5 g Pulver A3

3+1

Aktionspreis
50,90

118536


Packung 50 x 0,13 ml Kapseln A3

115,90

AKTIONSPAKET

4 x 3M™ Ketac™ Univ. Aplicap Kapsel
Packung 50 nach Wahl

Paketpreis
339,90



3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Komposit

Das Universal Komposit mit patentierter Nanofüller-Technologie bietet 36 Farben und 4 Opazitäten für natürlich aussehende Restaurationen mit herausragender Festigkeit.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

92737


Spritze 3 g body A3,5B


46,90

AKTIONSPAKET

5 x 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Komposit Spritze 3g nach Wahl

Paketpreis

185,90



92699



Packung 20 x 0,2 g Kapseln body A3B

62,90

AKTIONSPAKET

5 x 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Komposit Kapsel Packung 20 x 0,2g nach Wahl

Paketpreis

248,90



 solventum
 3M Health Care ist jetzt Solventum.

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit

Ist ein Universal Komposit und ausgestattet mit einer Opazität mit natürlicher Anpassungsfähigkeit. Dadurch bietet es eine intuitive Farbauswahl zur Vereinfachung von Workflows in der Füllungstherapie ohne Kompromisse in Sachen Opazität. Das auf drei Farben basierende System wurde entwickelt, um in den meisten Fällen einfach und intuitiv eine exzellente farbliche Übereinstimmung mit der natürlichen Zahnfarbe zu erzielen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221496


Packung 20 x 0,2 g Kapseln warm

61,90

221498


Spritze 4 g natural

61,90

AKTIONSPAKET

3 x 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit Kapsel Packung 20 x 0,2g **oder** Spritze 4g nach Wahl

Paketpreis

119,90



Solventum

altmann dental GmbH & Co. KG
 Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
 Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
 Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
 DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent
 Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
 Oldenburger Dental - Depot seit 1927
 Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
 Einrichtung · Material · Planung · Service
 ... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
 HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
 Erfahrung macht den Unterschied.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
 Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

KATANA™ Zirconia Block

ÄSTHETISCH. STARK. SCHNELL.

Der KATANA™ Zirconia Block vereint seine starken mechanischen Eigenschaften mit hoher natürlicher Ästhetik. Die hohe Transluzenz und hohe Biegefestigkeit führen zu einer außergewöhnlichen Ästhetik und zu besseren mechanischen Eigenschaften als Lithiumdisilikat-Glaskeramik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

202130

Packung 5 Blöcke Größe 14Z, A3,5

107,90

Paketpreis

409,-



AKTIONSPAKET

5 x KATANA™ Zirconia Block STML 14Z
Packung 5 nach Wahl

kuraray Noritake

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal die Entscheidung zwischen einer schnellen Anwendung und einer hohen Ästhetik gehört der Vergangenheit an. Das universelle Komposit CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal ermöglicht ein kompromisslos einfaches Handling und ästhetische, langlebige Restaurationen mit nur 3 Farben.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

210585

Packung 20 x 0,25 g PLT U

43,90



Paketpreis

129,90

AKTIONSPAKET

4 x CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal
PLT 20 x 0,25 g nach Wahl

Venus® Bulk Flow ONE

Fließfähige Bulk-Filling-Lösung für eine Kavitätentiefe bis 4 mm (mit einer Schicht), die eine außergewöhnliche Farbanpassung in einem einzigen Farbton bietet (Farbspektrum A1-D4). Venus® Bulk Flow ONE legt den Fokus auf Schnelligkeit und maximale Effizienz im Seitenzahn-bereich mit einer Farbe – dies auch zu einer deutlich optimierten Lagerhaltung / Warenwirtschaft führt. Kompositen. Eine zusätzliche Deckschicht ist nicht notwendig.


Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

214498

Packung 2 g Spritze,
5 Kanülen

Aktionspreis

26,50



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Aktionspreis

175,90



iBOND® Universal

iBOND® Universal ist das universelle, lichthärtende Adhäsiv für alle Bonding-Techniken und Indikationen. Der Allrounder für zuverlässige Haftfestigkeit – dank MDP-Monomer – kompatibel mit licht-, dual- und selbsthärtenden dentalen Materialien.

118526

Value Pack 3 x 4 ml
iBOND® Universal



SOPIRA®

Citocartin®

1:100.000

KULZER

SOPIRA®

Citocartin®

1:200.000

KULZER

SOPIRA® Citocartin®

Arzneimittel

90884

Packung
50 x 1,7 ml Zylinderampullen
1:100.000

90885

Packung 50 x 1,7 ml Zylinderampullen
1:200.000

AKTIONSPAKET*

10 x Sopira® Citocartin Zylinderampullen
1:100.000 oder 1:200.000
Packung 50 x 1,7ml nach Wahl

* Aktion gültig bis 30.11.2024

Paketpreis

242,90

GC G-ænial® Universal Injectable

G-ænial® Universal Injectable ist ein hochfestes und widerstandsfähiges, injizierbares Universal-Composite für langlebige und ästhetische direkte Restaurationen. Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen GC G-ænial® Universal Injectable außerordentliche Festigkeit - stabiler als führende pastöse am Markt verfügbare Composite.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

201629

Refill Packung 1,7 g/1,0 ml
Spritze A3

29,90

AKTIONSPAKET

6 x GC G-ænial® Universal Injectable
Spritze Refill Packung 1,7 g/1,0 ml
nach Wahl

Paketpreis
142,90

201703

G-ænial® Universal Injectable + G-Premio
BOND Kit 3 x 1 ml Spritze (A1, A2, A3),
5 ml G-Premio BOND, 20 Einwegschalen,
50 Einweg-Applikatoren (fein)



Aktionspreis
122,90

GC everX Flow™

Glasfaserverstärktes, fließfähiges Composite für den Dentinersatz.
GC everX Flow™ weist dank der hohen Anzahl an mit der Kunststoffmatrix
verbundenen Glasfasern eine exzellente Bruchfestigkeit auf, die der von
Dentin sehr ähnlich ist.

206779

Kit 2 x 2 ml Spritze everX Flow™ (bulk, dentin),
2 x 1 ml Spritze G-ænial® Universal Injectable (A2, A3),
40 Dispensing Tips III Kunststoff, 20 Dispensing Tips long,
4 Lichtschutzkappen



Paketpreis
415,-

GC EQUIA Forte™ HT

Langzeit Glas-Hybrid-Bulk-Fill Restaurationssystem mit einzigartiger
Glas-Hybrid-Technologie: Kontrollierte Abbindeaktion, höhere
mechanische Eigenschaften. Einzigartige hochmolekulare Polyacrylsäure:
Höhere mechanische Eigenschaften, verbesserte Handhabung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne
Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204118

Packung 50 Kapseln A3
0,40 g Pulver und 0,13 g/0,10 ml
Flüssigkeit, gemischtes Volumen
pro Kapsel (0,14 ml)



Aktionspreis
109,90



Aktionspreis
135,90

GC FujiCEM™ Evolve

FujiCEM™ Evolve ist ein innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomerzement zur Befestigung
prothetischer Arbeiten, von metallbasierten Restaurationen bis zu Zirkonoxid-Restaurationen.

208047

Packung Clinic 8 x 9,2 g/ 5 ml Spritze,
2 Anmischblöcke



Aktionspreis
285,-



GC Initial™ LiSi Block

Ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über
optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie
(High Density Micronization) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, sorgt für hohe Abrasions-
beständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. Natürlich schöne
Restaurationen in einem Termin.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union
Fachhandelspartner.

212735

Packung 5 Blöcke Größe 14,
A3 HT

86,90

AKTIONSPAKET

6 x GC Initial™ LiSi Block CEREC 14
Packung 5 nach Wahl

GC EQUIA Forte™ HT



Visalys® CemCore

Visalys® CemCore ist ein dualhärtendes, adhäsives Befestigungskomposit. Es eignet sich für die Befestigung aller indirekten Restaurationen und ist kompatibel mit allen dentalen Materialien (Metall, Oxidkeramik, Silikatkeramik etc.).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

205766


Normal pack Universal (A2/A3) 5 ml Automixspritze CemCore, 20 Mischkanülen blau (stumpf, spitz), 6 Intraoral tips, 4 Endo tips

Aktionspreis
104,90



Aktionspreis
54,90

Visalys® Tooth Primer

Visalys® Tooth Primer ist ein selbstätzender Einkomponenten- Primer mit sauren Monomeren (10-MDP) für den adhäsiven Verbund von Visalys® CemCore und Visalys® Core zur Zahnhartsubstanz. Der Primer kann ohne zusätzliche Ätzung oder nach selektiver Ätzung des Schmelzes angewendet werden.

205771


Flasche 4 ml Tooth Primer



Visalys® Temp

Visalys® Temp ist ein temporäres Kronen- und Brückenmaterial auf Basis eines multifunktionellen Acryl-Komposits mit außergewöhnlicher Bruchfestigkeit.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

103904


Normalpackung 50 ml Doppelkartusche A3, 15 Mischkanülen


Aktionspreis
69,90



Visalys® Fill

Visalys® Fill ist ein röntgenopakes Nano-Hybrid-Füllungskomposit für alle Füllungen der Klasse I bis VI, lässt sich sehr gut modellieren und besticht durch dauerhaft gute Stabilität. Das speziell entwickelte Flex Shade System ermöglicht effizientes Arbeiten mit nur 7 Farben für ästhetische Restaurationen

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

216972


Packung 15 x 0,25 g Caps A3

Aktionspreis
43,90




KETTENBACHDENTAL
 Simply intelligent

Visalys® Core

Visalys® Core ist ein Stumpfaufbaumaterial mit ausgeprägter Standfestigkeit und für freihändiges Arbeiten geeignet. Es überzeugt mit sicherem Haftverbund und dentinähnlicher Beschleifbarkeit.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

119390


Normal pack 2 x 5 ml Spritzen dentin, Zubehör

Aktionspreis
91,90



Visalys® Flow

Visalys® Flow ist ein lichterhärtendes, fließfähiges Füllungsmaterial, das die bewährte Komposit- mit der innovativen Nano-Technologie kombiniert. Das Material eignet sich für die Füllungstherapie im Front- und Seitenzahnbereich. Aufgrund seiner niedrigen Viskosität weist Visalys® Flow eine sehr gute Benetzung und Adaption an die Kavitätenwände auf.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

216981


Spritze 1,8 g A3



Aktionspreis
21,90

Pinkalgin 5

Pinkalgin 5 ist ein leistungsstarkes, schnellabbindendes Alginat mit einer 5µm Oberflächenreproduktion. Es besitzt eine hohe Dimensionsstabilität, so dass die Abformung bis zu 5 Tage lagerfähig ist. Dank der kurzen Mundverweildauer von 45 Sekunden und dem angenehmen Himbeeraroma, vermindert es den Stress für Patienten.

222064
 Packung 453 g Alginat Himbeere, pink

Aktionspreis
8,90



Zhermack
 Dental

Acrytemp

Acrytemp ist das selbsthärtende Bis-Acryl-Harz von Zhermack für kurz- und langfristige provisorische Restaurationen mit spezifischen Eigenschaften, das entwickelt wurde, um den Anforderungen der klinischen Praxis gerecht zu werden. Es wird in selbstmischenden Kartuschen für eine ordnungsgemäße und schnelle Anwendung geliefert.

222071
 Packung 50 ml Doppelkartusche Bis-Acryl-Harz A3, 15 Mischkanülen 4:1

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Alle Produkte
 Gluten- und
 Laktosefrei



Aktionspreis
54,90

Occlufast+ Color

Occlufast+ Color ist ein Silikon mit hoher Endhärte, eigens entwickelt, um eine genaue und präzise Bissregistrierung zu erhalten. Occlufast+ Color ist eine thermochrome Version von Occlufast+. Die Farbe des Materials ändert sich während der Abbindephase im Mund des Patienten von grün nach gelb. Der Farbwechsel bietet eine visuelle Orientierungshilfe, um Fehlerrisiken zu minimieren.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

222033
 Großpackung 8 x 50 ml Doppelkartuschen



Aktionspreis
99,90

Unica Matrizen

Unica anterior ist das ideale Matrizensystem für Frontzahnrestaurationen wie Klasse III, IV, V, direkt geschichtete Komposit-Verblendungen und Formmodifikationen. Dank ihrer konturierten Form passen sich die Matrizen des Systems, Unica anterior und Unica minideep anterior, korrekt an die verschiedenen Morphologien aller Frontzähne an.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

polydentia
 swiss manufacture

218144
 Introkit 40 Matrizen (anterior, minideep anterior), 40 myWedge XS, 40 myWedge S, 40 myWedge M, 1 myQuickmatrix Forceps

Aktionspreis
149,90



Aktionspreis
33,90

QuickmatFIT Teilmatrizen

QuickmatFIT sind die neuen anatomisch vergrößerten Teilmatrizen aus rostfreiem Stahl, die in einer Dicke von 0,04 mm und drei anatomischen Formen erhältlich sind, um alle Arten von posterioren Restaurationen der Klasse-II abzudecken. QuickmatFIT-Matrizen sind besonders bei breiten Interproximalräumen und großen Kavitäten indiziert.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

220299
 Packung 100 Teilmatrizen Stärke 0,04 mm, Molar

Unica Proximal Frontzahnmatrizen

Unica Proximal sind Matrizen aus Edelstahl, die in einer Dicke von 0,03 mm und zwei Formen (Standard und Deep) erhältlich sind, die sich der Kontur der Frontzähne labial, palatinal und proximal anpassen. Die für die Frontzähne optimierte Form verbessert die Sicht und den Zugang zum Operationsfeld im Vergleich zu anderen Lösungen wie z. B. der posterioren Teilmatrizen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221590
 Packung 50 Matrizen 0,03 mm

Aktionspreis
28,90



mikrozid® AF wipes

Gebrauchsfertiges Präparat auf alkoholischer Basis zur Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen.

- Schnelle Abtrocknung.
- Aldehydfrei.
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (Bakterien, Pilze und begrenzt viruzid).
- VAH / DGHM gelistet.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208497

Nachfüllbeutel 150 Tücher
BAuA-Nr. N-40580



Aktionspreis
4,90

schülke →



Aktionspreis
72,90

gigasept® instru AF

gigasept® instru AF ist ein aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgisches Instrumentarium in Klinik und Praxis. Sehr gute Reinigungsleistung. Umfassende mikrobiologische Wirksamkeit. Verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad.

78963

Kanister 5 Liter



Aktionspreis
23,90

aspirmatic®

Die aufeinander abgestimmten Präparate aspirmatic® und aspirmatic® cleaner sorgen für eine umfassende Reinigung & Desinfektion der zahnärztlichen Absauganlage und für die notwendige hygienische Sicherheit im Praxisbetrieb.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217877

Flasche 2 Liter

UNIQ+ pd

Die UNIQ+ pd Tiefziehfolie bietet eine innovative Lösung für Alignerbehandlungen, indem sie mit nur einer Schicht maximale Wirkung erzielt. Im Gegensatz zu vielen mehrschichtigen Folien wirkt die UNIQ+ pd den entstehenden Kräften während der gesamten Behandlung konstant entgegen und verliert dabei nicht an Stabilität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221020

Packung 10 Folien rund,
Ø 125 mm, Stärke 0,625 mm
inkl. Schutzfolie



Aktionspreis
24,90

SCHEU

Bite Fix®

Bissregistrierung mit wiederverwendbarem Halter aus sterilisierbarem Kunststoffmaterial zur einfachen und präzisen Registrierung von Konstruktionsbissen in der Schnarchtherapie. Der dezentrale Griff gewährleistet

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128646

Set 1 Halter, 1 Bissgabel



Aktionspreis
27,90

CETRON®

Schonend und dauerhaft pflegendes Pulver zur hygienischen Reinigung von Zahnsparagen, Schienen, Zahnersatz, Mundschutz und Schnarch-Therapie-Geräten. Tütchen mit je 15 g zum Auflösen in 150 ml Wasser. 3-4 Tage verwendbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

27653

Flasche 75 ml Pflegespray

Aktionspreis
15,90





Preciform® N HardBite

Abformmaterial für schnelle und genaue Bissregistrierung mit hoher Endhärte. Schlüsselmaterial z. B. für intraorale Stützstift-Registrate, Bissgabeltechnik.

22139

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche grün,
 12 Mischkanülen türkis

Aktionspreis
32,90



Artinestol® 1:200.000

Arzneimittel

47002

Packung 100 x 1,7 ml
 Zylinderampullen 1:200.000

Artikelnummern weiterer
 Ausführungen nennt
 Ihnen gerne Ihr
 Dental-Union
 Fachhandelspartner.



Aktionspreis
47,90

CronMix® K plus

Herstellung provisorischer Inlays und Onlays. Herstellung provisorischer Kronen und Brücken. Langzeitprovisorien. Speziell für größere provisorische Versorgungen mit längerer Verarbeitungszeit. Verarbeitungszeit: 1 Minute. Mundverweildauer: 2-3 Minuten. Aushärtezeit ab Mischbeginn: 8 Minuten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt
 Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

29202

Packung 2 x 50 ml Doppelkartuschen
 4:1 CronMix® K plus A2,
 20 Feinmischkanülen



Aktionspreis
95,90



METASAN® P

1,41%ige Lösung zur Desinfektion
 des Behandlungswassers;
 geeignet für Dentsply Sirona
 Behandlungseinheiten.

202010

Karton 6 x 1 Liter
 Flasche

Aktionspreis
76,90



Aktionspreis
22,90

GREEN&CLEAN SK

Zur Desinfektion von Oberflächen von Medizin-
 produkten (z. B. alkoholempfindliche Oberflächen der
 dentalen Einheit wie Unitgriffe, Leder-, Kunstleder-
 bezüge); besonders geeignet für alkoholempfindliche
 Flächen.

52746

Kanister 5 Liter

Aktionspreis
33,90



GREEN&CLEAN WD

Alkoholische Desinfektionstücher für kleinere Oberflächen von
 Medizinprodukten, Instrumenten und medizinischen Geräten.
 Gebrauchsfertig im praktischen Spender. Remanenzeffekt
 verhindert sofortige Wiederansiedlung von Anflugkeimen.

69749

Einführungsset 1 Dose mit 120 Tücher,
 3 x 120 Tücher



Aktionspreis
79,90

Transcend™ Universalkomposit

Dank seiner einzigartigen Farbanpassung ermöglicht Transcend™ die Erstellung hochwertiger ästhetischer Restaurationen mit nur einer einzigen Farbe und ganz ohne Opaker zur Abdeckung dunkler Verfärbungen. Für ästhetisch anspruchsvollere Fälle im Frontzahnbereich, welche den Einsatz der Schichttechnik erfordern, bietet Transcend™ ein zusätzliches Farbsystem mit Dentin- und Schmelzfarben.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

220331

Single Econo Kit 40 x 0,2 g Single universal body



Ultra-Etch™

Selbstlimitierend im Dentin. Dringt in feinste Fissuren ein, läuft aber an vertikalen Flächen nicht ab. Präzise applizierbar.

28183
Spritze 30 ml



Aktionspreis
62,90

VOCO Profluorid® Varnish

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5% NaF) auch in der praktischen SingleDose. Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig. Hält auch an feuchten Oberflächen.

96371
Packung 48 x 0,4 ml SingleDose sortiert, Zubehör



Aktionspreis
19,90

Admira® Fusion 5

Universelles Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial. Vereinfachtes Farbsystem:

- Mit nur 5 Cluster-Shades können alle 16 VITA® classical Farben abgedeckt werden.
- Absolut universell einsetzbar – für höchste Ansprüche im Front- und Seitenzahnbereich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217248
Testpackung



Aktionspreis
36,90



Rebilda® DC fluorescent

Sichtbar für den Zahnarzt – ästhetisch für den Patienten: Fluoresziert unter UV-A Licht – sehr gute Sichtbarkeit von Überschüssen und Aufbaugrenzen, auch tief subgingival. Fließfähiges, dualhärtendes Stumpfaufbau- und Wurzelstiftbefestigungssystem.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

220494
Packung 10 g QuickMix Spritze fluoreszierend dentin, Mischkanülen Typ 11, Applikationsaufsätze Typ 4



Aktionspreis
55,90

Aktionspreis

34,50



TORK® extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. Verbrauchssparende & hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche Zickzack (V-Falz) sowie Tork H3 System. Papierhandtücher Premium, saugfähig und reißfest, Tork Easy-Handling Verpackung. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert.

103927



Karton 15 Bündel x 200 Tücher = 3.000 Premium Tücher 2-lagig, extra weich, 23 x 23 cm, hochweiß



TORK® Xpress® komprimierte weiche Multifold-Handtücher

Verdoppeln Sie die Spenderkapazität mit um 50 % komprimierten Papierhandtüchern und sparen Sie Zeit durch selteneres Befüllen von Spendern. Ihre Gäste genießen mit diesen weichen und saugfähigen Handtüchern ein besonders exklusives Waschräumelerlebnis.

221971



Karton 12 x 170 Tücher 2-lagig, 21,2 x 32 cm, H2 Multifold-Handtuchsystem, Premium Qualität, weiß



Aktionspreis

38,90



neu

Monoart® Mundspülbecher Graffiti

Farbintensive und griffstabile Becher für Praxis & Studio.

- Reißfest.
- Größe 180 ml.
- Passend für Becherspender.
- 100% recycelbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

292454



Karton 1.000 Becher blau, 180 ml

Euronda®

Monoart® Universal-Absaugkanülen EVO

Griffige Absaugkanüle, ergonomisch und besonders leise.

- Kurze Form mit schlanker Pelotte.
- Geradliniges Design.
- Vielfach sterilisierbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

126624



Packung 10 Absaugkanülen blau



Aktionspreis

8,90

Monoart® SurgiFlexo Tip sterile chirurgische Absaugkanüle

Die einzigartig biegsame Chirurgiekanüle.

- Länge 18 cm.
- Abnehmbare Saugspitze 2,5 oder 4,5 mm.
- Biegsam wie ein Speichelsauger.
- Steril verpackt.

292452



Packung 20 Absaugkanülen blautransparent, 185 mm, Saugspitze Ø 2,5 mm / 4,5 mm, steril

neu

Aktionspreis

24,90

FD 312 Flächen-Desinfektion

Alkoholfreies Konzentrat zur Desinfektion von Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Fußböden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

62325

Flasche 2,5 Liter
BAuA-Nr. N-21211



Aktionspreis
32,90

Aktionspreis
21,90



FD 322 wipes Flächen-Desinfektion

Praktische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217471

Set 1 Leereimer, 100 Tücher



VITA ENAMIC®

Weltweit einzigartige zahnfarbene Hybridkeramik mit dualer Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur für die einfache, effiziente und präzise Herstellung von ästhetischem Zahnersatz. Multichromatische Rohlinge in der Transluzenzstufe HT für FZ-/SZ-Kronen, grazile (Non-Prep)-Veneers.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

VITA



204505

Packung 5 Blöcke multiColor
for Cerec/inLab 3M2-HT, EMC-16

152,90

AKTIONSPAKET

4 x VITA ENAMIC® multiColor f.CEREC/
inLab EMC-16 Packung 5 nach Wahl

129852

Packung 5 Blöcke multiColor
for CEREC/inLab EMC-14, 3M2-HT

139,90

AKTIONSPAKET

4 x VITA ENAMIC® multiColor f.CEREC/
inLab EMC-14 Packung 5 nach Wahl

Paketpreis ab

329,-

105184

Packung 5 Blöcke,
Größe EM-14, 3M2-HT

114,90

AKTIONSPAKET

4 x VITA ENAMIC® f.CEREC/inLab EM-14
Packung 5 nach Wahl



Nadelhalter Mikro TC

Geeignet für Nadelstärken von 5/0 bis 7/0. Rundgriffe für maximal präzise Führung und Komfort. Besonders leichtgängige Arretierung. TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung. Keine scharfen Kanten, insbesondere am Scharnier und an den Hartmetalleinsätzen – kein versehentliches Abtrennen des Nahtmaterials möglich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217934



Nadelhalter 18 cm

Aktionspreis
263,90



American Eagle
INSTRUMENTS®

Iris-Schere

Dentalchirurgische Scheren mit feinen Spitzen für ein präzises Schnittbild über die gesamte Klinge. In Standard oder SuperCut Ausführung erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217919



Schere 11 cm, gebogen

Wurzelzange nach Witzel

Tiefgreifende, diamantierte Wurzelzange mit verbessertem Grip spart Behandlungszeit bei der Entfernung von Wurzelspitzen, Zahnfragmenten und gebrochenen Implantaten.

218001



Stück Zange ergonomischer Griff

Aktionspreis
96,90



Aktionspreis
19,90



elmex® gelée

Arzneimittel

53620



Tube 215 g Gelée



meridol® med CHX 0,2%

Arzneimittel

220471



Flasche 1 Liter
Mundspüllösung
inklusive Pumpspender

Aktionspreis
5,90



Aktionspreis
15,90

Duraphat® Fluoridlack Single Dose

Dentalsuspension zur Behandlung von überempfindlichen Zahnhälsen. Die Anwendung erfolgt in praktisch und hygienischen Einzeldosen mit Pinsel.

218001



Packung 50 x 0,4 ml Single Dose



Aktionspreis
48,90



FotoDent® denture

Lichthärtender Kunststoff für die Produktion dentaler Prothesenbasen. Die Nutzung des Harzes ermöglicht akkurate Ergebnisse bei größtmöglicher Dimensionsstabilität. FotoDent® denture ist frei von MMA und farbstabil.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203755

Flasche 1 kg denture
rosa-transparent, 385 nm

Aktionspreis
279,90



FotoDent® splint

Lichthärtendes Material für die Herstellung dentaler Schienen mittels 3D-Druckverfahren für die Herstellung von Knirscher- und Aufbissschienen. Das produzierte Formstück ist bruchfest und weist eine homogene Oberfläche auf. Aus FotoDent® splint gefertigte dentale Schienen sind biokompatibel.

220409

Flasche 1 kg Kunststoff 405 nm,
farblos-transparent

Aktionspreis
333,90



FotoDent® tray2

Optimierter, biokompatibler Kunststoff zur Fabrikation dentaler, individueller Abformlöffel. Hohe Reaktivität bei geringer Viskosität. Vereinfachte Reinigung und verbesserte mechanische Eigenschaften. Zweifach schnellere Druckzeiten, Schichtdicken von 300 µm möglich. Die fertigen Abformlöffel weisen eine homogene Oberfläche auf, was die manuelle Nacharbeit deutlich reduziert.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217869

Flasche 1 kg Kunststoff 385/405 nm,
rötlich-transparent

Aktionspreis
141,90



Zerosil® soft mit Farbindikator

Die Alternative zu Alginaten. Jetzt neu mit chemischem Farbindikator, der visuell den Abbindeprozess anhand des Farbverlaufs 1:1 widerspiegelt. So wird die finale Farbe erst erreicht, wenn die Aushärtephasen wirklich beendet ist. Zusätzlich wurden Verarbeitungszeit und Mundverweildauer um 25% verkürzt.

213395

Packung 380 ml Großkartusche
mit Farbindikator

Aktionspreis
31,90



Aktionspreis ab
32,90



StoneBite®

Additionsvernetzendes Silikon auf elastomerer Basis für die Bissregistrierung mit extrem hoher Endhärte von 48 Shore D, welches dem Anwender eine absolut präzise und verlässliche Arbeitsgrundlage präsentiert. Es ist sehr gut schneidbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

21546

Packung 2 x 50 ml Doppelkartuschen,
12 Mischkanülen pink, Applikationstips
32,90

80926

Packung 4 x 50 ml Doppelkartuschen
45,90