

# ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



## KaVo SONICflex System

**83021**

Set SONICflex quick 2008 L Handstück incl. 3 Spritzen

Hersteller-Listenpreis 2.439,-

**76240**

Set SONICflex quick 2008 LS Handstück incl. 3 Spritzen

Hersteller-Listenpreis 2.439,-

### AKTIONSPAKET

1 x Set SONICflex quick 2008 L Handstück incl. 3 Spritzen **oder**

1 x Set SONICflex quick 2008 LS Handstück incl. 3 Spritzen

5 x zusätzliche Spritze nach Wahl z. B. Paro Spitzen 60A – 62A

Hersteller-Listenpreis 3.114,-

Weitere SONICflex Aktionspakete nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Paketpreis

**1.389,-**



**KAVO**  
Dental Excellence

Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden

## DIAGNOcam Vision Full HD

Dreifache Diagnostik auf einen Klick

Das einzige Full HD Aufnahmegerät, das drei klinisch relevante Bilder in weniger als einer Sekunde erstellt.

Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszenz-Aufnahmen zur verlässlichen Kariesfrüherkennung vereint in einem Gerät: Die KaVo DIAGNOcam Vision Full HD liefert Ihnen drei klinisch relevante Full HD Aufnahmen – jederzeit scharf und in weniger als einer Sekunde.

**212275**

Aktionspaket bestehend aus: DIAGNOcam Vision Full HD Stand-Alone, Fußsteuerung Vision Full HD mit neuer DIAGNOcam Vision Software zum kostenlosen Herunterladen

Hersteller-Listenpreis 6.309,-



Aktionspreis\*

**5.559,-**

\*inkl. Fußsteuerung

## KaVo Prophy Box PROPHYflex 4

Das universale Pulverstrahlgerät für supra- und subgingivale Anwendungen mit perfekter Ergonomie, 2 unterschiedlichen Griffhülsen, einem fokussierten Pulverstrahl, einstellbaren Reinigungsstufen und passendem Zubehör. Thermodesinfizierbar und sterilisierbar. Auch für Sirona-Anschluss erhältlich.



**201732**

Wave

Hersteller-Listenpreis 1.516,-

**201736**

Lime

**201737**

Flamingo

1 KaVo PROPHYflex 4 Handstück, 80 Sticks PROPHYpearls neutral, 80 Sticks PROPHYpearls Selection



Aktionspreis

**983,-**

jetzt mit Power Kanüle

## QUATTROcare PLUS

Optimale Pflege für langfristige Werterhaltung Ihrer Instrumente, Turbinen und Spannzangen.

- Einfaches, komfortables Handling.
- Günstiger Anschaffungspreis, geringe Kosten für Verbrauchsmaterial (QUATTROcare-Spray).
- Sichert Werterhaltung und Lebensdauer.

**21924**

QUATTROcare PLUS Pflegegerät anthrazit inklusive 3 INTRAMatic Pflegekupplungen, MULTIflex Pflegekupplung, Dose QUATTROcare plus Spray

Hersteller-Listenpreis 2.876,-

Hersteller-Listenpreis 2.876,-

**24792**

QUATTROcare plus Spray, Dose 500 ml

**48,33**



Paketpreis

**1.729,-**

### AKTIONSPAKET

1 x QUATTROcare PLUS 2124A  
6 x QUATTROcare plus Spray 2140 Dose 500 ml

Hersteller-Listenpreis 3.166,-

# EXPERT Serie




Hohe Effizienz durch: Edelstahlkopf / Verstärktes Spannzangen-system / Glasstablichtleiter 25.000 Lux / 24 Monate Garantie / innengeführte getrennte Kühlmedien

## 5 MASTER/EXPERT Instrumente

Beim Kauf eines Instrumentenpaketes, bestehend aus fünf Instrumenten\* nach Wahl erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe des günstigsten Instruments im gewählten Paket.

\* MASTERmatic Hand-Winkelstücke, MASTERtorque Turbinen und RONDOflex plus, EXPERTmatic Hand- & Winkelstücke, EXPERTtorque Turbinen und PROPHYflex 4 Box, SONICflex 2003 L Set, 2008 L/LS Set, Chirurgie Hand- & Winkelstücke. Bei der MASTER Serie zählen Köpfe nur in Verbindung mit einem Unterteil als komplettes Instrument.



## Aktionspaket

DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

### EXPERTtorque LUX E680 L

- Turbinenwinkelstück mit Licht.
- Druckknopfspannzange.
- Keramik-Kugellager.
- Austauschbarer Spray Mikrofilter.
- Reduzierte Kopfgröße und Spannzangenhaltekraft von bis zu 30N.

20753  
Turbine L

Hersteller-  
Listenpreis 1.459,-



Aktionspreis  
**489,-**

### EXPERTmatic LUX E25 L

- Schnellläuferwinkelstück 1:5 (rot)
- Maximaldrehzahl 200.000 U/min.
- Keramik Kugellager.
- Für Bohrschaft Ø 1,6 mm.
- Die neue KaVo CoolHead Technologie verhindert aktiv die übermäßige Erwärmung des Kopfes bei unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

20755  
Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 1.615,-

215215  
Duo-Pack

Hersteller-  
Listenpreis 3.229,-



Aktionspreis  
**759,-**

Aktionspreis\*  
**1.368,-**

\*inkl. Paketvorteil

### EXPERTmatic E10 C

- Handstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20762  
Handstück

Hersteller-  
Listenpreis 749,-



219689  
Duo-Pack

Hersteller-  
Listenpreis 1.498,-

Aktionspreis  
**372,-**

Aktionspreis\*  
**594,-**

\*inkl. Paketvorteil

### EXPERTmatic LUX E20 L

- Winkelstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20761  
Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 1.177,-

215216  
Duo-Pack

Hersteller-  
Listenpreis 2.354,-



Aktionspreis  
**553,-**

Aktionspreis\*  
**956,-**

\*inkl. Paketvorteil

### EXPERTmatic LUX E15 L

- Winkelstück 5,4:1 (grün)
- Drehzahlbereich (max.) 7.400 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20756  
Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 1.313,-

215217  
Duo-Pack

Hersteller-  
Listenpreis 2.626,-



Aktionspreis  
**653,-**

Aktionspreis\*  
**1.156,-**

\*inkl. Paketvorteil

altmann dental GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION  
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000  
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent  
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER  
Oldenburger Dental - Depot seit 1927  
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental  
Einrichtung · Material · Planung · Service  
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT  
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS  
Erfahrung macht den Unterschied.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN  
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de) im Bereich „Vertriebsstruktur“.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

## DUO Pack MASTER/EXPERT/SONICflex

**DUO  
PACK**

Kaufen Sie ein DUO Pack mit zwei gleichen Instrumenten aus der EXPERT oder SONICflex Serie\* und erhalten Sie 150€ Paketvorteil.

Kaufen Sie ein DUO Pack mit zwei gleichen Instrumenten aus der MASTER-Serie\* und erhalten Sie 185€ Paketvorteil.

Hinweis: Es handelt sich um eine sortenreine Aktion in einer Box mit jeweils eigener Bestell-Nummer für EXPERTmatic E10 C, E20 L, E25 L, E680 L, E15 L, SONICflex 2003 L, 2008 L und MASTERmatic M25 L und M9000 L.

## DUO Pack Aktionspakete

DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

# MASTER Serie

Keramikkugellager, Glasstablichtleiter 25.000 Lux, 24 Monate Garantie, Plasmatec-Beschichtung.



## MASTERtorque LUX M9000 L

- Turbinenwinkelstück mit Licht.
- Direct Stop Technology (DST) - Bohrer stoppt in einer Sekunde.
- Extrem leise mit einer Lautstärke von nur 57 dB(A).
- Kopfhöhe von nur 13,1 mm (mit 19 mm Bohrer nur 20 mm).

**108246**

Turbine L, silber

Hersteller-  
Listenpreis 1.946,-

Aktionspreis

**988,-**



## MASTERmatic LUX M25 L

Schnellläufer – kleiner Kopf, großer Unterschied.

- Übertragung 1:5 (bis zu 200.000 U/min).
- Enorme Laufruhe durch Triple-Gear-Technologie.
- Beste Sicht durch patentierte Kniewinkelkombination.
- Mehr Sicherheit durch austauschbaren Mikrosprayfilter.

**118663**

Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 2.198,-

**215213**

Duo-Pack

Hersteller-  
Listenpreis 4.396,-

Aktionspreis

**1.033,-**

Aktionspreis\*

**1.916,-**

\*inkl. Paketvorteil



**neu**

## MASTERmatic LUX M45 L

- Kompatibilität mit Bohrerlängen von bis zu 25 mm.
- CoolHead Technologie.

**221371**

Winkelstück

Schnellläuferwinkelstück 1:4,2 (rot).  
Optimaler Zugang durch ergonomische Kopf-Knie-Winkelkombination.

Hersteller-  
Listenpreis 2.198,-

Aktionspreis

**1.059,-**

## MASTERmatic LUX M07 L

Maximale Behandlungsflexibilität

- Untersetzung 2,7:1
- Kariesexkavation und Prophylaxeanwendungen.
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

**118660**

Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 1.126,-

Aktionspreis

**560,-**



## MASTERmatic LUX M20 L

Der Praxisstandard für Kariesexkavation.

- Übertragung 1:1
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

**118662**

Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 966,-

Aktionspreis

**480,-**



## MASTERmatic LUX M10 L

Für Handstück – und Winkelstückbohrer

- Übertragung 1:1 (bis zu 40.000 U/min.).
- Auch für leichte extraorale Techniken geeignet.

**118661**

Handstück

Hersteller-  
Listenpreis 1.414,-

Aktionspreis

**703,-**



## L67 INTRA /L68 INTRA

Für Winkelstückbohrer 2,35 mm.

**103990**

L67 INTRA Kopf 2:1 (grün),  
Max. Drehzahlzahl  
20.000 U/min.

**103989**

L68 INTRA Kopf 1:1 (blau),  
Max. Drehzahlzahl  
40.000 U/min.

Hersteller-  
Listenpreis 510,-

Aktionspreis

**259,-**





## K-ERGOgrip/K-Control TLC

Leistungsstarker Laborantrieb mit Komfortlösung in ergonomischer Form und Leichtigkeit.

- Durchzugsstark: Drehmoment 7 Ncm.
- Für alle gängigen Materialien (bis 50.000 U/min.).
- Spannzangensystem mit 40 % höherer Haltekraft.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Verschiedene Griffhülsen mit Softgrip.
- Für Rechts- und Linkshänder.

- 59698** Knie-Steuerung  
**59709** Fuß-Steuerung  
**59713** Tisch-Steuerung
- K-ERGOgrip/K-Control TLC Anlage

Hersteller-  
Listenpreis 2.908,-

Aktionspreis

**1.659,-**



## K-POWERgrip/K-Control TLC

Leistungsstarker und vibrationsarmer Laborantrieb mit minimalem Laufgeräusch.

- 7 Ncm Drehmoment / bis 50.000 U/min.
- Für alle gängigen Materialien geeignet.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

- 103528** Knie-Steuerung  
**103530** Fuß-Steuerung  
**103529** Tisch-Steuerung
- K-POWERgrip/K-Control TLC Anlage

Hersteller-  
Listenpreis 2.762,-

Aktionspreis

**1.659,-**



## K5 plus/K-Control TLC

Leichter und kurzer Laborantrieb.

- Bis 35.000 U/min.
- Einwellensystem mit nur 2 Kugellager / einfach zu wechseln.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

- 103532** Knie-Steuerung  
**103533** Fuß-Steuerung  
**103531** Tisch-Steuerung
- K5 plus/K-Control TLC Anlage

Hersteller-  
Listenpreis 2.135,-

Aktionspreis

**1.289,-**



Knie-  
Steuerung



Fuß-  
Steuerung



Tisch-  
Steuerung

Multifunktionssteuergeräte für alle hier aufgeführten Laborantriebe mit Digitalanzeige und Funktionsanalyse.

## Handstücke zum Aktionspreis

Kaufen Sie nur ein neues Handstück und nutzen Sie Ihr bestehendes Steuergerät weiter.

**59895**  
K-ERGOgrip  
Handstück 4944

Hersteller-  
Listenpreis 1.923,-

**18208**  
K-POWERgrip  
Handstück 4941

Hersteller-  
Listenpreis 1.692,-

**18506**  
K5 plus  
Handstück 4911

Hersteller-  
Listenpreis 1.368,-

Aktuelle  
Handstücke  
kompatibel mit  
K-Control TLC - und  
älteren K-Control -  
(4960, 4965, 4970)  
Steuergeräten

Aktionspreis

**1.017,-**

Aktionspreis


**937,-**

Aktionspreis

**789,-**

Paketpreis

**4.290,-**



## MULTiflex LUX Kupplung 465

- Mit 4-Loch LUX-Anschluss bzw. 4-Loch LED-Kupplung.
- Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen.
- Rückschlagventil für Spraywasser.

**92306**  
Kupplung 465 LED  
Hersteller-  
Listenpreis 649,-

Aktionspreis

**323,-**



## RONDOflex™ plus 360

Air-Abrasion-Gerät für alle Indikationen. Das Air-Abrasions-Gerät mit zusätzlicher Wasserzufuhr und reduzierter Pulverbelastung.

**42272** 27 µm  
Abrasionsgerät inklusive 2 Pulverbehälter, Reinigungsbohrer, Düsenadel, Pulver, Kanüle, Schlüssel  
**17717** 50 µm  
**17716**  
Flasche 1.000 g Pulver  
**47,90**

Hersteller-  
Listenpreis 2.270,-

**214101**  
Adapter für Kanüle  
**211,-**

**214100**  
Verschluss  
**199,-**

**214409**  
Schutzbrille  
**17,90**

Paketpreis

**1.399,-**

## AKTIONSPAKET\*

- 1 x RONDOflex plus 360 Abrasionsgerät inklusive Zubehör
- 1 x RONDOflex Abrasions-Pulver 50 my Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex Abrasions-Pulver 27 my Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex Kanüle Reinigungsadapter
- 1 x RONDOflex Reinigungsverschluss
- 2 x RONDOflex Schutzbrillen

Hersteller-Listenpreis 2.961,-

\* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.



RONDOflex™ plus 360  
KLINISCHE FALLSTUDIE



## MASTERsurg LUX

Perfekte Sicht durch Touch-Farbdisplay mit großem Blickwinkel.

- Maximaler Komfort durch Funk-Fußanlasser.
- SD Card-Dokumentation und Echtzeit-Drehmomentgrafik.
- 10 Programme mit bis zu 10 frei programmierbaren Schritten.
- Superleichter und kleiner Chirurgiemotor mit 80 Ncm.
- Höchste Präzision durch Auto-Kalibrierung.

**116310**  
Set: Chirurgie-Motor INTRA LUX S600 LED, kabelloser Multifunktionsfußanlasser, Autoklavierbare Motorleitung für S600 LED, Starter Schlauchset (5 Stück), Motor- und Instrumentenhalter, Aufhängung für Kühlmittel, integrierte Schlauchpumpe und Stromversorgung

Hersteller-  
Listenpreis 5.895,-

## AKTIONSPAKET

- 1 x MASTERsurg LUX Set
- 1 x SURGmatic Winkelstück S201 XL Pro

Hersteller-Listenpreis 7.776,-

