

Aktion Q3-2024

Behandlungseinheit S 280 TRC International



Behandlungseinheit (Hängeschläuche) mit Display Full-Touch-Multimedia 7“

Arztelement:

- Asymmetrisches Traytablett
- Warmwasserheizung für Spray
- 1 6F-Spritze mit Winkelgriff
- 1 Lichtturbinenmodul mit 4-Wege- Midwest-Anschluss
- 1 Mikromotor i-XS4 mit LED (100-40.000 UpM - 53 N cm)
- 1 Mikromotor i-XS4 mit LED Fluo (100-40.000 UpM - 53 N cm)
- 1 ZEG SC-A3 mit Licht (mit 4 Einsatz Typ E und Schlüssel)

Helferinnenelement/Wassereinheit:

- Helferinelement mit höhenverstellbarem
- Doppelgelenkarm und 3 Köchern
- 1 6F-Spritze mit Winkelgriff
- 1 Speischale aus Keramik (Handbewegung)
- 1 LED-Pack mit interaktiven LED-Ringen (Version ohne Sensor für Patientenabwesenheit)
- Kippschutzplatte

Hygienesystem/Absaugung:

- Großer und kleiner Sauger, 2 Filter
- 1 Saugschlauchspülsystem
- Amalgamabscheider Dürr CAS 1
- 1 W.H.E.-System inkl. Bioster/Flushing
- desinfizierbare glatte Saugschläuche

OP-Lampe/Pedal:

- 1 OP-Lampe Venus LED MCT
- 1 Fußsteuerung Power-Pedal

Patientenstuhl:

- Behandlungsstuhl Stern 280P
- SternWeber Standard-Rückenlehne
- Pneumatische Kopfstütze ATLAXIS 3
- Polsterung für Stuhl mit Standardrückenlehne
- Armlehne links beweglich
- Adapterkit Typ S

Multimedia:

- Multimedia Verkabelung HD und PC-Anschluss

Sonderpreis:

28.990,00 EUR zzgl. MwSt.

zzgl. Anlieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung + **1.332,00 EUR zzgl. MwSt.**
Transportkosten + **579,40 EUR zzgl. MwSt.**

Das Angebot ist freibleibend und gültig bis 30.09.2024

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg