

Behandlungseinheit Sirona Sinus

Behandlungseinheit mit manueller Verschiebebahn

Inkl. Vorteilspakete :

„Innovation“

„Endo“

„Sivision AF+“

Arztelement:

- 5 Instrumentenablagen
- Sprayvit M
- Turbinenschlauch
- 3. Bohrantrieb
- 2 Elektromotoren BL ISO C
- Einbausatz Kameraversorgung
- SiroSonic TL
- Kamera SiroCam AF+
- Endotoniefunktion
- Funktion Apex-Locator
- Winkelstück T1 Line Endo 6L
- Funktion Reziprokes Feilensystem

Helferinnenelement/Wassereinheit:

- Sprayvit M
- Saugschläuche Standard

Wassereinheit:

- mit integrierter Desinfektionsanlage mit DVGW-Zulassung
- Absaugsystem Amalgamabscheider Sirona
- Mundspülbecken Glas
- Saugschlauchreinigung mit Chemie

Patientenstuhl:

- Funkfußschalter
- motorische Kopfstütze
- Polstersatz Lounge Farbe: Prune Lounge
Kontrastnaht: Standard (Prune)
- Armlehne links
- Fremdgeräteanschluss
- Montage-/Adapterplatte

Sivision/Tray/Lampe:

- Monitor 22"- Monitor adaptiert an
Leuchtaufbaustange
- Kabelsatz 10m
- Behandlungsfeldleuchte LEDview Plus
Gerätemodell
- SIDEXIS 4 Software Vollversion (4.3)

Sonderpreis:

49.990,00 EUR zzgl. MwSt.

zzgl. Anlieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung + **1.332,00 EUR zzgl. MwSt.**
Transportkosten + **579,40 EUR zzgl. MwSt.**

Das Angebot ist freibleibend und vorbehaltlich Abverkauf.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net