

Aktion 2025

dental 2000
Full-Service-Center

kein Zufall... Qualität verbindet

Kompressoren

Dürr Dental

Duo Tandem – Kompressor mit 1 Aggregat

**Membrantrocknungsanlage, Bakterienfilter
und elektronischer Steuerung**

Technische Daten:

Spannung 400 V (3~)
Frequenz 50 / 60 Hz
elektr. Leistungsaufnahme 1,4 kW
Stromaufnahme 3,1 / 2,5 A
Fördermenge (5 bar)* 125 / 145 l/min
Druckbereich 5,5 - 7,5 bar
Abmessungen 76 x 75 x 52 cm
Schallpegel bei 5 bar 66 / 68 dBA
Schallpegel mit Schrank 51/50 dBA
Tankinhalt 50 l
Gewicht 70 kg

**5.199,00 EUR
zzgl. MwSt.**



Sonderpreis:

Duo Tandem – Kompressor mit 2 Aggregaten

**Membrantrocknungsanlage, Bakterienfilter
und elektronischer Steuerung**

Technische Daten:

Spannung 400 V (3~)
Frequenz 50 / 60 Hz
elektr. Leistungsaufnahme 2,8 kW
Stromaufnahme 6,2 / 6,0 A
Fördermenge (5 bar)* 253 / 292 l/min
Druckbereich 5,5 - 7,5 bar
Abmessungen 76 x 79 x 52 cm
Schallpegel bei 5 bar 69 / 72 dBA
Schallpegel mit Schrank 51 / 53 dBA
Tankinhalt 50 l
Gewicht 100 kg

**6.999,00 EUR
zzgl. MwSt.**



Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Montage und dokumentierte Einweisung.

Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.12.2025 gültig.

Abbildungen sind beispielhaft.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg