

# Ausstattungsgerät

**dental** 2000  
Full-Service-Center

*kein Zufall... Qualität verbindet*

## Vacuklav 40B+ Evolution

MELAG

**Patentierter Doppelmantel-Technologie:** Rekordbetriebszeiten von 10-20 Minuten (in den Schnell-Programmen inkl. Vor-Vakuum und Trocknung) garantieren eine noch schnellere Wiederverfügbarkeit der Instrumente.

**Patentierter DRYtelligence®:** Die intelligente Trocknung sichert optimale Trocknungsergebnisse und gleichzeitig eine Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %.

**Hohe Beladepazität:** Die Haltegestelle für bis zu 8 Tablett ermöglichen eine effiziente Ausnutzung der Maximalbeladung von bis zu 9 kg.

**XXL Color-Touch-Display:** Dokumentation und Freigabe erfolgen schnell, sicher und papierlos direkt am Display des Autoklaven.

**Geräteausführung: Festwasseranschluss (eine Wasseraufbereitung für demineralisiertes Wasser wird benötigt)**

Kesselgröße: Tiefe 35 cm, ø 25 cm,  
Volumen 18 Liter  
Geräteabmessung (BxHxT):  
46 x 50 x 55 cm,  
passt auf 50 cm Tischplatte,  
Höhe inkl. Display 56 cm

Lieferumfang:  
Vacuklav 40 B+ Evolution  
Halterung universal (kurz)  
2 x Tablett (27 x 11 cm)  
6 x Tablett für Halterung Universal (kurz)  
CF-Card  
Melacontrol Pro  
Meladem 40  
Wasserabzweig



**Sonderpreis:**

**8.990,00 EUR**  
zzgl. MwSt.

Zzgl. Anlieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung.  
Das Angebot ist freibleibend und vorbehaltlich Abverkauf.

### Jena

Telefon 03641 4584-0  
Fax 03641 4584-5  
Mail [info.j@dental2000.net](mailto:info.j@dental2000.net)

### Leipzig

Telefon 0341 90406-0  
Fax 0341 90406-19  
Mail [info.l@dental2000.net](mailto:info.l@dental2000.net)

### Hamburg

Telefon 040 689484-0  
Fax 040 689484-74  
Mail [info.hh@dental2000.net](mailto:info.hh@dental2000.net)

### Berlin

Telefon 030 634997-78  
Fax 0341 90406-19  
Mail [info.b@dental2000.net](mailto:info.b@dental2000.net)

### Suhl

Telefon 03681 803258-6  
Fax 03681 803258-9  
Mail [info.shl@dental2000.net](mailto:info.shl@dental2000.net)

**Gemeinsam zum Erfolg**