

# Aktion 2025

**dental**2000  
Full-Service-Center

*kein Zufall... Qualität verbindet*

## RXDC extend

*Cefla/Myray*

### **RXDC extend (Armlänge wählbar) – der intraorale Röntgenstrahler von Myray**

Das Hochfrequenz-Röntgengerät Wireless mit integriertem 30-cm-Tubus (12") und 0,4 mm Brennfleck für beste Bildqualität. Mit Funkfernbedienung.

#### **Technische Daten:**

- Strahler mit 0,4 mm Brennfleck
- mA- und kV-Werte variabel einstellbar
- Eingangsleistung: AC 100-240 V 10%, 50/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Röhrenspannung: 60-70 kVp
- Röhrenstrom: 4-8 mA

#### **Lieferumfang:**

- Intraoralstrahler mit 200 mm Tubus und 1490 mm Armlänge -kurzer Arm  
(andere Armlängen:  
Mittel: 1690 mm Armlänge  
Lang: 1990 mm Armlänge)
  - Scherenarm,
  - Funkfernbedienung,
- 
- Es werden zusätzliche Kollimatoren (rechteckig 22x35 und 31x41 mm benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten)



**Sonderpreis:**

**3.490,- €  
zzgl. MwSt.**

Zzgl. Anlieferung, Inbetriebnahme, Einweisung und Röntgenabnahmeprüfungen.  
Das Angebot ist freibleibend und bis zum 30.06.2025 gültig.

**Jena**

Telefon 03641 4584-0  
Fax 03641 4584-5  
Mail [info.j@dental2000.net](mailto:info.j@dental2000.net)

**Leipzig**

Telefon 0341 90406-0  
Fax 0341 90406-19  
Mail [info.l@dental2000.net](mailto:info.l@dental2000.net)

**Hamburg**

Telefon 040 689484-0  
Fax 040 689484-74  
Mail [info.hh@dental2000.net](mailto:info.hh@dental2000.net)

**Berlin**

Telefon 030 634997-78  
Fax 0341 90406-19  
Mail [info.b@dental2000.net](mailto:info.b@dental2000.net)

**Suhl**

Telefon 03681 803258-6  
Fax 03681 803258-9  
Mail [info.shl@dental2000.net](mailto:info.shl@dental2000.net)

**Gemeinsam zum Erfolg**