

Abverkaufsaktion

dental 2000
Full-Service-Center

kein Zufall... Qualität verbindet

ProSensor HD Gr. 2

Planmeca

ProSensor HD Gr. 2 2m

Unser Intraoralsensor Planmeca ProSensor® HD bietet eine einzigartige Kombination aus hervorragender Bildqualität, patientenorientiertem Spitzendesign und zukunftsweisender Benutzerfreundlichkeit. Der digitale Sensor wurde für eine lange Lebensdauer entwickelt und bietet Haltbarkeit, auf die man sich verlassen kann.

Planmeca ProSensor® HD erfasst scharfe, rauscharme und kontrastreiche Bilder und unterstützt somit detailgenaue Diagnosen. Mit einer realen Auflösung von 20 lp/mm bietet der Sensor echte HD-Bildqualität.

Der intraorale Sensor lässt sich leicht mit der Magnetverbindung befestigen und gewährleistet eine bequeme Positionierung durch die gute Sichtbarkeit, dank der weißen Farbe des Sensors. Die elegante Schnittstellenbox des Sensors ist mit einem farbcodierten LED-Licht ausgestattet, das eine sofortige visuelle Rückkopplung des Bildgebungsverfahrens ermöglicht. Das hermetisch geschlossene Gehäuse sorgt für eine effektive Infektionskontrolle.

Sensorgöße: 44.1 x 30.4 mm
Aktive Oberfläche: 36 x 26.1 mm
Pixelanzahl, Normal: 1020 x 690 px
Pixelanzahl, Hoch: 2400 x 1740 px
Pixelgröße, Normal: 30 µm x 30 µm
Pixelgröße, Hoch: 15 µm x 15 µm
Theoretische Auflösung: 33 lp/mm
Auflösung, Normal: 17 lp/mm
Auflösung, Hoch: >20 lp/mm



Sonderpreis:

4.490,00 EUR

zzgl. MwSt.

Zzgl. Anlieferung, Inbetriebnahme und Einweisung.
Das Angebot ist freibleibend und gilt vorbehaltlich Abverkauf.
Abbildungen sind beispielhaft.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg