

Abverkaufsaktion

dental 2000
Full-Service-Center

kein Zufall... Qualität verbindet

STATMATIC smart Typ 2

Scican

Pflegegerät

Ausstellungsgerät -

Automatisches Reinigungs- und Pflegesystem für eine schonende Innenreinigung und werterhaltende Pflege von dentalen Instrumenten.

- 4 klassische Reinigungs- und/oder Pflegeprogramme
- Zyklusdauer für 3 Instrumente ca. 10 Minuten
- USB-Schnittstelle zur Dokumentation
- mit Druckluftanschluss
- Maße (B x H x T): 280 x 345 x 300 mm

Inklusive Starterpaket mit:

- Dental-Öl (250 ml)
- Dental-Reiniger (500 ml)
- 10 Absorptions-Vliese

Zusätzlich inklusive:

- 1 Testadapter Multiflex (Turbine)
- 1 Testadapter Intra
- 2x Dental-Öl (à 500 ml)
- 6x Dental-Reiniger (à 500 ml)



Sonderpreis:

1.999,00 EUR

zzgl. MwSt.

Zzgl. Anlieferung, Inbetriebnahme und Einweisung.
Das Angebot ist freibleibend und gilt vorbehaltlich Abverkauf.
Abbildungen sind beispielhaft.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg