

# Aktion 2025

## VistaIntra DC

### Dürr Dental

#### Der VistaIntra DC (Armlänge wählbar) – der intraorale Röntgenstrahler von Dürr Dental

##### Schnelle, hochwertige Bilderergebnisse:

Der VistaIntra ist bereits ab Werk für jede Zahnregion exakt auf die benötigte Strahlendosis der Dürr Dental Speicherfolien und Sensoren vorprogrammiert. So ist er sofort einsatzbereit und liefert perfekt belichtete Aufnahmen.

##### Technische Daten:

- DC-Multiplus-Strahler mit 0,4 mm Brennfleck und Anzeige des Dosierflächenprodukts
- mA- und kV-Werte variabel einstellbar
- Eingangsleistung: AC 100-240 V 10%, 50/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Röhrenspannung: 60-70 kVp
- Röhrenstrom: 4-7 mA

##### Lieferumfang:

- Intraoralstrahler mit 200 mm Tubus und 1670 mm Armlänge (kurzer Arm) – andere Armlängen auf Anfrage
- Scherenarm,
- Kontrollpanel,
- Handauslösung,
- Strahlenfeldbegrenzung 3x4 und 2x3



**Sonderpreis:**

**4.950,- €  
zzgl. MwSt.**

Zzgl. Anlieferung, Inbetriebnahme, Einweisung und Röntgenabnahmeprüfungen.  
Das Angebot ist freibleibend und gilt bis zum 31.03.2025.

#### Jena

Telefon 03641 4584-0  
Fax 03641 4584-5  
Mail [info.j@dental2000.net](mailto:info.j@dental2000.net)

#### Leipzig

Telefon 0341 90406-0  
Fax 0341 90406-19  
Mail [info.l@dental2000.net](mailto:info.l@dental2000.net)

#### Hamburg

Telefon 040 689484-0  
Fax 040 689484-74  
Mail [info.hh@dental2000.net](mailto:info.hh@dental2000.net)

#### Berlin

Telefon 030 634997-78  
Fax 0341 90406-19  
Mail [info.b@dental2000.net](mailto:info.b@dental2000.net)

#### Suhl

Telefon 03681 803258-6  
Fax 03681 803258-9  
Mail [info.shl@dental2000.net](mailto:info.shl@dental2000.net)

**Gemeinsam zum Erfolg**