



**OMNI
DENT®**

We care. You smile.



► Omni-EndoFiles
Seite 84



Der Gesamtkatalog für Ihre Praxis und Ihr Labor

Omnident 2025

24 Stunden Lieferservice

exklusiv über Ihr Dental-Union Depot alle Depots auf Seite 115

► Abformmaterialien

Omnisil A	4
Silikon Knetmasse	5
Löffeladhäsiv	5
Omnibite	6
Omnibite Apple	6
Omnibite Vanilla	6
Omnibite Granit	7
Omnibite plus	7
Omni Dispenser	7
Alginat blau	8
Alginat rosa	8
Omnicolor	9
Anmischspatel	9
Universalschere	9
Abdrucklöffel nach Ehrlicke	10
Abdrucklöffel	11

► Desinfektion, Reinigung, Sterilisation

Desinfektionsplan	12
OmniTouch Haut- und Nagelbalsam	12
OmniTouch tendency	12
Omnihand / Omnihand Gel	13
OmniStar touchless	14
OmniStar Armhebelspender	14
Kanisterzubehör	15
Omnicare	15
Saliva Nanosept	15
Salivasept	15
Ultra Orange	15
Omniiwipes / Omniiwipes Lemon	16
ProfiCleaner Multischaum	16
ProfiCleaner universal	16
ProfiCleaner Sanitary/Surface	16
Omniiwipe to Go	17
Omniiwipes wet & easy Plus	17
Omniiwipes wet & easy	17
Omniiwipes wet	18
Omniiwipes Dry	19
Omniiwipes Dry SuperSoft	19
Omnizid fleur	20
Omniiwipes Dry Velours	20
Omnizid	21
Omnizid 35	21
OmniBiozid Plus	22
OmniBiozid	22
Omnidrill	23
Omnipur	23
Omnisept IMP	24
Omnisept	24
Omnisept Plus	25
Omnisuc	26
Omnisuc Cleaner	26
Omnisuc Filter	26
Omni WaterClean OX6	26
Omni Water Clean Sept S	26
OmniSept dishcleaner	27
Omni Wash Test	28
Omni Ink Test	28
Omni Bowie & Dick Test	28
Omni Seal Test	28
Omni Helix Test	28

Omni Helix Test Pro	28
Omnifol Sterilisationsfolie	29
Omni Steri Rollenhalter	29
P2 Etikettierer / Zubehör	29
Ölsprays	30
Adapter für Ölsprays	30
Desinfektionswanne	30
Omni Tip Cover Instrumentenschutzkappen	30

► Einwegartikel

Sensorspender	31
Omni-Z Einmalhandtücher	32, 33
Omni-Z Wandspender	33
Schwebetischauflagen	34
Normtrayeinlagen	34
Zelltuchservietten	34
Omniprotect	35
Omni Bib Holder	35
OmniFresh Ultrasoft	35
Omni Einmal PE Schürze	36
Omni ProfiProtect	36
Einweg-Patientenumhänge	36
Tischspender / Wandspender	36
Kopfschutztaschen	36
Zellstofftupfer	36
Wattekügelchen	37
Vlieskompressen	37
Mulltupfer	37
Mulltupfer steril	37
Schaumstoffpellets	37
Schaumstoffpellets plus	37
Absogel Latexhandschuhe	38
Latexhandschuhe puderfrei	38
Ultragrip Untersuchungshandschuhe Latex	39
Select Untersuchungshandschuhe	39
Sensitive Latexhandschuhe	39
Omni Eye Protect Schutzbrillen	40
Chemikalienschutzhandschuhe	40
Rosa Pearl Untersuchungshandschuhe	41
Violet Pearl Untersuchungshandschuhe	41
Nitril Soft Untersuchungshandschuhe	41
Omni DermaPro Untersuchungshandschuhe	42
Omnimask Premium Antifog	43
Omnimask Antifog	43
Omnimask Comfort	44
Einmal-Speichelsauger	44
Omnibrush	45
Omnicups PP	45
Omnibrush Eco	46
Zahnwatterollen	46
Zahnwatterollen Compact	46
Anmischblöcke	46
Absaugkanülen	47
Absaugkanülen kids	47
Omnident Mischkanülen	48
Intraoraltips	48

► Temporäre Versorgung

Omnitemp C	49
Omnifill C	49
Kapsel Aktivator	49
Kapsel Applikator	49
Omnitemp KB	49

► Permanente Versorgung / Füllungen und Hilfsmittel

OmniCEM SE	50
Einwegpinsel / Einwegpinsel Set	50
Omnitips	50
OmniCeram Bulk Fill	51
OmniCeram Bulk Fill SDC	51
OmniCeram Bulk Fill SDR	51
OmniCeram évolution 2.0	52
OmniCeram multishade / -Dentin	52
Omni Compomer	53
OmniCeram Dispenser	53
OmniCeram évolution flow 2.0	53
OmniCite 2.0	54
OmniCite All'N'One	54
Oklusionsspray	54
OmniCeram évolution flow tips	55
OmniEtch tips	55
Omni PL Tips	55
OmniSafe Matrix Matritzensystem	56
Omni-Etch	56
Matrizenband	56
Matrizenspanner	56
Omni Dappengläser	57
Einmal Dappenbehälter	57

► Medikamente

Wattekügelchen	58
Coolpack mini Kältekomresse	58
Coolpack sports	58
Kältespray	58
Omnident Injektionskanülen	59
Zylinder-Ampullen-Spritze	59
Schaumstoffpellets	59
Schaumstoffpellets plus	59

► Prophylaxe

Omni ProfiVarnish	60
OmniSealer	60
Omni clean and polish /repair Polierpasten	61
Profi Cups Polierkelche	61
Omni Minibrush	61
Tubfix	61
Omni ProfiPearls Prophylaxepulver	62, 63
Omni Oshibori	63
Interdentalbürsten für Halter	64
Halter für Interdentalbürsten	64
Interdentalbürsten	65
Interdentalbürsten mit Griff	65
omniDYNE	66
Zahnspangenboxen	66
Schienendosen	67
OraCare Mundspüllösung	68
Zahnseide	69
Omni White smile	69
OMNI flatcut soft	70
OMNI Prothesenbürste	70
Kinderzahnbürste Black Snake	71
Zahnputzsets Kids	71
Kinderzahnbürsten	71
Multituft Zahnbürsten	72
OMNI Indicator Aufsteckzahnbürsten	72

► Geräte		► Rotierende Instrumente		► Gusstechnik	
Omni Steri Rollenhalter	29	OmniGloss	82	Dental Vlies	104
P2 Etikettierer / Zubehör	29	OmniRound	82	► Modellherstellung / Artikulation	
Sensorspender / touchless Spender	14, 31	Omnicut	83	Gipse / Gippschaufel	102, 103
smartSonic 30 / 60 Ultraschallgeräte	73, 112	Omni Multicut	83	Omni Tray Cleaner Konzentrat	104
► Instrumente		Omni Powercut	83	Omniprint P / Omniprint P soft	105
Kugelstopfer	74	Composite Polierer	91	Anmischbecher	106
Heidemann-Spatel	74	► Endodontie		Anmischblöcke	106
Planstopfer	74	Hedströmfeilen steril	84	Sekundenkleber	106
Zementspatel	74	K-Feilen steril	84	Omnidouble	107
Spatel	74	K-Bohrer steril	85	Omnidouble Küvetten	107
Pinzetten	75	Guttaperchaspitzen	86	Platzhalterfolie	107
Zahnsonden	75	Papierspitzen	87	Käppchenfolie	107
Omni colori Küretten und Scaler	75	Schaumstoffeinsätze	87	Dowel Pins	108
WHO-Sonde	76	► Ausarbeiten/Polieren		Sockelformer	108
Serviettenkettchen	76	Alustral	88	Magnet-System	108
Mundspiegel	76	Cera Blast	88	Silikon Knetmasse Labor	109
Mundspiegelgriffe	76	Pinselfürsten	88	Prothesenfinish	109
Zahnzangen	77	Radbürsten	88	Okklusionsspray	109
Nadelhalter	78	Woll- und Nesselschwabbeln	89	► Modellieren	
Zahnfleischscheren	78	Polierbürsten	89	Bisswälle	110
Arterienklemmen	78, 81	Bohrerreinigungsbürste Messing	89	Bissnehmewachs	110
Pinzetten	79	Bohrerreinigungsbürste Nylon	89	Wachsdraht	111
Wurzelheber	79	Heatless Steine	90	Modellierwachse	111
Sonstige chirurgische Instrumente	79	Abrichtstein	90	► Geräte	
Anmischspatel	80	Schleifkörperprogramm	90 - 101	smartSonic 30 / 60 Ultraschallgeräte	112
Gips- und Wachsmesser	80	Praxispolierer	91 - 93		
Le Cron Modellierinstrumente	80	Laborpolierer	94 - 96		
Tasterzirkel	80	Omnipol	91 - 96		
Lötpinzette	81	Mandrelle	95		
Gipszange	81	Diamantschleifer	97		
Teleskopzange, Kramponzange	81				
Kronen- und Brückenhalteklammern	81				

Site map

beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis auf der hinteren Umschlagklappe

Omnisil A Dynamik-Putty

Echtes Knetsilikon für automatische 5:1 Mischgeräte. Kein Dosieren und manuelles Anmischen mehr erforderlich. Keine Beeinträchtigung durch Handschuhmaterialien. Der Löffel wird direkt befüllt, d.h. Sie mischen nur so viel Material an wie Sie benötigen. Das macht Dynamik-Putty nicht nur sicher in der Anwendung, sondern auch effizient. Abformungen lassen sich einfach entnehmen und beschneiden. Die Dynamik-Putty Kartusche ist sofort einsatzbereit. Es sind keine zusätzlichen Kartuschen nötig. Abbindezeit 2:30 min. Shore A 65. Farbe gelb/grau.

38979

Intropackung, bestehend aus:
1 Dynamik Putty 380 ml,
2 Bajonettringe,
10 Dynamik Mischer,
1 Omnisil A Kontur 50 ml,
6 x Mixingtips

83,90

39046

Pckg. 2 x 380 ml Kartuschen,
Bajonettring, 2 Dynamik-
Mischer

117,90

39263

Dynamischer Mischer
Pckg. 50 Stück

63,90



Intropackung
83,90



Omnisil A Kontur

Mittelviskoses Material mit optimalen Fließeigenschaften. Präzise, reißfest und dimensionsstabil. Ideale Ergänzung zu Dynamik-Putty und Putty. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 55. Farbe hellblau/grau.

38974

Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
12 Mischkanülen

32,50



Omnisil A Putty

Klassisches Knetmaterial für Korrektur- und Sandwichabformungen. Geschmeidige Konsistenz für einfaches und schnelles Mischen. Gute Elastizität zur einfachen Entformung am Patienten und im Labor. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 60. Farbe gelb/grau.

39043

Pckg. 900 ml (1.469 g)

71,50








Pckg. 900 ml
71,50




Silikon Knetmasse

Knetbare, kondensationsvernetzende Silikonmasse mit hoher Abformgenauigkeit für Erst-/Vorabdruck bei der Doppelmischtechnik, Situationsabdruck und Quetschbiss. Optische Anmischkontrolle durch farbigen Tubenhärter. Leicht zu adaptieren. Verbindet sich nicht mit Gips, Wachs, künstlichen Zähnen oder Metall. Abbindezeit ca. 4–5 Min. Durch die hohe Endhärte ist eine sichere Fixierung und gute Stabilität der künstlichen Zähne gewährleistet.

- 88461**

normal,
Shore 60, weiß
- 88462**

hart,
Shore 70, gelb
- Dose 900 ml
 ab 4 Dosen **24,90**
🔄 **22,90**
- 88463**

normal
Shore 60, weiß
- 88464**

hart
Shore 70, gelb
- Eimer 5.800 ml
 ab 3 Eimer **110,50**
🔄 **108,50**
- 63697**

Messlöffel 12 ml **1,20**

Knetmassen Härter

Härter für Omnident Silikon Knetmassen. Als Härterflüssigkeit oder Härterpaste erhältlich.

- 79137**

Flasche mit 20 ml
Flüssighärter
ab 10 Flaschen **7,90**
🔄 **6,50**
- 79138**

Tube mit 35 g Pastenhärter
ab 10 Tuben **7,90**
🔄 **6,50**
- 116533**

Omni Tubfix Tubenentleerer **6,50**

beim Kauf von 10 Tuben Härterpaste erhalten Sie **1 Omni Tubfix Tubenentleerer gratis.**



smile price

Flasche 300 ml
6,90



Flasche 30 ml
7,50



Flasche 10 ml
7,50



Löffeladhäsiv

Adhäsiv-Spray und Adhäsiv-Liquid erzeugen eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und dienen als Löffeladhäsiv für die entsprechenden Abformmaterialien. Unterschieden wird in Adhäsive für alle Silikonmaterialien (Universal Adhäsiv) für Alginate (Alginat Adhäsiv) und für Polyethermaterialien (Polyether Adhäsiv).

- 51293**

Löffeladhäsiv Silikon, blau
10 ml Pinselflasche **7,50**
- 56834**

Löffeladhäsiv Polyether, rot
30 ml Pinselflasche **7,65**
- 86431**

Löffeladhäsiv Alginat, rot
30 ml Pinselflasche **7,50**
- 56898**

Löffeladhäsiv Löser-Spray
300 ml Sprayflasche **6,90**

Omnibite ▶

Mittelviskoses, transparentes, elastomerer Bissregistriermittel auf Silikonbasis. Erhebliche Zeitersparnis durch Misch-Dosierkartuschen und direkte Bisskontrolle durch die Transparenz des Materials. Shore-A-Härte 50. Nicht röntgensichtbar. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 60 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek.

17181



Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
12 Mischkanülen

38,90



Pckg. 2 x 50 ml
38,90

Hinweis
Weiterführende Informationen
über Omnibite Produkte
finden Sie hier



Pckg. 2 x 50 ml
36,90

▶ Omnibite Apple

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: hellgrün, Apfel-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen.

71789



Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
12 Mischkanülen

36,90

Omnibite vanilla ▶

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: beige, Vanill Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen.

122347



Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
12 Mischkanülen

36,90



Pckg. 2 x 50 ml
36,90

Omnibite Granit

Omnibite Granit ist ein Bissregistriermaterial der Spitzenklasse. Extra hart mit einer Endhärte von Shore D 45 und einer Verarbeitungszeit von 30 Sek. Bei einer Mundverweildauer von ebenfalls 30 Sek. ist Omnibite Granit besonders schnell zu verarbeiten. Hohe Thixotropie, hohe Dimensionsstabilität, einfachste Bearbeitung durch Fräsen oder Brechen. Auch geeignet für Indikationen im Bereich dauerhaft, mehrfach verwendbare Bissregistraten und Fixierung von Stützstiftregistraten. Farbe: türkis, Geschmack: mint. Nicht röntgensichtbar.

66628

Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
 12 Mischkanülen **40,90**



Pckg. 2 x 50 ml
40,90



Pckg. 2 x 50 ml
36,90

**Omnident
 Mischkanülen**
 finden Sie auf
 Seite 48



Omnibite plus

Additionsvernetzendes, elastomeres Präzisionsmaterial auf Silikonbasis in Kartuschen für alle Arten von Bissregistrierung. Aufgrund der hohen Endhärte zeichnet sich das Material durch seine gute Fräsbarkeit aus. Shore-A-Härte 85 (mind.). Nicht röntgensichtbar. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 60 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek.

17182

Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
 12 Mischkanülen **36,90**



Stück
39,50

Omni Dispenser

Der Omni Dispenser ist geeignet für 1:1 / 2:1 und 4:1 / 10:1 Kartuschen.

14163 1:1 / 2:1

14185 4:1 / 10:1

Stück **39,50**

Beutel 500 g ab
7,50

Alginat

Schnellabbindend, staub- und blei-freies Alginat. Abbindezeit insges.: 2.35 Min. Cremige Konsistenz, Pfeffer-minzgeschmack. Farbe blau.

73454

Beutel 500 g staubfrei **8,50**
ab 20 Beutel (1 Karton) **7,50**

10217

Messbesteck Set **1,50**

40602

Aufbewahrungsbox, leer **4,50**



Hinweis

Bitte dosieren Sie Omnident Alginat ausschließlich mit dem Messbesteck Set Art.-Nr. 10217

Hinweis

Weiterführende Informationen zu unseren Alginaten finden Sie hier



smile price



Beutel 500 g ab
7,50

Alginat rosa

Hochwertiges, bleifreies und staub-freies Alginatabdruckmaterial sowohl für die normale Zahnarztpraxis oder die orthodontische Praxis. Es besitzt eine härtere Konsistenz und gewähr-leistet Abdrücke mit glatter Oberfläche und guten Elastizitätseigenschaften. Pfefferminzgeschmack. Abbindezeit insges.: normalabbindend 3.00 Min., schnellabbindend 2.35 Min.

88087 normalabbindend

88094 schnellabbindend

Beutel 500 g **8,50**
ab 20 Beutel (1 Karton) **7,50**

10217
Messbesteck Set **1,50**

40602
Aufbewahrungsbox, leer **4,50**

Omnicolor

Abformmasse mit Farbindikator, schnellabbindend. Totale und partielle Abformung im Mund, zur Herstellung von KFO-Apparaten. Pfefferminzgeschmack. Der Farbindikator: violett; Dauer des Spatelns (45 sek.); rosa: Löffel beschicken und in den Mund geben. weiß: Abdrucklöffel aus dem Mund nehmen. Abbindezeit insges.: 2.30 Min.

26571

Beutel 500 g
ab 20 Beutel (1 Karton)

8,50
7,50

10217

Messbesteck Set

1,50

40602

Aufbewahrungsbox, leer
Ø 13,5 cm

4,50

Beutel 500 g ab

7,50

Hinweis

Bitte dosieren Sie
Omnident Alginate
ausschließlich mit
dem Messbesteck Set
Art.-Nr. 10217



Messbesteck Set

1,50



Aufbewahrungsbox

4,50

smile
price

Anmischspatel

Anmischspatel aus flexiblem Kunststoff. Länge 185 mm.

98470

weiß

98464

blau

Stück

1,39



Stück

1,39



Stück

9,95

Universalschere

Die rostfreie Schere schneidet zuverlässig und sicher fast alle Materialien. Ergonomischer 2-Komponentengriff, stabile Schneide. Gesamtlänge ca. 215 mm.

215606

Stück

9,95



Omnident
Abdrucklöffel
finden Sie auf
Seite 10 und 11

OK

Oberkiefer

OK
BO 0



OK
BO 1



OK
BO 2



OK
BO 3



OK
BO 4



smile
price

UK

Unterkiefer

UK
BU 0



UK
BU 1



UK
BU 2



UK
BU 3



UK
BU 4



Abdrucklöffel nach Ehrlicke

Je 5 Formen für Ober- (BO 0-4) und Unterkiefer (BU 0-4). Stabiles und verwindungssteifes Edelstahlmaterial. Gelocht – für perfekten Halt des Abdruckmaterials. Gerundete Kanten sorgen für eine atraumatische Abformung. Elektropoliert – garantiert höchstmögliche Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für Autoklav, Thermodesinfektion und Ultraschallreinigung (die Richtlinien des Herstellers sind genau zu beachten).

53438	BO/0
53439	BO/1
53440	BO/2
53441	BO/3
53442	BO/4

Stück
ab 10 Stück

11,09
9,90

53443	BU/0
53444	BU/1
53445	BU/2
53446	BU/3
53448	BU/4

Stück
ab 10 Stück

11,09
9,90

Stück ab

9,90



OK

Oberkiefer

OK
XS/5



OK
S/4



OK
M/3



OK
L/2



OK
XL/1



Hinweis

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



UK

Unterkiefer

UK
XS/5



UK
S/4



UK
M/3



UK
L/2



UK
XL/1



Abdrucklöffel

OMNIDENT Abdrucklöffel bieten eine hervorragende Retention des Abdruckmaterials durch einen durchgehend anliegenden Randschlussbügel. 18/8 Edelstahl. Retentionsbördelung. Kein Haftspray erforderlich.



Stück ab
9,90

15784



OK XS/5

15788



UK XS/5

15786



OK S/4

15791



UK S/4

15785



OK M/3

15790



UK M/3

15783



OK L/2

15789



UK L/2

15787



OK XL/1

15792



UK XL/1

Stück
ab 10 Stück

11,09
9,90

Stück
ab 10 Stück

11,09
9,90



Spender 50 ml

10,90

OmniTouch tendency

OmniTouch tendency ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Hautpflegecreme für alle Hauttypen. Auch als Gesichtscrème zu verwenden. Sie wirkt hautberuhigend, rückfettend und feuchtigkeitsspendend. Die Hautlotion zieht schnell ein und hält die Haut lange feucht und geschmeidig. Sie kann extrem sparsam verwendet werden: max. 1 Hub aus dem Airless Spender verwenden und sanft einreiben.

93102



50 ml Dosierspender

10,90

gleich mitbestellen:



gratis

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Der praktische Reinigungs- und Desinfektionsplan für die Zahnarztpraxis. Aktualisiert, übersichtlich und vor allem: kostenlos! Format 320 x 748 mm, geschützt in einer Versandtasche.

81081



gratis

Hand drauf



OmniTouch Haut- und Nagelbalsam

Viele Desinfektionsmittel greifen nicht nur die Haut, sondern auch die Fingernägel massiv an. Dadurch entstehen kleine Haarrisse, in denen sich Krankheitserreger einnisten und trotz Desinfektion überleben können. Das OmniTouch Haut- und Nagelbalsam enthält deshalb hochwertige Komponenten, die das Horn der Fingernägel dauerhaft stärken. Ausgesuchte Öle pflegen nachhaltig die Haut und machen sie fit für die Strapazen des Praxisalltags. Das zügig einziehende OmniTouch Haut- und Nagelbalsam applizieren Sie mindestens einmal morgens und abends aus dem praktischen Vakuum Dosierspender.

61312



100 ml Dosierspender
ab 6 Spender

6,29
5,89



Spender 100 ml ab

5,89



Stück
139,90

geeignet für
Seifen, Gels und
Flüssigkeiten

*Omnihand Gel nicht im
Lieferumfang enthalten*

◀ **OmniStar touchless**

Automatischer Sensorspender OmniStar Touchless. Dosiermenge in zwei verschiedenen Modi individuell einstellbar (Modus 1: grünes LED Licht – ein Sprühstoß à 1,5 ml. Modus 2: rotes LED Licht – zwei Sprühstöße à 1,5 ml). Die Maße ohne Tropfschale: B 104 x H 312 x T 190mm. Maße mit Tropfschale: B 121 x H 320 x T 247 mm. Für Seife und Flüssigkeiten in 500- oder 1.000 ml – Eurospenderflaschen.

Im Lieferumfang enthalten: Gelpumpe für Seife und Gels, Sprühpumpe für Flüssigkeiten (bereits montiert), Tropfschale, Sichtblende, Montageplatte, Platzhalter für 500 ml Flaschen, Pumpenröhrchen für 500 ml Flaschen, Schlüssel, 4 x D Zelle Alkali Batterien. Material: Kunststoff mit transparenter Frontklappe.

130112
OmniStar touchless, Stück **139,90**

Zubehör

202057 für 500 ml

130113 für 1.000 ml
Sprühpumpe **7,90**

202059 für 500 ml

130114 für 1.000 ml
Gelpumpe **7,90**

202099
Schlüssel **1,90**

130115
Tropfschale **11,90**

Stück ab
55,90

OmniStar ▶

Formschöner Design-Armhebelspender für die anspruchsvolle Praxis in klassischem Weiß oder eleganter Chromoptik.

- wahlweise für 500 ml oder 1.000 ml Eurospenderflaschen
- geeignet für alle herkömmlichen Flaschenmodelle
- 3stufig einstellbare Dosiermenge:
Stufe 1: 0,7 ml
Stufe 2: 1,0 ml
Stufe 3: 1,5 ml
- für Flüssigkeiten und Gels
- inklusive abnehmbarer, leicht zu reinigender Tropfschale

Material: Kunststoff lackiert mit transparenter Frontklappe, Armhebel Metall. Maße: B 105 x H 320 mm. Lieferung inklusive Tropfschale, Sichtblende (montiert), Wandhalterung und Platzhalter-Einsatz für 500 ml Eurospenderflaschen.

94427
Weiß **55,90**

94428
Chromoptik **75,90**

Zubehör

208903 Weiß **5,90**

208904 Chromoptik **8,90**
Tropfschale

130429 Schlüssel **1,90**

208905 Platzhalter für 500 ml **1,90**

215026 Pumpe Kunststoff **5,90**

103416 Pumpe mit Aluminiumspitze **5,90**



*Omnicare nicht im
Lieferumfang enthalten*

geeignet für
Seifen, Gels und
Flüssigkeiten



Flasche 250 ml ab
6,29

Ultra Orange

Reinigungslösung auf Basis von natürlichen Orangenölen. Zur Reinigung von Flächen und Instrumenten von Verunreinigungen aller Art, speziell von Zinkoxyd-Eugenol-Pasten, Silikon, Alginaten, Haftlack, Fetten und Blutresten.

23621
250 ml Flasche
ab 3 Flaschen

7,29
6,29

Kanisterzubehör

Dosier- und Entnahmezubehör für die 5- und 10-Liter Kanister der Omnident Reinigungs- und Desinfektionsserie.

14228
Kanisterschlüssel **7,99**

14227
Dosierpumpe (ca. 30 ml / Hub) **15,90**

14226
Kanisterhahn **9,90**



Salivasept ▶

Spezialpräparat zur Desinfektion und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Es kann ebenfalls zur Reinigung von Waschbecken, WC, Fliesen etc. verwendet werden. Mundspülbeckenreiner Salivasept entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten.

17801
Flasche 750 ml **12,50**



Omnicare ▼

Die Omnicare Waschlotion spendet Haut und Händen die ideale Dosis an Feuchtigkeit und essentiellen Vitaminen (C, E, B5). Die Wirksubstanzen halten die Haut bei hoher Beanspruchung im Gleichgewicht und führen extra Feuchtigkeit zu. Die Haut spannt nicht und wirkt strahlend frisch. Angenehm duftend. Die Seife ist dermatologisch getestet.

19353
500 ml Flasche mit Pumpspender **4,49**

84502
500 ml Eurospenderflasche **4,49**

13659
1 l Eurospenderflasche **8,90**

19354
10 l Kanister **35,90**



Kanister 10 l
35,90

Flasche 500 ml
4,49

Omni ProfiCleaner universal



Flasche 500 ml
10,90

Der Omni ProfiCleaner universal reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik, Holz oder lackierte und beschichtete Flächen.

Er löst kraftvoll und gezielt Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Trennmittel, Umformmedien, Kühlschmierstoffe sowie Etiketten- und Klebstoffrückstände.

Die besondere Wirkstoffformel aus Spezialtensiden und Alkoholen enthält keine silikonhaltigen Entschäumer und ist nicht rückfettend.

216187
Flasche inkl. Sprühkopf
500ml

10,90



Dose 150 ml
3,90

Omni ProfiCleaner Multischaum

Der Omni ProfiCleaner Multischaum ist ein universell einsetzbarer, kraftvoller Schaumreiniger. Der ProfiCleaner Multischaum ist biologisch abbaubar, phosphat- und formaldehydfrei sowie frei von korrosiven und ätzenden Zusätzen.

Anwendungsgebiete:

- Reinigt rückstandsfrei alle Glas-, Chrom- und Kunststoffteile
- Beseitigt gründlich Insekten, Schmierflecken und Schmutzfilme
- Entfernt schonend Flecken aus Teppichen und Polstern
- Löst Schmutzfilme von Armaturen, Fliesen und lackierten Oberflächen
- Frischt matte und verwitterte Kunststoffe wieder auf

216186
Dose 150ml

3,90

Omniwipes



jetzt als befüllte Spenderdose



Refill 100 Stück ab
3,30

unsere praktische **Universalschere** finden Sie auf Seite 9



Zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen, insbesondere Hand- und Winkelstücken, Behandlungseinheiten und Arbeitstischen in Zahnarztpraxen. Aldehydfrei. Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet. Wirkungsspektrum (Tränkflüssigkeit): Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (M.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV) und H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute*; Adeno-, Rota-, Noro-Viren nach EN14476 (hohe Belastung) 1 Minute*, begrenzt viruzid Plus.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

213875 Neutral

213876 Lemon

Spenderdose befüllt mit 100 Tüchern 12 x 20 cm **6,19**

25452 Neutral

85421 Lemon

Refill-Beutel mit 100 Tüchern 12 x 20 cm ab 6 Beutel **3,90**
ab 12 Beutel **3,30**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ProfiCleaner Sanitary

Der Bad und Armaturenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Sanitary löst schonend und zuverlässig stärkste Verschmutzungen. Entfernt Urinstein, Kalk- und Rostablagerungen, ohne das Material anzugreifen. Geeignet für die Reinigung von Waschbecken, Armaturen, Duschen, Speibecken, Fliesen, etc. Nicht auf säureempfindlichen Materialien (z. B. Marmor) einsetzen.

34317
Sprühflasche 750 ml
ab 2 Sprühflaschen
ab 6 Sprühflaschen
ab 12 Sprühflaschen

5,89
5,49
5,19
4,99



Flasche 750 ml ab
4,99

smile price

Flasche 750 ml ab
4,99

ProfiCleaner Surface

Der Oberflächenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Surface ist ein extrem schmutz- und fettlösender Reiniger für den gesamten Dentalbereich. Im Sprüh-Wischverfahren werden die Verunreinigungen mühelos gelöst und in einem sauberen Wischtuch schlierenfrei gebunden. Ohne Nachwischen oder Neutralisieren. Auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Plexiglas, Kunststoff, Fliesen einsetzbar.

13531
Sprühflasche 750 ml
ab 2 Sprühflaschen
ab 6 Sprühflaschen
ab 12 Sprühflaschen

5,89
5,49
5,19
4,99



Omniwipes wet & easy Plus ▶

Gebrauchsfertige, vorgetränkte feste und praktische Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet sind die Tücher für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopen und Sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat) Bakterien (*E. hirae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. coli*) und *Candida albicans* nach VAH und EN16615 (hohe Belastung): 2 Min.* Flache Packung zum verstauen in schmalen Schubladen. Aldehydfrei.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

120376
Pckg. 80 Tücher,
Format 25 x 25 cm
ab 6 Pckg.

11,90
10,80

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

unseren neuen
Desinfektionsplan
finden Sie auf
Seite 12



Hinweis

Informationen zu Flächen-
desinfektionsprodukten
finden Sie hier



begrenzt
viruzid
Plus



Pckg. 1 Tuch

0,39

Omniwipe to Go

Gebrauchsfertiges Hände- und Flächen-Desinfektionstuch. Einzeln verpackt im kompakten Folienbeutel ist das Omniwipe to Go ideal für die schnelle und zuverlässige Desinfektion unterwegs. Tuchmaße 18,5 x 20 cm.

smile
price

211479

Pckg. 1 Tuch

0,39

Pckg. 80 Tücher,
Format 25 x 25 cm
ab 6 Pckg.

10,90
9,80

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alkohol-
frei

VAH
gelistet

Pckg. 80 Tücher ab

10,80

voll
viruzid

VAH
gelistet

Pckg. 80 Tücher ab

9,80

Omniwipes wet & easy

Getränkte Desinfektionstücher ideal für die Lagerung in der Schublade. Zur Reinigung und Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen und Medizinprodukten. Praktische Handhabung durch wiederverschließbaren Flachbeutel. Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid nach Standardmethoden des VAH zur Flächendesinfektion (hohe organische Belastung) 2 Min. Begrenzt viruzid plus inkl. HBV/HCV/HIV gem. RKI Empfehlung 1 Min*. VAH gelistet.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

212069

fleur

212071

lemon

212070

neutral






wet and

Omniwipes wet

Fertig getränkte Premiuntücher zur Wischdesinfektion. Omniwipes wet macht umständliche Dosier- und Befüllungsarbeiten überflüssig. Damit ist neben dem Vorteil der Zeitersparnis eine hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung) gegeben. Die hochwertigen Omniwipes SuperSoft Tücher im Format 30 x 28 cm sind fusselfrei, sehr weich und reißfest. Qualität 50g/qm, 100% PES. Die Tücherpackung à 90 Blatt ist mit Omnizid fertig getränkt. Einfach den Standbeutel aufschneiden und in den passenden Spenderimer stellen. Den Eimerdeckel, Reservoir und Tücherabrissperforation mit einem Desinfektionstuch vor dem Verschließen desinfizieren. Die Kompatibilität von Tuchmaterial und der Tränkflüssigkeit Omnizid ist gutachterlich bestätigt. VAH-gelistet.

Einwirkzeiten und Wirkungsspektren Omnizid S. 20/21

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- 14201**  fleur
 - 120375**  lemon
 - 120374**  neutral
- Pckg. mit 1 Rolle Vlies
à 90 Tücher 30 x 28 cm
ab 3 Pckg. **21,50**
 **20,50**
- 76415** 
Spenderbox, Maße inkl. Reservoir
ca. 19 x 22 x 19 cm (BxHxT) **7,90**

Hinweis

Informationen zu *Flächendesinfektionsprodukten* finden Sie hier



unsere praktische **Universalschere** finden Sie auf Seite 9



Spenderbox **7,90**



begrenzt viruzid Plus

VAH gelistet

Pckg. 90 Tücher ab **20,50**



bewährte Tuchqualität:
Omniwipes SuperSoft

dry

Omniwipes Dry ▶

Wischdesinfektions-System zur Benutzung mit Tränkflüssigkeit (Flächendesinfektion z.B. Omnizid). Die Tücher bestehen aus einem hochqualitativen, fusselfreien Vlies 50 g/qm im Format 15 x 23 cm. Der Vliesstoff ist besonders reißfest. Die praktische Tuch-Spenderbox ermöglicht eine Einzelentnahme der getränkten Tücher und lässt sich nach Gebrauch luftdicht verschließen.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

76414
 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies
 à 240 Tücher 15 x 23 cm **21,90**

76415
 Spenderbox, Maße inkl. Reservoir
 ca. 19 x 22 x 19 cm (BxHxT) **7,90**



Spenderbox
7,90

Refill-Pckg.
21,90

perfekt kombinierbar mit Omnizid
 siehe Seite 21

superweiche Qualität

Refill-Pckg.
19,90



◀ Omniwipes Dry SuperSoft

Premium Desinfektionstücher. Fussel-frei, streifenfrei, sehr weiche und reiß-feste Qualität 90% PES. Tuchformat 30 x 28 cm, 50 g/m. Die Tuchstruktur hält hervorragend die Tränkflüssigkeit. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach jeder Tuchentnahme wieder bequem luftdicht verschließen. Als Desinfektionsflüssigkeit empfehlen wir Omnizid.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

95533
 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies
 à 90 Tücher 30 x 28 cm **19,90**

76415
 Spenderbox **7,90**



◀ Omnizid fleur

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Inventar in hygienisch kritischen Bereichen. Bakterizid nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung), levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid plus: 1 Min.* Mit angenehmem Frische-Duft und sehr breiter Wirksamkeit zu Ihrem Schutz.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

98467

 Sprühflasche 0,5 l

7,90

98468

 Kanister 10 l

49,90

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Omniwipes Dry Velours ▶

Premium Desinfektionstücher mit hochwertigen Microfaser-Eigenschaften. Fusselfrei, streifenfrei, sehr weiche und dicke Struktur sowie extrem reißfeste Tuchqualität. Für eine mindestens doppelt so große Wischfläche geeignet wie vergleichbare Tuchgrößen (Maxi-Format 28 x 28 cm). Hervorragendes Saug- und Wiederabgabevermögen für flüssige Desinfektionslösungen wie Omnizid. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach Tuchentnahme luftdicht verschließen.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

89385


Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies à 75 Tücher 28 x 28 cm

29,90

76415


Spenderbox, Maße inkl. Reservoir ca. 19 x 22 x 19 cm

7,90



Refill-Pckg.

29,90



total disinfection

OmniBiozid Plus

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet ist die Lösung für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopen und Sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Bakterien nach EN13727 und EN13697 (hohe Belastung) und levurozid 1 Min.* Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat). Aldehydfrei. VAH gelistet.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

121172

 Sprühflasche 0,5 l 9,50

121173

 Kanister 10 l 51,90

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

**VAH
 gelistet**

Flasche 1 l

9,50

**ohne
 Alkohol**

Kanister 10 l

51,90

**voll
 viruzid**

Hinweis

Informationen zu Flächendesinfektionsprodukten finden Sie hier



OmniBiozid

Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von Oberflächen auf der Basis von quartären Ammoniumsalzen mit angenehmem Geruch, der auch eine Schnelldesinfektion von Flächen und Praxisinventar, bestehend aus alkoholempfindlichen Materialien wie Acrylglas, Kunstleder und anderen Kunststoffen, ermöglicht. Die Sprühflasche ist mit einem Schaumprühkopf ausgestattet. Die zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig benetzt sein. Danach 1 Minute* bzw. gemäß nebenstehenden Zeitangaben einwirken lassen. Bakterizide Wirkung: nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Begrenzt viruzide Wirkung: Inaktivierung von behüllten Viren z.B. HBV, HCV, HDV, HIV, Influenzavirus A,B,C (Vogelgrippe), H1N1 (Schweinegrippe), Pockenvirus, Herpes simplex, Varizella Zoster Virus, Humanes Herpes Virus,

Respiratory Syncytical Virus, Humanes T-Zell-Leukemievirus, FSME-Virus 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Inaktivierung von z.B. Rota-, Noro- und Adeno-Viren: 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Levurozid (candida albicans): nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute als alkoholfreie Schnelldesinfektion.*

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

45407

 Dosierflasche 1 l 9,90

45441

 Kanister 10 l 54,90

91956

 Ersatz Sprühkopf 1,90

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

**ohne
 Alkohol**

**VAH
 gelistet**

Kanister 10 l

54,90

Flasche 1 l

9,90

Gebrauchsfertiges Bohrerbad hervorragend geeignet zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Dentalinstrumenten, inklusive Wurzelkanalinstrumente, Gummipolierer und keramischen Schleifkörpern. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Aldehyd- und phenolfrei. VAH/DGHM-gelistet. Ultraschallbad-geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid (Candida albicans), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach VAH/DGHM: 5 Min. inkl. HBV/HIV/HCV. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

10338 10 338 1 10 338 1 10 338 1 10 338 1	Flasche 2 l	13,50
10337 10 337 1 10 337 1 10 337 1 10 337 1	Kanister 10 l	51,90
128023 12 802 3 12 802 3 12 802 3 12 802 3	Kanister 5 l	27,50



◀ Omnipur

Aldehyd- und phenolfreie Flächen-desinfektion. Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar gemäß Medizinproduktegesetz von Flächen wie Fußböden. Besonders geeignet für Bereiche, in denen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. Biologisch abbaubar, mit guter Reinigungskraft, mit angenehmem Duft. VAH-gelistet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (niedrige Belastung) wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Nach VAH: 2% = 5 Minuten, behüllte Viren nach RKI/DW: 3% = 15 Minuten, Bakterien und candida albicans nach VAH.

85460 8 546 0 8 546 0 8 546 0 8 546 0	Dosierflasche 1 l	13,50
87450 8 745 0 8 745 0 8 745 0 8 745 0	Kanister 10 l	62,50

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.





◀ Omnisept IMP

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauchdesinfektion und Reinigung von Abformungen. Omnisept IMP beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farbneutral. Omnisept IMP ist aldehyd- und phenolfrei und eignet sich zur Desinfektion von zahn-technischen Werkstücken und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikon, Alginaten und Hydrokolloiden. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe) und Rota-Viren. Einwirkzeiten nach VAH/DGHM: 2 Min*. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

79231

 Kanister 10 l

59,90

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Kanister-Zubehör
 finden Sie auf Seite 15

Omni Einmal PE Schürze
 finden Sie auf Seite 36

Kanister 5 l
59,90

schon ab 1%-iger Lösung verwendbar



Kanister 10 l
129,00

Kanister 5 l
69,90

Omnisept

Zur Desinfektion und Reinigung zahnärztlicher Instrumente. Aldehyd- und phenolfrei, geringstmögliche Anwendungskonzentration: Schon ab 1%iger Verdünnung verwendbar. VAH-gelistet. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (m.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: 1%: 60 Minuten; 1,5%: 15 Minuten. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

10336

 Dosierflasche 1 l

19,90

10335

 Kanister 10 l

129,00

128019

 Kanister 5 l

69,90

Omnisept Plus

Omnisept Plus – die neue Generation im Bereich Reinigungs- und Desinfektionsmittel für das gesamte (chirurgische) Instrumentarium in der Zahnarztpraxis. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

Besondere Eigenschaften:

- Ausgezeichnete und umfassende mikrobizide Wirksamkeit gegen Bakterien und Hefen (1%: 30 Min.; 2%: 15 Min.)
- erweitertes Wirkungsspektrum gg. M. terrae (1%: 60 Min.)
- inaktiviert behüllte Viren (HBV/HIV/BVDV/HCV, Vaccinia, Noro) und unbehüllte Viren (Adeno- und Polio) 3%: 15 Min.
- nicht proteinfixierend
- erfüllt somit die Anforderungen an die vollständige Viruzidie
- schnelle Wirksamkeit in bereits geringer Konzentration
- verbesserte Materialverträglichkeit, gutes Korrosionsverhalten durch das Fehlen von Chloriden und niedrigere alkalische Einstellung (pH 11)
- aldehyd- und phenolfrei
- verbesserte Zusammensetzung und sparsamer Einsatz chemischer Stoffe, biologisch verträglicher (Fertiglösung)
- schon ab 1%iger Verdünnung anwendbar
- geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad
- VAH gelistet

55585


Dosierflasche 1 l **19,90**

55543


Kanister 10 l **129,00**



Kanister 10 l **129,00**

Flasche 1 l **19,90**



Flasche 1 l

16,90

Omni WaterClean OX6

Omni WaterClean OX6 dient der Keimreduktion des wasserführenden Systems in dentalen Behandlungseinheiten. Zur gebrauchsfertigen Verwendung im automatischen Dosiersystem von Behandlungseinheiten geeignet. Als 0,5%ige Verdünnung kann es kontinuierlich eingesetzt werden, verringert das Keimwachstum und die Bildung von Biofilmen in den Behandlungswasserwegen. Die Anwendung einer 4%igen Lösung dient der Aufbereitung des wasserführenden Systems. Das Präparat besitzt eine sehr gute Materialverträglichkeit.

216184



Flasche 1 l

16,90



Flasche 1 l

16,90

Omni WaterClean Sept 5

Omni WaterClean Sept 5 ist ein gebrauchsfertiges Präparat zur Keimreduktion des wasserführenden Systems in dentalen Behandlungseinheiten. Zur Verwendung im automatischen Dosiersystem von Behandlungseinheiten geeignet. Als 1,0%ige Verdünnung kann es kontinuierlich eingesetzt werden und verringert das Keimwachstum und die Bildung von Biofilmen in den Behandlungswasserwegen. Eine Intensiventkeimung ist ebenfalls möglich. Das Präparat besitzt eine sehr gute Materialverträglichkeit.

216185



Flasche 1 l

16,90

Omnisuc ▶

Mit Omnisuc steht Ihnen ein hochwirksames Konzentrat zur Verfügung, mit dem gleichzeitig eine Aldehyd- und schaumfreie Desinfektion, Reinigung und Pflege für alle zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamscheider gewährleistet ist. Selbst hartnäckige Ablagerungen werden gelöst. Das desinfizierende Wirkungsspektrum nach Standardmethoden der DGHM umfasst: bakterizid, levurozid (Candida albicans), begrenzt viruzid (behüllte Viren, HBV, HCV und HIV). Dosierung 2% = 5 Min., 3% = 2 Min. Mit integrierter Ausgießhilfe und Dosierbecher. Von DentsplySirona freigegeben.

84393



Flasche 2,5 l
ab 4 Flaschen

31,50
28,50



Flasche 2,5 l ab
28,50



Flasche 2,5 l ab

18,90



Omnisuc Filter ▶


Einwegfilter gelb für Separierautomatik und Selektivablagen.

99466



Pckg. 12 Stück
ab 2 Pckg.

24,90
19,90



Pckg. 12 Stück ab

19,90

Omnisuc Cleaner

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inkl. deren Abflussleitungen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden, bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Omnisuc Cleaner ist 5- oder 10%ig anwendbar.

55153



Flasche 2,5 l
ab 4 Flaschen

21,90
18,90





einfach fantasdish!



Omnisept dishcleaner Clear

Schaumarmen Klarspüler (Konzentrat) für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Utensilien in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (RDG). Laboren.

216182
Flasche 1 l

Omnisept dishcleaner MC ▶

Enzymatischer Instrumentenreiniger für die manuelle und maschinelle Aufbereitung von Instrumenten, Endoskopen und Laborgeräten.

216179
Kanister 5 l **31,50**



Kanister 5 l
31,50



9,90 Omnisept dishcleaner Z ▶

Phosphat- und tensidfreies Konzentrat zur Neutralisation alkalischer Rückstände aus dem Hauptreinigungsschritt und Ioder der sauren Vorreinigung bei der maschinellen Reinigung in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (RDG).

216180
Kanister 5 l **31,50**



Kanister 5 l
31,50

Omnisept dishcleaner FA ▶

Schaumfreies, alkalisches Reinigungskonzentrat zur maschinellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten, medizintechnischen Utensilien, sowie Laborglas in Krankenhäusern, Arztpraxen und Laboren.

216181
Kanister 5 l **31,50**



Kanister 5 l
31,50

neues Design



Pckg. 30 squeeze bottles
38,90

Omni Ink Test

Einmal-„squeeze bottle“ zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten (Tintentest) nach EN ISO 11607-1 / ASTM F1929

124095
Pckg. 30 squeeze bottles **38,90**

Pckg. 300 Stück
129,-

Omni Helix Test

Omni Helix Test ist ein Sterilisations-Kontrollsystem für alle Typ B Autoclaven nach EN 867 Teil 5 ISO 11140-6 Klasse 2.

93255
Pckg. 300 Stück **129,00**



Set
189,-

neues Modell



Omni Helix Test Pro

Der Helix Test Pro Langzeitprüfkörper wurde nach der EN 867-5 für Klasse B Autoclaven gefertigt. Dank der hochwertigen Materialien ist der Prüfkörper dauerhaft wieder verwendbar. Die Teststreifen samt Dichtring können als Refill Set nachbestellt werden. Dieses Testset erfüllt die höchsten Ansprüche an Chargenkontrollsystemen.

221865
Set: Omni Helix Test Pro, 400 Indikatorstreifen **189,00**

221866
Refill-Pckg. 400 Indikatorstreifen **98,50**

Pckg. 100 Stück
37,90

Omni Seal Test

Der Omni Seal Test dient zur Überprüfung einer durchgehenden und schadenfreien Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 8 mm. Darüber hinaus können auf dem Seal Test die zur Dokumentation erforderlichen Prozessdaten erfasst werden.

93254
Pckg. 100 Stück **37,90**



Pckg. 100 Teststreifen
195,-

Stück
4,79



Omni Bowie & Dick Test

Das Einmaltestpaket eignet sich besonders für den täglichen Bowie & Dick Test im Dampfautoclaven nach DIN EN 13060 (Klasse B). Typ 2.

122341
Stück **4,79**

Omni Wash Test

Zur Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung (Funktionstest) des RDG (Thermodesinfektor). Dieses Testsystem überprüft die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihres RDG. Testanhaftungen überprüfen sowohl die Leistung der Sprüharme, als auch eine ggf. entstandene Über/Unterdosierung. Die separat erhältliche Omni Wash Test Prüfleiste dient zur Aufnahme des Omni Wash Tests und der Platzierung im Thermodesinfektor. Edelstahl, schwere Ausführung, unverwüstlich.


118888
Pckg. 100 Teststreifen **195,00**

118889
Prüfleiste, Stück **59,90**



Omnifol

Einmal-Sterilisationsfolie. Getönte Klarsichtverbundfolie aus einer Papier-Folien-Kombination. Für die Dampf- und Gassterilisation mit Indikator, Spezialpapier, einreißfester Folie, vollkommen peelbar, nahezu faserfreie Ablösung.



Pckg. ab
19,90

26420

Omnifol 50
50 mm, Rolle mit 200 m **19,90**

26421

Omnifol 75
75 mm, Rolle mit 200 m **22,90**

26422

Omnifol 100
100 mm, Rolle mit 200 m **29,90**

79567

Omnifol 200
200 mm x 50 mm (für Trays),
Rolle mit 100 m **59,90**



Das technische Datenblatt
zu Omnifol Sterifolie
finden Sie hier



Siegel- sicher



Stück
390,-

Omni Steri Rollenhalter

Omni Steri Rollenhalter aus Edelstahl. Kann an der Wand montiert oder mit den mitgelieferten Standfüßen verwendet werden. Inklusive Messer. Maße 51 x 27,5 x 13 cm (L x B x H). Standfüße 16 cm.

122340
Rollenhalter, Stück

390,00



Omni Etikettierer

Zum schnellen und einfachen Etikettieren des Sterilguts. Inkl. 1 Rolle Etiketten und Farbwalze.

122003

Etikettierer, Stück **198,00**

122004

P2 Etiketten
Pckg. 4 x 500 Stück **29,90**

124096

Farbwalze, Stück **15,00**



Stück
198,-



Stück ab
2,99

Adapter für Ölsprays

① **49969**
 Universaladapter INTRAmatic. Schnittstelle für Hand- und Winkelstücke. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.
 Stück ab 5 Stück **9,90**
8,90

③ **50002**
 Adapter Multiflex. Schnittstelle für Turbinen. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.
 Stück ab 5 Stück **9,90**
8,90

② **50001**
 Adapter Roto Quick. Schnittstelle für Turbinen. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.
 Stück ab 5 Stück **9,90**
8,90

④ **50003**
 Adapter, ISO-Schnittstelle für Winkelstückköpfe. Kunststoffadapter mit Gewinde.
 Stück ab 5 Stück **3,49**
2,99



Desinfektionswanne

Omnident Desinfektionswanne mit Siebeinsatz und Deckel. 3 Liter Fassungsvermögen. Max. Reinigungstemperatur 60° C. Maße: außen 32 x 21 x 12,5 cm; innen 24,5 x 15,5 x 10 cm.

49501
 Stück ab 5 Stück **49,90**
45,90



Das Design kann abweichen. Gültige Informationen können über die Webseite: www.omnident.de/katalog/praxis/desinfektion-reinigung-pflege-amp-sterilisation/desinfektionswannen/ abgerufen werden.

Stück ab
45,90



Dose ab
14,90

Omnident Ölsprays

Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren.

49941
 Omnident Universal Öl spray
 Dose, 500 ml ab 6 Dosen **17,90**
14,90

49965
 Omnident T-Ölspray
 Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.
 Dose, 250 ml ab 6 Dosen **17,90**
16,90

Dose ab
16,90



Pckg. 10 Stück
5,99

Omni Tip Cover

Universelle Instrumenten-Schutzkappen aus flexiblem Kunststoff zur Vermeidung von Verletzungsrisiken und Schutz vor Beschädigung. Einfache Anwendung – zuverlässiger Schutz. Die beiden verfügbaren Größen decken alle gängigen Instrumentengrößen und -formen ab. Sterilisierbar.
 Größe 1 (klein): 2,5 x 28 mm.
 Größe 2 (groß): 4,0 x 28 mm.

121700 Größe 1
121701 Größe 2
 Pckg. 10 Stück **5,99**



Omni Sensorspender

Sensorspendersystem für Papierrollen inklusive Wandhalterung. Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße ca. 390 x 320 x 210 mm (H x B x T). Die für das Sensorspendersystem erhältlichen Nachfüllrollen sind aus 100 % Zellstoff. 2-lagig mit TAD Papierqualität. Rollenbreite 20 cm.

117477

Sensorspendersystem
(unbefüllt)

137,90

117478

6 x 100 m Nachfüllrollen
(Papierqualität TAD)

52,90

130430

Schlüssel


1,90

Stück

137,90



Freude- Spender



Karton 3.750 Stück
49,90

Omni-Z Green

Omni-Z Green Einmal-Falhtandtücher.
Grün, zweilagig. Zickzack-Falzung.
Format 24 x 23 cm.

66629
Karton mit 3.750 Stück **49,90**

Omni-Z Premium Interfold

Das ultimative, zweilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

23693
Karton mit 3.000 Stück **55,90**



Karton 2.680 Stück
55,90



Omni-Z Eco

Omni-Z Eco Einmal-Falhtandtücher.
Naturweiß, einlagig. Zickzack-Falzung.
Format 25 x 23 cm.

10990
Karton mit 5.000 Stück **35,90**



Karton 5.000 Stück
35,90



Karton 2.600 Stück
51,90

Omni-Z TAD

Einmal-Falhtandtücher. Weiß, 2-lagig. Besonders weich, bindungs-fähig und damit reissfest. Zick-zack-Falzung. Format 20 x 23 cm.

13532
Karton mit 2.600 Stück **51,90**

Omni-Z Interfold Plus

Als Plus jetzt mit einer Lage mehr: das ultimative, dreilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

93307
Karton mit 2.300 Stück **55,90**



Karton 2.300 Stück
55,90



Karton 3.750 Stück
48,90

Omni-Z Premium

Omni-Z Premium Einmal-Falhtandtücher. Weiß, zweilagig. Zickzack-Falzung. Format 24 x 21 cm.

11044
Karton mit 3.750 Stück **48,90**

Omni-Z Wandspender

Euro-Handtuchspender für Omni-Z Einmal-Falhtandtücher. Gehäuse aus Kunststoff, Farbe weiß. Maße 28 x 37 x 13 cm (B x H x T). Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

69740
Stück **42,90**

95957
Adapter für Nicht-eurospender, Stück **gratis**

Stück
42,90





Pckg. 250 Stück ab
4,99

Schwebetischauflagen

Format 28 x 36 cm.

23287	weiß
23288	grün
14272	blau
88104	gelb
106040	rosa
106041	lila
106042	orange
Pckg. mit 250 Stck. ab 5 Pckg.	

10,50
9,30

Normtrayeinlagen

Filterpapier für Normtrays. Hochnass-fester Krepp 55 g/m². Karton mit Entnahmeausschnitt. Größe 28 x 18 cm.

79166	weiß
23286	grün
14271	blau
88103	gelb
91952	rosa
91953	lila
91954	orange

Pckg. mit 250 Stck.
ab 10 Pckg.

5,19
4,99



Pckg. 250 Stück ab
9,30



Pckg. 200 Stück
21,50

Zelltuchservietten

Weich und saugfähig, 40 x 40 cm.

48357	2-lagig weiß, Pckg. à 250 Stck.	16,50
48361	4-lagig weiß, Pckg. à 200 Stck.	21,50



Omniprotect

Patientenschutzserviette aus drei Lagen Papiervlies mit einer Polyäthylen-Beschichtung. Das Papiervlies ist sehr saugfähig. Die Polyäthylen Beschichtung schützt den Patienten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit. 48 x 33 cm.

19554	weiß
19553	grün
19552	blau
11646	gelb
11618	lila
11667	orange
117479	rosa
Karton mit 500 Stck. 26,90	



Omni Bib Holder

Einweg Serviettenhalter mit Klebeverschluss. Größenflexibel, Farbe weiß.

123296
Pckg. 250 Stück
ab 5 Pckg.

11,90
9,90



OmniFresh Ultrasoft

Einmal-Zahnbürste mit bereits staubfreier Zahnpastaimprägnierung. Hygienisch einzeln eingeschweißt. Ideal für die Zahnpflege vor der Behandlung! Gehört in jede Praxis als Service des Zahnarztes für den Patienten. Im praktischen Dispenserkarton.

- ① **88106** mint
 - ② **51292** blau
- Pckg. mit 100 Stck.
ab 10 Pckg.
- 11,90
9,90
- ③ **30197**
- Pckg. mit 100 Stck. sortiert
hellblau, orange, pink, gelb
ab 10 Pckg.
- 11,90
9,90






Kopfschutztaschen

Kopfschutztaschen mit jeweils einer Lage Zellstoff und PE-Folie mit praktischer Abreißperforation, zum Schutz vor Verunreinigung, Schweiß etc. Passend für alle gängigen Praxiseinheiten. Größe 28 x 27 cm.

103037	hellblau
103038	weiß
120210	grün
120211	dunkelblau

Rolle mit 100 Stück ab 5 Rollen

11,50
10,50



Rolle 40 Stück ab
20,50

Omni ProfiProtect

Abdecktuch für die Prophylaxebehandlung. Die Größe des Tuchs bietet optimalen Schutz für den Patienten vor Verschmutzungen durch Salzpartikel. Omni ProfiProtect ist aufgrund der Materialkombination PE-Folie und Zellstoff besonders saugfähig, wasserundurchlässig und reißfest. Vorperforierte Bänder an den Seiten ermöglichen eine für den Patienten angenehme Fixierung des Schutztuchs.

83605	hellblau
22845	weiß

Rolle mit 40 Stück 60 x 54 cm ab 4 Rollen

21,50
20,50



Rolle mit 200 Stück ab
16,50

Einweg-Patientenumhang

Großer Patientenumhang aus PE-Folie, mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 80 cm.

65381	blau
65382	grün
65383	weiß

Rolle mit 200 Stck. ab 5 Rollen ab 10 Rollen

17,90
17,20
16,50



23435
Wandspender, weiß, mit verstärkter Rückwand. Maße 33,5 x 13,5 x 13,5 cm (L x H x T).

19,90

65384
Tischspender, weiß. Maße 33,5 x 13,5 x 13,5 cm (L x H x T).

17,90



Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 40



Einmal-Patientenumhang

Aus dünner PE-Folie, mit saugfähiger Zellstoff-Auflage. Mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 60 cm.

67314	weiß
67315	hellblau
23433	grün
51198	gelb
51241	dunkelblau
51203	orange
51229	rosa
103228	lila

Rolle 80 Stück ab

13,50

Rolle mit 80 Stck. ab 5 Rollen ab 10 Rollen

14,50
13,90
13,50

Omni Einmal PE Schürze

Einweg Laborschürze aus Polyethylen mit glatter Oberfläche. Feuchtigkeits- und undurchlässig und strapazierfähig. Die einzelnen Schürzen sind bequem aus dem Spenderkarton entnehmbar. Einfaches An- und Ausziehen durch angenehme Rückenbindung und Verschlussbänder an der Taille. Größe 75 x 125 cm. 49µ heavy quality. Farbe blau.

121275
Pckg. 50 Stück **15,90**



Pckg. 50 Stück
15,90



Zellstofftupfer

Perforierte Einmal-Zellstofftupfer von der Rolle, an den Rändern verfestigt. Fusselfrei und weich. Größe 4 x 5 cm. Unsteril.

125446
Beutel mit 2 Rollen zu 500 Stck. ab 5 Beutel


4,89
4,39

Dose ab
12,10



Wattekügelchen ▲

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



55482 Dose 4 g	Gr. 00, ø 4 mm	13,10
55483 Dose 4 g	Gr. 0, ø 4,8 mm	12,10
55484 Dose 10 g	Gr. 1, ø 6,3 mm	12,10
55485 Dose 10 g	Gr. 2, ø 7,6 mm	12,10



Schaumstoffpellets ▲

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endodrain verwendbar.

72702 6 x 8 mm, 500 Stck.	12,50
72655 8 mm, 500 Stck.	12,50
72490 5 mm, 1.000 Stck.	12,50
72482 4 mm, 3.000 Stck.	13,80



Schaumstoffpellets plus ▲

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hoch-effizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endodrain. Hoch saugfähiger Schaumstoff.

56695 6 x 8 mm, 500 Stck.	15,20
56683 8 mm, 500 Stck.	15,20
56689 5 mm, 1.000 Stck.	15,20
56678 4 mm, 3.000 Stck.	16,50

Einwegartikel



Omni Vlieskompressen

Sterile 6-lagige Vlieskompressen (30 g/m²) zur allgemeinen Wundversorgung. Format 5 x 5 cm. Eingesiegelt zu 2 Stück. Hergestellt aus 70 % Zellwolle und 30% Polyesterfasern. Die Vliesstoff-Kompressen haben eine offene, mullähnliche Struktur, sind saugfähig, weich und luftdurchlässig.

215547
Pckg. 50 Stck. **3,90**



Pckg. 50 Stück
3,90

Mulltupfer (unsteril) ▼

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer zum Trocknen von Kavitäten.

16627 Pckg. mit 500 Stck.	Erbse	15,90
16628 Pckg. mit 500 Stck.	Haselnuss	17,90

82260 Pckg. mit 500 Stck.	Walnuss	22,90
82261 Pckg. mit 400 Stck.	Pflaume	32,90



Packung ab
15,90

Mulltupfer steril

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer aus Verbandmull (100% Baumwolle), STERIL eingesiegelt in einer Verpackung mit 2+3 Stück.

203198 Pckg. 30 x 2+3 Stck.	Erbse	14,49
203199 Pckg. 30 x 2+3 Stck.	Haselnuss	15,49
203201 Pckg. 30 x 2+3 Stck.	Walnuss	16,49
203202 Pckg. 30 x 2+3 Stck.	Pflaume	17,49





Extralang:
30 cm
Gesamtlänge

Pckg. 50 Stück
9,90



Absogel Latexhandschuh

Der Omni Absogel Latexhandschuh ist die perfekte Lösung für den zahnärztlichen Anwender. Durch die High-End Qualität ergeben sich folgende Vorteile:

- perfekte Ergonomie / beidhändige Passform
- extrem strapazierfähig
- Speziallänge 300 mm
- feuchtigkeitsabsorbierende Hydrogel Innenbeschichtung
- dadurch bequeme, lange Einsatzzeiten
- auf Allergene geprüft & puderfrei
- perfekter Grip, trotzdem sehr gute Taktilität
- chemikalienbeständig Typ B (EN 374)
- Erfüllt die Norm EN 455
- PSA Kategorie III gem. Verordnung (EU) 2016/425
- AQL 1,5

214129	x-klein
214130	klein
214131	mittel
214132	groß
Pckg. 50 Stück	9,90

215235
Musterpackung Absogel, beinhaltet 1 Paar Handschuhe klein, 1 Paar Handschuhe mittel **gratis**



Pckg. 100 Stück
6,29

Latexhandschuhe

Einmal-Untersuchungshandschuhe mit besonders ausgeprägter Sensibilität. Sehr guter Tragekomfort, AQL 1,5, proteinarmer Latex. Hypoallergen. Puderfrei. Entspricht den Normen EN 455 und EN 374 Kat. III.

58397	x-klein
58398	klein
58399	mittel
58400	groß
51332	x-groß
Pckg. 100 Stück	6,29

Select ▶

Puderfreier, fast weißer Latexhandschuh. Unsteril, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 T1-3. EN 374. AQL 1,5. Die hochwertige Polybeschichtung innen reduziert das Allergierisiko und erleichtert den Einstieg. Hohe Taktilität bei gleichzeitiger Griffbarkeit durch mikrogeraute Handfläche.

23742 x-klein

23743 klein

23744 mittel

23745 groß

23746 x-groß

Pckg. 100 Stück **3,90**



Pckg. 100 Stück
3,90



Pckg. 100 Stück
3,90

Sensitive Latex

Latex Untersuchungshandschuh der Premiumqualität. Sehr stabil und reißfest, gleichzeitig enorm elastisch mit hohem Tragekomfort. Die angeraute Oberfläche sorgt für einen hervorragenden Grip. Der Omni Sensitive übererfüllt alle erforderlichen Normen. EN 455. EN 374. AQL 1,5. Gewicht je Handschuh: Größe M ca. 6,5 g.

110209 x-klein

110212 klein

110213 mittel

110214 groß

Pckg. 100 Stück **3,90**

Ultragrip ▶

Puderfreier Einmal-Untersuchungshandschuh. Hergestellt aus Naturkautschuk mit speziell rutschfester Oberfläche. Proteinarm. Entspricht den Normen EN 455 und EN 374 Kat. III. AQL 1,5. Für Praxis und Labor. Nicht steril. Beidhändig verwendbar.

11622 x-klein

11623 klein

11624 mittel

11625 groß

11626 x-groß

Pckg. 100 Stück **7,90**



Pckg. 100 Stück
7,90

Pckg. 100 Stück

5,70



◀ Soft Nitril

Unsteril, puderfrei, latexfrei. Reinweiß, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 und EN 374 Kat. III. AQL 1,5. Mikrogeraute Handfläche. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

98785	x-klein
49503	klein
49504	mittel
49506	groß
49507	x-groß

Pckg. 100 Stück

5,70

Violet Pearl Soft Nitril ▶

Nitrilhandschuhe Violet Pearl. Unsteril, puderfrei, latexfrei. Farbe: violett, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 und EN 374 Kat. III. AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

49607	x-klein
49608	klein
49609	mittel
49610	groß

Pckg. 100 Stück

5,70



Pckg. 100 Stück

5,70

smile price



Pckg. 100 Stück

5,70

◀ Rosa Pearl Soft Nitril

Nitrilhandschuhe Rosa Pearl. Unsteril, puderfrei, latexfrei. Farbe: rosa, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 und EN 374 Kat. III. AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

106038	x-klein
106037	klein
106039	mittel

Pckg. 100 Stück

5,70

absolute
Reinheit
ohne
Schwefel
und chemische
Allergene!



Patented Technology



Pckg. 100 Stück
6,90

sicherer
Schutz für
alle Haut-
typen

Omni DermaPro

Der Omni DermaPro ist ein puderfreier Nitril-Schutz- und Untersuchungshandschuh und bietet unter Einsatz der patentierten Low Derma™ Technologie besten Handschutz im Bereich der akzeleratorfreien Handschuhe. Er enthält weder Schwefel noch chemische Beschleuniger wie Thiuram, Thiazole und Carbamat und ist dadurch die perfekte Lösung für empfindliche Haut. Der Omni DermaPro kann im Umgang mit Materialien genutzt werden, die gegenüber Schwefel und anderen Beschleunigern reaktiv sind. Klinisch erprobt – reduziert Typ I sowie die Kontaktallergie Typ IV (Spättyp-Allergie) mit verzögertem Ausbruch der Allergie). Der Einsatz des PSA-Kategorie III-Handschuhs ermöglicht es zudem, die Haut des Anwenders vor Chemikalien und der Exposition gegenüber sensibilisierenden Stoffen zu schützen, welche allergische Reaktion verursachen oder hervorrufen. Unsteril, mit Rollrand, texturierte Fingerspitzen, erfüllt die EN 420, EN 455, EN 374, AQL 1,5, Farbe: Metall-blau.

208254	x-klein
208255	klein
208256	mittel
208257	groß
Pckg. 100 Stück	6,90

Haut couture

Omnimask Premium antifog

Der neue Omnident Mundschutz hat durch sein ergonomisches Design eine perfekte Passform und ist ideal für den täglichen Gebrauch von Brillenträgern.

Ausgestattet mit einer innen liegenden non-woven Vlies-Sperre, reduziert die Kondensation des Atems auf den Brillengläsern. Gefertigt aus weichem, leichtem Spinnvliesstoff, für empfindliche Haut zur Reduzierung von Hautirritationen.

Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filterleistung ist $\geq 98\%$, die Druckdifferenz ist $< 60 \text{ Pa/cm}^2$, Druck des Spritzwiderstandes (kPa) ≥ 16 . Produziert nach der Verordnung (EU) über Medizinprodukte 2017/745, Klasse I, CE, EN 14683:2019+AC:2019, Typ IIR.

mit Gummizug

215196	blau
215197	grün
215198	lila
215199	orange
215200	rosa
215201	weiß
215202	bordeaux
215203	cedro
215204	gelb
Pckg. 50 Stück	7,90



Pckg. 50 Stück

7,90



▼ Omnimask antifog

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für Brillenträger. Ausgestattet mit einer einzigartigen innen liegenden non-woven Vlies-Sperre, verhindert die Kondensation des Atems auf den Brillengläsern. Gefertigt aus weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist $> 98\%$, die Atmungsresistenz ist < 5 . Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Bändern

116526	blau
116527	grün
116531	weiß
116528	lila
116529	orange
116530	rosa
Pckg. 50 Stück	7,89

mit Gummizug

116520	blau
116521	grün
116525	weiß
116522	lila
116523	orange
116524	rosa
Pckg. 50 Stück	7,89



Pckg. 50 Stück

7,89





Omnimask Comfort

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für den täglichen Gebrauch von Profis. Ausgestattet mit weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist > 98%, die Atmungsresistenz ist <5. Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Gummizug

118860	blau
118861	grün
118865	weiß
118862	lila
118863	orange
118864	rosa

mit Bändern

118866	blau
118867	grün
118871	weiß
118868	lila
118869	orange
118870	rosa

Pckg. 50 Stück

7,29

Pckg. 50 Stück

7,29



Pckg. 100 Stück ab

3,39

Abnehmbare Kappe

86533	weiß
87421	transparent
16635	blau
19566	grün
19564	gelb

Einmal Speichelsauger

Flexible, formstabile Einmal-Speichelsauger, passend für alle Geräte. Erhältlich mit fester oder abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

Feste Kappe

63668	weiß
78523	transparent
16634	blau
19562	grün
19560	gelb
16636	rot

16637	rot
11803	lila
11808	orange
203472	grau

Pckg. mit 100 Stück
ab 10 Pckg. (1 Karton)
ab 30 Pckg. (3 Kartons)

3,99
3,59
3,39

Omnicups PP

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. Extra stabile Qualität. 100% recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar.

CUP of colours

1.500 Stück ab

46,90


Pckg. 100 Stück ab

6,09



smile
price

19557	gelb	79340	gelb
19556	dunkelblau	79326	dunkelblau
203466	rosa	203469	rosa
203468	silbergrau	203471	silbergrau
94558	orange	79354	orange
19558	grün	79329	grün
19555	weiß	79319	weiß
94559	lila	79350	lila
203467	rot	203470	rot
Pckg. 3.000 Stück	69,90	Pckg. 1.500 Stück	46,90
38406	bunt sortiert	79367	bunt sortiert
Pckg. 3.000 Stück	72,90	Pckg. 1.500 Stück	49,90






Omnibrush

Micropinsel aus kleinen, nicht fusselnden und nicht absorbierenden Fasern. Die aufzutragenden Lösungen bleiben zwischen den Fasern. Es entsteht eine nicht tropfende Kugel, die den aufzutragenden Stoff festhält, bis die Applikation erfolgt ist. Der Mikropinsel ist sehr geschmeidig und gestattet das exakte Aufbringen von Lösungsmengen, die nicht größer sind als 1/8 des Tropfens. Länge ca. 8,5 cm.

88957	silber	6,79
88958	violett	6,49
88963	blau	6,09
88965	grün	
Pckg. mit 100 Stck.		
ab 3 Pckg.		
ab 5 Pckg.		

Omnibrush Eco

Micropinsel mit Fasern beflockt. Nicht absorbierend. Zum auftragen von dentalmedizinischen Lösungen (applizieren). Länge ca. 10 cm.

103034 	blau
103035 	gelb
103036 	grün
Pckg. mit 100 Stck.	4,95



Pckg. 100 Stück
4,95




Pckg. 300 g ab
6,49



- 8
- 10
- 12

◀ Zahnwatterollen




Einmal-Zahnwatterollen aus reiner Baumwollwatte und hochgebleichtem Verband-Zellstoff. In dünnen Lagen eingerollt, hochsaugfähig und fussel-frei.

79034 	Gr. 1, Ø 8 mm ca. 810 Stück
79035 	Gr. 2, Ø 10 mm ca. 600 Stück
79036 	Gr. 3, Ø 12 mm ca. 450 Stück

Pckg. mit 300 g ab 10 Pckg. **7,49**
6,49

Zahnwatterollen Compact

Wie Einmal-Zahnwatterollen, jedoch mit längerer Saugkraft durch festere Struktur.

85248 	Gr. 1, Ø 8 mm ca. 810 Stück
85266 	Gr. 2, Ø 10 mm ca. 600 Stück
85268 	Gr. 3, Ø 12 mm ca. 450 Stück

Pckg. mit 300 g ab 10 Pckg. **5,29**
4,59

Pckg. 300 g ab
4,59









Packung ab
2,79



Anmischblöcke

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

20516 	60 x 75 mm, 40 Blatt 2,79	20523 	125 x 180 mm, 25 Blatt 3,90
20521 	70 x 80 mm, 50 Blatt ab 10 Blocks (Großpckg.) 3,90  3,49	20520 	150 x 240 mm, 35 Blatt 5,90
101536 	33 x 35 mm, 40 Blatt Pckg. mit 10 Stck. 14,59		



Absaugkanülen kids ▲

Farbenfrohe Absaugkanülen für kleine Patienten aus hochwertigem, durchgefärbtem Kunststoff. Die geräuscharmen Omni Absaugkanülen kids haben eine griffsichere, matte Oberfläche zur Vermeidung störender Lichtreflexe. Sterilisierbar bei 134° C. Erhältlich in den Farben blau, gelb, grau, grün, lila, orange, rosa, rot und weiß. Maße (ca.): 109 x 16 mm. Entspricht der Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte der Klasse IIa, CE 0482.

203443	gelb	203441	blau
203444	orange	203442	weiß
203448	rot	203508	grau
203446	rosa		
203447	lila		
203445	grün		

Pckg. 10 Stück ab
9,89

Pckg. mit 10 Stck.
ab 5 Pckg.
ab 10 Pckg.

10,79
10,19
9,89



Pckg. 10 Stück ab
9,89



Absaugkanüle ▶

◀ Absaugkanüle kids

◀ Absaugkanülen

Absaugkanülen, sterilisierbar im Autoklav. Nicht in Verbindung mit Edelstahl. Maße (ca.): 123 x 22 mm.

37296	blau
61238	weiß
98466	orange
98465	gelb
203463	lila
203462	grün
203464	rosa
203465	rot
203507	grau

Pckg. mit 10 Stck.
ab 5 Pckg.
ab 10 Pckg.

10,79
10,19
9,89



Hier finden Sie die passende

OMNIDENT Mischkanüle

für Ihr bevorzugtes Abformmaterial

Coltène

- Affinis light body / regular body ③
- Affinis heavy body ⑤

Detax

- Detaseal hydroflow mono ⑤
- Detaseal Quick und Light ①
- Detaseal bite ⑥
- Greenbite Apple ⑤
- Onetime perfect ⑥
- Silasoft Direct/Express ⑨
- Tempofit premium ⑩
- Tempofit semi ⑩

DMG

- Honigum Automix Light / Light Fast ①
- Honigum Automix Mono ⑤
- LuxaBite ⑨
- Luxa Core ①
- Luxa Crown ⑩
- Luxatemp ⑩
- O-Bite ⑥
- PermaCem ②
- TempoCem ②
- TempoCem NE ⑦

3M

- Dimension Garant L / L Quick ①
- Impregum Garant L Duosoft ③
- Imprint Bite ⑤
- Imprint II Garant Monophase ⑤
- Imprint II Garant Light Body ①
- Imprint II Garant Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Light Body ①
- Imprint II Quick Step Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Heavy ⑤
- Permadyne Garant 2:1 ③
- Protemp 4 ⑩

GC

- Examix NDS ⑥
- Exafast NDS ⑥

KERR

- TempBond Automix ⑦
- MaxCem Elite ⑧
- Take 1 Advance ⑤

Kulzer

- Flexitime Correct Flow ①
- Flexitime Dynamix / Heavy Tray ⑪
- Flexitime Monophase ⑤
- Flexitime Heavy Tray ⑤
- Memosil 2 ⑤
- Memoreg 2 ⑤
- Prevision CB ⑩
- Provil novo light fast ①
- Provil novo light regular ①
- Provil novo medium regular ①
- Provil novo mono fast ⑤
- Provil novo Monophase regular ⑤
- Xantopren Comfort ⑨

Müller-Omicron

- Aqium 3D LIGHT / MEDIUM ①
- Betasil VARIO LIGHT ①
- Betasil LIGHT fast ①
- gingiva mask ①
- gingiva mask 3D ①
- Aqium 3D HEAVY / BITE ⑤
- betasil VARIO HEAVY / IMPLANT ⑤
- krystall PERFECT A50/A70/LAB ⑤
- topas PERFECT A85 ⑤
- topas PERFECT A85 fast ⑤
- granit PERFECT D45 ⑤
- Betasil VARIO MEDIUM ⑥

OMNIDENT

- Omnibite ⑤
- Omnibite Apple / Vanilla ⑤
- Omnibite Plus ⑤
- Omnibite Granit ⑤
- Omnisil A Dynamik 380 ⑪
- Omnisil A Kontur ①
- Omnitemp KB ⑩
- Omnitemp C ⑦
- OmniceM SE ⑧

Ivoclar Vivadent

- Virtual / Virtual 380 ⑪
- Virtual CADbite ①
- ZirCAD Cement ⑦

Voco

- Bifix SE ⑧
- Provicol C ②
- Provicol QM Plus ⑦
- Rebilda SC ①
- Registrado X-tra ⑤
- Structur 2 SC / 3 / Premium ②
- Ufi Gel hard C / SC ⑥





Mischkanülen

100 % kompatibel durch OMNIDENT Qualität.

- ① **58809** gelb 1:1
- ② **58277** blau kurz 1:1
- ③ **59054** weiß 1:1
- ④ **58323** blau lang 1:1
- ⑤ **59003** grün 1:1
- ⑥ **58959** rosa 1:1
- ⑦ **85280** braun 1:1
- ⑧ **214044** braun 4:1 / 10:1
Beutel mit 50 Stück ab 5 Beutel **46,90** **41,90**

- ⑨ **59136** gelb 4:1 / 10:1
- ⑩ **59071** blau 4:1 / 10:1
Beutel mit 50 Stück ab 5 Beutel **47,90** **42,90**
- ⑪ **39263** Dynamischer Mischer Pckg. 50 Stück **63,90**



Intraoraltips

Intraoral-Aufsätze für Omnident Mischkanülen.

- 50038** gelb ① · ⑧
- 85315** transparent ③ · ⑤ · ⑥
Pckg. 100 Stück ab 2 Pckg. **18,90** **17,90**





Pulver/Flüssigkeit
53,90

Omnifill C ▲

Omnifill C ist ein leistungsstarker und langlebiger Glas Ionomer Zement für die semipermanente Füllungs­therapie. Durch die Verwendung spezieller Dentalgläser wirkt Omnifill C dabei nicht nur besonders ästhetisch, sondern kann auch stetig Fluoride abgeben. Die Kapselvariante ist in der Konsistenz auf Seitenzahn­bereich optimiert und sofort applizierbar. Die Hand-Mix Version erlaubt alternativ eine mittelviskose Einstellung, die für keilförmige Defekte, Klasse III und Milch­zahn­restaurationen ein optimales Material bereit­stellt.

85182
Farbe A2
85184
Farbe A3
Pckg. mit 15 g Pulver,
10 ml Flüssigkeit **53,90**

85334
Farbe A2
85335
Farbe A3
Pckg. mit 48 Kapseln **104,90**



Pckg. 48 Kapseln
104,90

▼ Omnifill C Zubehör

95522
① Kapsel Aktivator **62,90**
95521
② Kapsel Applikator **69,90**



Pckg. 50 ml ab
68,90



Omnitemp C ▲

Klinisch bewährter, eugenolfreier Befestigungszement. Omnitemp C hat eine sehr gute Haftung, lässt sich leicht wieder entfernen und eignet sich hervorragend für jede temporäre Befestigung. Die Zugabe von Supra Calciumhydroxid fördert die Bildung von Sekundärdentin. Die praktische Automix­spritze ermöglicht eine schnelle und ökonomische Anwendung.

85272
Minimix 5 ml Kartusche,
10 Mischkanülen 1:1 **34,50**

85280
Mischkanülen 1:1,
Beutel 50 Stück
ab 5 Beutel **46,90**
41,90

Omnitemp KB ▶

Omnitemp KB ist das hochästhetische provisorische Kronen- und Brückenmaterial für die direkte Applikation in die Abformung. Fluoreszenz und eine gute Polierbarkeit sorgen für ein natürliches und hygienisches Aussehen, eine hohe Bruchsicherheit und Frakturresistenz für eine überdurchschnittliche Stabilität und eine schnelle Verarbeitung sowie einfache Beschleif- und Polierbarkeit für optimale Anwendungseigenschaften. Omnitemp KB hat eine extrem niedrige Temperaturerhöhung bei der Polymerisation und ist daher sehr patientenfreundlich.

85313
Farbe A2
85424
Farbe A3
50 ml Kartusche 4:1 Automix
inkl. 10 Mischkanülen, Pckg.
ab 2 Pckg. **70,50**
68,90

59071
Mischkanülen blau 4:1 / 10:1
Beutel 50 Stück
ab 5 Beutel **47,90**
42,90



Omni
Dispenser
finden Sie auf
Seite 7

Pckg. 5 g Automix ab
51,50



OmniCEM SE

OmniCEM SE ist ein universelles, dual-härtendes, selbstadhäsives Befestigungssystem. Es wird für die Befestigung von indirekten Restaurationen aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Compositen, Metall eingesetzt. Bei der Verwendung von OmniCEM SE müssen keine zusätzlichen Haftvermittler oder Konditionierungsmittel eingesetzt werden. OmniCEM SE lässt sich mit handelsüblichen Haftsilanen anwenden.

200775
Pckg. 5 g Automix,
10 Mischkanülen
ab 2 Pckg.

55,50
51,50

214044
Mischkanülen braun 4:1 / 10:1
Beutel mit 50 Stück
ab 5 Beutel

46,90
41,90



Box
25,90



OmniTIPS

Beflochte Miniatur-Applikatoren zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Gels.

- 25656**
- 25657**
- 25658**
- 25659**

Pckg. mit 100 Stck.
ab 4 Pckg.
ab 10 Pckg.

- rot **25661**
- blau Box mit 2 Applikationshaltern (nicht sterilisierbar) und je 100 Einmal-Applikatoren in den Farben rot, blau, gelb und grün **25,90**
- gelb
- grün **25660**
- 5,90**
- 5,20**
- 4,60** Pckg. mit 2 Applikationshaltern (nicht sterilisierbar) **1,95**

Beutel ab
4,35



Einwegpinsel

Nylonhaarpinsel zum bequemen Applizieren von Flüssigkeiten und Gels. Verschiedene Ausführungen. Im wiederverschließbaren Klarsichtbeutel.

- 25448** Schaft transparent, Haar schwarz und lang, mittel, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 25450** Schaft transparent, Haar weiß, Weich Beutel mit 50 Stck. **4,35**
- 25449** Schaft transparent, Haar schwarz und kurz, fein, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 101121** Pinselhalter, weiß, (nicht sterilisierbar), Stck. **1,20**
- 25451** Schaft rot, Haar schwarz und lang, mittel, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 203209** Einwegpinsel Sortiment, 4 x 100 Stück Einwegpinsel, 2 x Halter, Set **32,90**


Einwegpinsel mit Griff

Der Omni Einwegpinsel mit Griff verfügt über ein gespitztes Borstenbündel. Die Applikationsspitze ist biegsam. Ideal für die Applikation von Ätzelgelen, Linern, Fissurenversiegeln, Lacken und Bondingmaterialien.

- 119555** blau, mittel
- 119556** rot, mittel
- Spenderdose mit 100 Stck. **6,99**
- ab 5 Dosen **6,49**



klinische Bewertung auf omnident.de/downloads



15 x 0,25 g Caps ab
58,50

◀ OmniCeram Bulk Fill SDC

Fließfähiges Composite für die Bulkfüllungstechnik. Ohne zeitraubendes Schichten und in nur einem Arbeitsschritt können Inkremente von bis zu 4 mm gelegt werden. Lichthärtezeit: 10 Sek. Farbe: Universal. Die praktischen Flow-Compulen erlauben auch bei schwer zugänglichen Fällen eine genaue Applikation. Ein für diese Materialklasse außergewöhnlich hoher

Füllstoffanteil und eine spezielle Harzmatrix sind Garant für einen zuverlässigen und langlebigen Adhäsivverbund und minimieren so deutlich das Risiko von Randspaltenbildung und eventuellem Sekundärkaries.

111630
Pckg. Caps 15 x 0,25 g ab 2 Pckg.

64,90
58,50

15 x 0,25 g Caps ab

57,50



OmniCeram Bulk Fill SDR ▶

OmniCeram Bulk Fill SDR ist ein fließfähiges Bulkcomposite mit bioceramic Füllstoffen für Füllungen im Dentin. OmniCeram Bulk Fill SDR ist in einer Schicht bis 4 mm lichthärtbar. OmniCeram Bulk Fill SDR zeigt optimales Anfließverhalten, sowohl einen geringen Polymerisationsschrumpf als auch geringen Polymerisationsstress.

Indikationen:

- Unterfüllung bei direkten Restaurationen von Klasse I und Klasse II Kavitäten
- Liner unter direkten Restorationsmaterialien – Liner für Kästen der Klasse II

211468
Pckg. Caps 15 x 0,25 g ab 2 Pckg.

62,50
57,50

219262
Pckg. Caps 50 x 0,25 g

159,00



OmniCeram Bulk Fill ▶

Lichthärtendes, hochröntgenopakes Hybridcomposite, spezifisch für die Anwendung im Seitenzahnbereich konzipiert. Die Kombination einer Multi-Hybrid-Füllstofftechnologie mit einem innovativen Initiatorsystem sorgt für sehr geringe Polymerisationsschrumpfung und exzellente Durchhärtungseigenschaften. Somit können Inkrementdicken bis 4 mm mit sehr kurzen Belichtungszeiten sicher aushärten. Die reduzierten Schrumpfungsspannungen ermöglichen randdichte Restaurationen. Farbe: transparent.

102980
Pckg. Drehspritze 5 g ab 2 Pckg.

45,90
43,90

99842
Pckg. Caps 15 x 0,25 g ab 2 Pckg.

45,90
43,90



15 x 0,25 g Caps ab

43,90



Hinweis

Informationen zu Füllungstherapie finden Sie hier



Drehspritze 5 g ab

43,90

klinische Bewertung auf omnident.de/downloads



Pckg. 20 x 0,3 g ab

35,90

Pckg. 3 g Spritze ab

13,90

◀ OmniCeram évolution 2.0

Das lichthärtende Nano Komposite OmniCeram évolution 2.0 ist in den meistbenutzten 7 VITA* Farben erhältlich und damit sehr gut als Universalkomposite für Anterior und Posterior Restaurationen einsetzbar. Hohe Druckfestigkeit, sehr gute Abrasionswerte. Klebt nicht an den Instrumenten.

Röntgenopazität: 200% AL
 Durchhärtetiefe: > 2 mm
 Barcol Härte: 82

*VITA ist ein eingetragenes Markenzeichen der VITA Zahnfabrik



203995	A1
203996	A2
203997	A3
203999	A3,5
204000	B1
204001	B2
204002	C3
204004	Bleach
204005	hellgrau

Drehspritze 3 g ab 5 Spritzen **14,90**
13,90

204007	A1
204008	A2
204010	A3
204011	A3,5
204012	B1
204013	B2
204014	C3
204016	Bleach
204018	hellgrau

Single Dose 20 x 0,3 g ab 5 Pckg. **38,90**
35,90

OmniCeram multi shade ▼

OmniCeram multi shade ist ein lichthärtendes röntgenopakes Composite für Anterior- und Posterior Restaurationen. Durch die stufenlose Farbanpassung ist OmniCeram multi shade für alle natürlichen Zahnfarben geeignet. OmniCeram multi shade zeichnet sich durch einen dauerhaft bleibenden Glanz und zahnähnliche Opaleszenz aus. Das Composite hat exzellente physikalische Eigenschaften, eine gute Handhabung und kann mit geringem Aufwand auf Hochglanz poliert werden. Keine Füllungsänderer.



Pckg. 4 g Spritze

49,90

209916
 Pckg. Drehspritze 4 g **49,90**

214043
 Pckg. 20 x 0,25 g Single Dose **75,90**



OmniCeram multi shade dentin ▶

OmniCeram multi shade dentin ist ein lichthärtendes Composite bzw. Blocker und wird in Kombination mit OmniCeram multi shade zur Abdeckung von Zahnverfärbungen verwendet.

209917
 Pckg. Drehspritze 2 g **28,50**



Pckg. 2 g Spritze

28,50



20 x 0,25 g Caps ab **75,90**



◀ Omnicite 2.0

Bonding der 5. Generation: Omnicite 2.0 ist ein lichthärtender, gefüllter Einkomponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin in Kombination mit der Total Etch Technik. Adhäsiv für direkte, lichthärtende Composite-, und Compomer-Restaurationen. Auf leicht feuchtem („Wet-Bonding“ Technik) oder auf trockenem Dentin anwendbar, dadurch erhöhte Anwendersicherheit.

204019

 2 Flaschen je 5 g

42,90

Pckg. 2 x 5 g

42,90



Informationen zu Füllungstherapie finden Sie hier



Flasche 5 ml

49,90

▶ Omnicite All'N'One

Bonding der 7. Generation: lichthärtendes, selbstätzendes Einkomponenten-Adhäsiv für die adhäsive Füllungstherapie in Kombination mit lichthärtenden Composites und Compomeren. Zuverlässig Primern und Bonden in einem Schritt: einfach ca. 15 Sek. auf die gesamte Fläche einmassieren und danach 5-10 Sek. mit Luft verblasen. Im Anschluss 10 Sek. polymerisieren – fertig!

95488

 Flasche 5 ml

49,90



Dose 75 ml

8,90



▶ Okklusionsspray

Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungsrohstoffe sind lebensmittelecht.

70270

 Dose mit 75 ml, grün

8,90

100 Stück

12,90

Omni SafeMatrix CONTOUR finden Sie auf Seite 58



100 Stück

12,90

OmniCeram évolution flow Tips ▲

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Außendurchmesser 0,9 mm, Länge: 13 mm/Gauge 20. Zur Feinapplikation von OmniCeram évolution flow und anderen lichthärtenden sowie nichtlichthärtenden Materialien.

33750
Pckg. mit 100 Stück

12,90

Top Tips

Beutel mit 100 Stück

12,90



Füllungen und Hilfsmittel

▼ OmniEtch Tips

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Außendurchmesser: 0,5 mm, Länge: 13 mm/Gauge 25. Für die sehr feine, auch punktförmige Applikation von OmniEtch und vergleichbarer Materialien.

33521
Pckg. mit 100 Stück

12,90

▼ Omni PL Tips

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 30°, unsteril.

① 117761 27G, 0,4 x 13 mm

② 117763 22G, 0,7 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück 12,90

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 45°, unsteril.

③ 117762 23G, 0,6 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück 12,90

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Omni Etch und anderen handelsüblichen Ätzelgelen. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 45°, unsteril.

④ 117764 20G, 0,9 x 10 mm

Beutel mit 100 Stück 12,90

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von OmniCeram évolution flow und anderen handelsüblichen flowable Composites. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 30°, unsteril

⑤ 117765 19G, 1,1 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück 12,90

Pckg. 50 Stück
79,90

Omni SafeMatrix Contour

SafeMatrix™ Einwegmatrizen erleichtern das Formen perfekter Kontaktpunkte bei allen Restaurationen aus Komposit in jedem Quadranten. Die Matrizen sind denkbar einfach in der Handhabung und erfüllen als Einwegprodukt die Anforderungen an eine effiziente Praxishygiene ohne den sonst erforderlichen Wiederaufbereitungsaufwand.

215667
klein, 4,5 mm, gelb, Pckg. 50 Stück **79,90**

215668
groß, 6 mm, orange, Pckg. 50 Stück **79,90**

215669
1 x groß, 6 mm, orange, 1 x klein, 4,5 mm, gelb Musterpckg. **2,89**



Pckg. 50 Stück
79,90

Matrizenband


Stahlmatrizenbänder auf Rollen. 0,05 mm stark, 10 m lang.

88440 5 mm breit

88441 6 mm breit

88442 7 mm breit

Rolle 10 m **15,80**



Rolle 10 m
15,80



Musterpckg.
2,89

Omni-Etch

37%iges Phosphorsäure-Gel zum Konditionieren des Zahnschmelzes und Dentin. Omni-Etch ist mit leuchtenden Farbstoffen (aber dunkel) gefärbt, um einen starken Kontrast zur hellen Zahnoberfläche zu erzeugen.

19541
2 x 1,9 g inkl. 4 Applikationskanülen **12,50**

219260 
9 x 1,9 g inkl. 25 Applikationskanülen **33,90**

219261 
20 x 1,9 g inkl. 25 Applikationskanülen **48,90**

28639
Applikationsspritzen Pckg. mit 10 Stck. **9,90**

2 x 1,9 g Spritze
12,50



Jumbo Refill
58,90



Matrizenspanner

Für 5-7 mm Breite.

88437 RS 5 mm

88438 RS 6 mm

88439 RS 7 mm

16209 Tofflemire

Stück **15,80**

39170
Applikationskanülen Ø 0,7 mm, blau, abgewinkelt Pckg. mit 25 Stck. **6,50**

70888
Applikationskanülen Ø 0,4 mm, weiß, gerade Pckg. mit 25 Stck. **6,50**

19540
70 g Jumbo Refill inkl. 10 Applikationsspritzen, 1 Umfülladapter, 50 Applikationskanülen **58,90**

40648
70 g Single Refill **41,50**

Füllungen und Hilfsmittel

Omni Dappengläser

Aus farbigem Glas. Zehnkantig, griffsicher, auf beiden Seiten unterschiedlich ausgeformt. Geeignet zum Anrühren von Zementen und Kunststoffen. Größe 32 mm im Durchmesser, 30 mm hoch, ca. 2-3 ml Fassungsvermögen. Nicht autoklavierbar.

93283	blau
93280	gelb
93282	grün
93279	klar
93281	rosalin

Stück
ab 5 Stück

3,90
3,10

Stück ab
3,10



Dapp Store

**smile
price**

**smile
price**

Einmal Dappenbehälter

Einmal Dappenbehälter zum Portionieren und Anmischen von Dentalmaterialien. Material: Polypropylen, nicht sterilisierbar.

123281	blau	206027	hellblau
124463	lime	206028	grün
126917	weiß	206029	lila
123207	schwarz	206030	rot
206031	orange	206032	gelb

Pckg. 50 Stück
ab 20 Pckg.

1,99
1,69

neue
Farben



Pckg. 50 Stück ab

1,69

perfekt
für Omni
ProfiVarnish
siehe Seite 60





Coolpack mini ▲

Kältekomresse zur Anwendung z.B. bei Schwellungen oder Zahnschmerzen, 130 x 110 mm.

61420

Stück
ab 100 Stück

0,85
0,75



coolPack sports

Einweg-Kältekomresse. Jederzeit einsetzbar durch schnelle und einfache Selbstaktivierung. Ideal für Sport und unterwegs. Größe 130 x 170 mm. Kühlt ca. 40 Minuten.

18872

Stück
ab 10 Stück

1,29
0,99

Stück ab
0,99

Wattekügelchen ▼

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



55482

Dose 4 g

Gr. 00, ø 4 mm

13,10

55483

Dose 4 g

Gr. 0, ø 4,8 mm

12,10

55484

Dose 10 g

Gr. 1, ø 6,3 mm

12,10

55485

Dose 10 g

Gr. 2, ø 7,6 mm

12,10



Dose ab

12,10

Kältespray ▼

Zum Vereisen (-45°C) von Schaumstoffpeltets und zum Abkühlen von Abdruckmaterialien.

75816

Orangengeschmack

Dose mit 200 ml

ab 6 Dosen

ab 12 Dosen

5,30

5,10

4,85

77120

Pfefferminzgeschmack

Dose mit 200 ml

ab 6 Dosen

ab 12 Dosen

5,30

5,10

4,85










Pckg. 100 Stück ab
11,90

Injektionskanülen

Einmal-Injektionskanülen mit farbigem Kunststoffgewinde für Zylinderampullen-Spritzen. Auf allen gängigen Spritzenmodellen leicht und sicher zu fixieren. Besonders feiner Schliff für leichten Einstich, silikonüberzogen. Versiegelt und steril verpackt.

- 70543**

 Ø 0,3 mm, Länge 10 mm, grün
- 70542**

 Ø 0,3 mm, Länge 23 mm, grün
- 70538**

 Ø 0,4 mm, Länge 23 mm, gelb
- 70539**

 Ø 0,4 mm, Länge 42 mm, gelb

Pckg. mit 100 Stck. ab 10 Pckg. **13,90**
 **11,90**



Schaumstoffpellets

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endodrain verwendbar.

- 72702**

 6 x 8 mm, 500 Stck. **12,50**
- 72655**

 8 mm, 500 Stck. **12,50**
- 72490**

 5 mm, 1.000 Stck. **12,50**
- 72482**


 4 mm, 3.000 Stck. **13,80**

Dose ab
12,50



Zylinder-Ampullenspritze

Zylinder-Ampullenspritze mit 3 Aspirationshaken und Arretierung, 1,8 ml, metrisch.

84397

 Stück **56,90**

Stück
56,90






Dose ab
15,20



Schaumstoffpellets plus

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hocheffizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endodrain. Hochsaugfähiger Schaumstoff.

- 56695**

 6 x 8 mm, 500 Stck. **15,20**
- 56683**

 8 mm, 500 Stck. **15,20**
- 56689**

 5 mm, 1.000 Stck. **15,20**
- 56678**

 4 mm, 3.000 Stck. **16,50**

Spritze 2 ml

21,90



OmniSealer

OmniSealer ist ein lichthärtbarer und fluoridhaltiger Einkomponenten-Fissurenversiegler auf Basis von Methacrylaten. Die weiße Farbe ermöglicht eine kontrollierte Applikation und erleichtert die visuelle Beobachtung der Versiegelung. Das Anätzen des Zahnschmelzes erhöht die Adhäsion von OmniSealer in den Fissuren, Grübchen und auf der Zahnoberfläche.

209919

Pckg. Spritze 2 ml

21,90

Flasche 5 ml Lack

36,90



Tube 10 ml Gel

26,90

Omni ProfiVarnish / Omni ProfiVarnish Gel

Das OmniProfiVarnish ist ein fluoridhaltiger Einkomponenten-Schutzlack bzw. -gel, das zur Desensibilisierung von Zähnen auf Schmelz- und Dentinoberflächen aufgetragen wird. OmniProfiVarnish Gel enthält zusätzlich Xylitol. Zur Behandlung von hypersensiblen Zähnen, freiliegenden Zahnhälften und Zahnoberflächen während und/oder nach der kieferorthopädischen Behandlung. OmniProfiVarnish

enthält neben leicht löslichen Fluoriden zusätzlich Calciumfluorid und Fluorapatit, welches die Remineralisierung von der Zahnschmelzsubstanz unterstützt. OmniProfiVarnish enthält 22.600 ppm (2,26 %) Fluoride.

209920

Pckg. Flasche 5 ml Lack

36,90

209921

Pckg. Tube 10 ml Gel

26,90

OMNIDENT
Dappenbehälter
finden Sie auf
Seite 57



Tube 95 g
13,90

Tube 95 g ab
7,90

mit Hydroxylapatit
- fluoridfrei -

Omni clean and polish

Prophylaxepaste, ideal zur Verwendung bei der PZR. Für die Endpolitur, wirkt reinigend und fluoridiert die Zähne. Mit Pfefferminzgeschmack. Anwendung in Verbindung mit Omni Minibrush. Körnung fein, RDA 40. Farbe gelb. Glutenfrei. Der Fluoridanteil beträgt 0,1% gerechnet auf die jeweilige Füllmenge. Frei von Titandioxid.

54577
Tube 95 g
ab 2 Tuben

9,90
7,90

Beim Kauf von 5 Tuben Omni clean and polish repair erhalten Sie 1 Omni Tubfix Tubenentleerer gratis.



Omni clean polish repair

Die neue Prophylaxepaste, die mehr kann. Schonende Reinigung, effektive Feinpolitur und Remineralisierung des Zahnschmelzes in einem Arbeitsgang. Omni clean and polish repair enthält Silikate, die sich bei der Anwendung von grob zu fein verändern. Das Plus an Hydroxylapatit stärkt den Zahnschmelz und vervollständigt eine professionelle Behandlung. Mit angenehmem Minzgeschmack. Farbe weiß. Verarbeitung ca. 15 Sek., Reinigung bei 250 RDA. Endpolitur RDA 34. Fluorid- und glutenfrei. Frei von Titandioxid.

14236
Tube 95 g **13,90**

116533
Omni Tubfix Tubenentleerer **4,95**

ProfiCups Polierkelche

Latexfreie Gummi Polierer/Polierkelche mit Lamellen auf Winkelstückmandrell. Premium Qualität! Hervorragende Polierleistung durch Lamellen im Kelch. Der Kragen am Mandrell verhindert wirksam das unerwünschte Eindringen von Poliermitteln in die empfindlichen Lagerteile der verwendeten Hand- oder Winkelstücke. Max. Umdrehung 2.500 Upm.

- 109677** blau, soft
 - 109676** gelb, hart
 - 123226** lila, medium
- Pckg. 24 Stück **11,90**



Pckg. 24 Stück
11,90



Omni Minibrush soft / Omni Minibrush medium

Omni Minibrush medium mit mittelfesten Nylonborsten. Omni Minibrush soft mit weichen Nylonborsten, ideal für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Maximale Umdrehung 2.500 Upm. Mit Winkelstückschafft. Latexfrei.

99527 pink, soft
122941 blau, medium
Beutel mit 100 Stück ab 2 Beutel **52,90**
48,90



Omni Minibrush

Omni Minibrush mit Nylonborsten. Mit Winkelstück-Schaft, ideal für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Max. Umdrehung 2.500 Upm. Latexfrei.

22459
Beutel mit 100 Stück ab 2 Beutel **52,90**
48,90



Beutel 100 Stück ab
48,90

Perlen für die Schlaue

smile
price



300 g Flasche ab
19,90

Omni ProfiPearls ▶

Omni ProfiPearls ist ein Prophylaxepulver auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Ideal für die supragingivale Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Geeignet für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten, z. B. der smartgun One. Das Pulver hat eine Korngröße 40–50µ. Die Omni ProfiPearls gibt es in den Geschmacksrichtungen Lemon, Cassis, Cherry und Mint.

207660



lemon

207661



mint

207662



cherry

207663




cassis

300 g Flasche
ab 4 Flaschen

22,50
19,90

Omni ProfiPearls plus

Omni ProfiPearls Plus ist ein Prophylaxepulver auf Basis des nichtkariogenen Zuckers Tagatose. Das perlenartige Pulver eignet sich zur sub- auch supragingivalen Zahnreinigung. Omni ProfiPearls Plus haben eine die Zahnoberfläche polierende Wirkung. Das Pulver hat einen angenehmen, leicht süßlichen Geschmack, ist damit angenehm speziell auch für kleine Patienten und löst sich rückstandslos im Mund des Patienten auf. Die Omni ProfiPearls Plus haben eine Körngröße von 14µ. Ideal für die Verwendung mit der smartgun Perio.

207666

 120 g Flasche
 ab 4 Flaschen

 **18,90**
 **16,50**




120 g Flasche ab
16,50

Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 40



Omni ProfiPearls perio

Omni ProfiPearls Perio ist ein Air-Polishing Pulver zur subgingivalen Anwendung. Hiermit wird eine Reduzierung von Bakterien auch in den tiefsten Parodontaltaschen erreicht. Zusätzlich kann die Behandlung zur Verringerung der parodontalen Taschentiefe führen. Das Pulver ist auf Glycin-Basis und hat eine Körngröße von ca. 25µ.

207665

 100 g Flasche
 ab 4 Flaschen

 **18,90**
 **16,50**



100 g Flasche ab
16,50

Hinweis
 Informationen zu ProfiPearls Prophylaxepulver finden Sie hier




200 g Flasche ab
22,90



Omni ProfiPearls soft

Omni ProfiPearls Soft ist ein Prophylaxepulver auf Glycin-Basis. Zur sicheren Behandlung von Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch. Speziell auch geeignet für den Einsatz bei minderjährigen Patienten. Das Pulver hat eine Körngröße von 60-70µ.

207664

 200 g Flasche
 ab 4 Flaschen

 **26,50**
 **22,90**

Omni Oshibori

Oshibori – das traditionelle Frotteetuch mit Aloe Vera zur Erfrischung, Pflege und Entspannung. 18,5 x 20 cm. Alkoholfrei. Vitalisiert und ist ideal für einen Minutenerlaub vom Alltagsstress. Ihr PZR-Patient wird es Ihnen nach erfolgter Sitzung danken. Omni Oshibori ist kalt oder heiß anwendbar (Mikrowellen geeignet) und ist auch auf Reisen ein idealer Begleiter. Lassen Sie sich verwöhnen!

99526

 Stück
 ab 10 Stück
 ab 200 Stück


 **1,19**
 **0,99**
 **0,89**



Stück ab
0,89

ideal zusammen mit Omni ProfiProtect siehe Seite 36





Stück
1,50

▼ **Interdentalbürsten für Halter**

Die Allround Interdentalbürsten in 10 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung im Halter. Endstück farbig codierter Kunststoff (durchgefärbt). Bürsten auf plastifiziertem Draht. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

40240	türkis, xxxxxxxx-fein	> 0.55 mm ø 2.00 mm	
40241	pink, xxxxxx-fein	> 0.70 mm ø 5.00 mm	
40242	grau, xxxxx-fein	> 0.80 mm ø 1.70 mm	
40244	orange, xxxx-fein	> 0.90 mm ø 1.80 mm	
40247	weiß, xxx-fein	> 1.00 mm ø 2.00 mm	
40248	gelb, xx-fein	> 1.10 mm ø 2.50 mm	
40255	blau, x-fein	> 1.20 mm ø 3.00 mm	
40249	grün-konisch, fein	> 1.40 mm ø 2.30-4.30 mm	
40256	rot-konisch	> 1.50 mm ø 3.00-6.50 mm	
40258	schwarz	> 2.50 mm ø 6.00 mm	


Beutel mit 6 Stück **2,99**
 ab 5 Beutel **2,79**
 ab 10 Beutel **2,69**

> Gängigkeit ø Beborstungs-Durchmesser

▲ **Halter für Interdentalbürsten**

Halter für Interdentalbürsten. Einfaches Steck-Dreh-System! 1/4 Drehung beim Einstecken. Frontal sowie im Winkel verwendbar.

40275
 Farbe blau, Stück **1,50**



Beutel 6 Stück ab

2,69



Interdentalbürsten ▶

Interdentalbürsten in 8 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung ohne Halter. Farblich codierter, extra langer plastifizierter Drahtkern. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

40276	weiß, xx-fein ø 2.8 mm
40277	grün, x-fein ø 3.0 mm
40282	grün konisch, x-fein ø 3.0–6.5 mm
40292	blau, fein ø 5.0 mm
40294	violett, medium ø 8.0 mm
40298	violett konisch ø 4.0–7.5 mm
40303	gelb, groß ø 10.0 mm
40306	rot, x-groß ø 14,5 mm

Beutel mit 10 Stück **3,99**



Beutel 10 Stück
3,99

Raum Pfleger



Box 6 Stück ab
3,09

Interdentalbürsten mit Griff ▶

Die Interdentalbürsten mit Griff (Drahte plastifiziert) sind sehr praktisch und anwenderfreundlich und für Patienten mit Zahnspangen oder Implantaten bestens geeignet. Interdentalbürsten mit Griff sind in Beuteln à 6 Stück erhältlich.



12345	weiß, x-fein > 0.40 mm ø 1,80 mm
12339	orange, fein > 0.50 mm ø 1.90 mm
12338	rot, medium > 0.55 mm ø 2.00 mm
12342	blau, konisch > 0.60 mm ø 1.80–3.80 mm
12344	gelb, groß > 0.70 mm ø 3.00 mm
12336	grün, x-groß > 0.90 mm ø 5,00 mm
12343	sortiert

Pckg. mit 6 Stück **3,49**
ab 5 Pckg. **3,29**
ab 10 Pckg. **3,09**

> Gängigkeit ø Beborstungs-Durchmesser



Stück ab
1,39



◀ Zahnsperrenboxen

Zahnsperrenboxen groß. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigendem Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße: ca. 75 x 65 x 45 mm (H x B x T).

127097 dunkelblau

127101 pink

127103 weiß

127102 schwarz

127099 grün

127100 orange

127098 gelb

Stück ab 20 Stück **1,59**
1,39

111955
Band für Zahnsperrenboxen
Länge ca. 48 cm, blau
ab 20 Stück **1,59**
1,09

Stück ab
1,09

smile price



mit
Fluorid

Tube 75 ml ab
1,79

omniDYNE

Fluoridhaltige, mintfrische Zahncreme. Schützt vor Schmerzempfindlichkeit, Zahnhalskaries, Plaque, Parodontitis. Für die tägliche Pflege schmerzempfindlicher Zähne. RDA 60. Frei von Titandioxid.

92764

Tube 75 ml ab 10 Tuben **1,99**
1,79



◀ Schienendosen für Erwachsene

Schienendosen flach. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigender Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße (HxB xT): ca. 25 x 77 x 77 mm.

203191 	pink
203193 	weiß
203192 	schwarz
203189 	grün
203190 	orange
203187 	dunkelblau
203188 	gelb

Stück
ab 20 Stück

1,19
 1,00

extra flach –
einfach zu
verstauen!



möchtest Du
diese

DOSE
haben?

Flasche 1.000 ml

11,50

smile
price

OraCare Mundspüllösung

Die antibakterielle und alkoholfreie Mundspüllösung OraCare dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. OraCare erzeugt einen frischen Atem und trägt dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten. Speziell für Kinder auch als OraCare Kids erhältlich. OraCare: 0,1 % Benzalkoniumchlorid, 0,05 % Natriumfluorid. OraCare Kids: 0,1 % Benzalkoniumchlorid, fluoridfrei.

114990

OraCare, Flasche 100 ml
ab 50 Flaschen **2,29**
1,99

114992

OraCare, Flasche 1.000 ml **11,50**

206033

OraCare, Flasche 5.000 ml **33,90**

114993

OraCare Kids, Flasche 100 ml
ab 50 Flaschen **2,29**
1,99

114995

OraCare Kids, Flasche 1.000 ml **11,50**

99843

Dosierhilfe f. 1 l Flasche **4,40**

206043

Dosierhilfe f. 5 l Flasche **5,40**

frei von
Chlorhexidin

Flasche 100 ml ab

1,99

Morgenstund'
hat
Gold
im Mund

Full mouth disinfection -
der Goldstandard!





Bleaching Kit
49,90

Blocker 1 ml Spritze
8,90

**in zwei Konzentrationen
erhältlich: 10% und 16%**

Omni White smile

System zur professionellen Aufhellung vitaler und devitaler Zähne mit individuellen Zahnschienen (Home-Bleaching). Das hochviskose Gel enthält Carbamid-Peroxid in 2 Konzentrationen und hat einen angenehmen Minzgeschmack. Geringe Sensitivitäten. Empfohlen werden 5-10 Anwendungen.

10% – der Klassiker. Ideal für die Anwendung über Nacht.

16% – Tag und Nacht. Wahlweise über Nacht oder 3 Std. am Tage.

26447 Kit 10 %

26448 Kit 16 %

Bleaching Kit,
3 x Tiefziehfolie, 5 x 3 ml Gel,
Aufbewahrungsbox, je **49,90**

26450 Spritze 10 %

26451 Spritze 16 %

Einzel-spritze 3 ml Gel **12,90**

26483

Blocker, Spritze 1 ml, Platzhalterfunktion (Reservoir) **8,90**

Box Nylon ab
1,99



Box Teflon ab
2,09

Zahnseide

Karies und Zahnfleischverletzungen werden durch Plaque verursacht. Die einzige Methode um Plaque effizient zu eliminieren ist die tägliche Benutzung von Zahnseide – insbesondere bei Zahnfüllungen sowie engen Zahnzwischenräumen.

40387

Gewachste Zahnseide Nylon.
Für empfindliches Zahnfleisch.
Mit Minzgeschmack.
Box 50 Meter
ab 10 Boxen
ab 20 Boxen

2,39
2,19
1,99

40385

Teflonbeschichtete Zahnseide.
Gleitet sehr gut in den Zahnzwischenräumen. Mit Minzgeschmack.
Box 20 Meter
ab 10 Boxen
ab 20 Boxen

2,59
2,29
2,09



Stück ab
0,50

Kinderzahnbürste Black Snake

Die Omni Kinderzahnbürste Black Snake ist geeignet für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren.

- im Schlangen-Design
- mit flexiblem Federhals
- mit spezieller Borstenanordnung und dichtem Borstenfeld
- ideal auch für die Gruppenprophylaxe in Schulen

208300
Stück
ab 50 Stück
ab 100 Stück

0,70
0,60
0,50

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.

Zahnputzsets Kids

Omni Kinderset ist das ideale Praxis-präsent, bestehend aus einer selbstklebenden Wandhalterung mit Sanduhr für die Überprüfung der Zahnputzzeit und einer hochwertigen Kinderzahnbürste für die Altersklasse 3-7 Jahre. Erhältlich in zwei Versionen: Ritter (Jungen) und Fee (Mädchen).



Stück ab
2,49

120212
Ritter
Stück ab 10 Stück
2,89

120216
Fee
Stück ab 10 Stück
2,49

munter

smile
price



ideal
zusammen mit
OraCare Kids
siehe Seite 68



Stück ab
0,40

Kinderzahnbürsten

3-reihiger konischer Kopf, PE Borsten mit 26 Bündeln, weich, kinderhandgerechter Griff, Leuchtfarbe, einzeln verpackt.

35038
Stück
ab 50 Stück
ab 100 Stück

0,60
0,50
0,40

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.

Multituft Zahnbürste ▶

Konischer Kopf, vorne 3-, hinten 4-reihig, PE Borsten mit 40 Bündeln, weiß, mittel, gerade Borstenstellung, einzeln verpackt.

35042



Stück
ab 50 Stück
ab 100 Stück

0,70
0,60
0,50

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.



Stück ab

0,50

brush hour

smile
price

OMNI Indicator Aufsteckzahnbürsten ▶

Ersatzbürsten für elektrische Zahnbürsten mit Farbindikator. Die blauen Spezial-Indikatorborsten zeigen durch Verblassen, wann ein Austausch gegen einen neuen Bürstenkopf zu empfehlen ist. Omni Indikator Aufsteckzahnbürsten passen für folgende elektrische Oral-B® Zahnbürsten: ProfessionalCare® SmartSeries, ProfessionalCare®, Vitality®, Pro Health®, AdvancePower®, Triumph®

120446



Pckg. mit 3 Stück, medium
ab 10 Stück

6,99
6,49

Oral-B®, ProfessionalCare®, Vitality®, ProHealth®, Triumph®, ProfessionalCare® SmartSeries und Advanced Power sind geschützte Marken von Procter & Gamble Business Services Canada Company



mit
Spezial-
Indikator-
borsten



Pckg. mit 3 Stück ab

6,49

neu

DER SMARTDENT

smart schall Plan:


smartdent
CLEVER QUALITY

ZWEI GERÄTE. JEDE MENGE ZUBEHÖR.

SMARTSONIC MED 30 UND SMARTSONIC MED 60

Die neuen smartdent Ultraschallgeräte bieten neben bester Reinigungsleistung zahlreiche komfortable Steuerungs- und Bedienfunktionen sowie umfangreiche Ausstattung: z.B. die effektive und gleichmäßige Reinigung durch 5 anwählbare Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung. Eine 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz), 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände. Elektronische Temperaturregelung. Spritzwassergeschütztes Gehäuse, Reinigungswanne aus Edelstahl u.v.m. 2 Jahre Gewährleistung ab Erstinbetriebnahme, jedoch maximal 3 Jahre ab Produktionsdatum.


Erhältlich als smartSonic Med 30 mit 2,7l und smartSonic Med 60 mit 5,9l Gesamtvolumen



Alle Infos und technische Daten zu smartSonic Med sowie eine Übersicht über sämtliches verfügbare Zubehör finden Sie auf www.smartdent.de



Stück ab
7,50



◀ Zementspatel

- ① **79823**
schmal Nr. 1 (5 mm)
- ② **79824**
mittel Nr. 2 (6,5 mm)
- ③ **80282**
breit Nr. 3 (7 mm)

pro Stück
ab 10 Stück

8,50
 7,50




Stück ab
7,90

Kugelstopfer ▲

- ① **86550**
Fig. 10A 0,6 mm/0,9 mm
- ② **215100**
Fig. 46 1,0 mm/1,3 mm
- ③ **86551**
Fig. 47 1,4 mm/1,8 mm
- ④ **86552**
Fig. 48 1,9 mm/2,3 mm
- ⑤ **51923**
Fig. 49 2,5 mm/3,0 mm

pro Stück **9,20**
ab 10 Stück **8,70**
ab 20 Stück **8,20**
ab 30 Stück **7,90**



Stück ab
9,90

Heidemann-Spatel ▲

- ① **86547**
Fig. 0 (2 mm)
- ② **86548**
Fig. 1 (2,5 mm)
- ③ **86549**
Fig. 2 (3 mm)

pro Stück **10,40**
ab 6 Stück **9,90**




Stück
9,80

Spatel ▲

- ① **15793**
Spatel 1,5 mm
- ② **15794**
Spatel 2,0 mm
- ③ **15795**
Spatel 2,5 mm

pro Stück

9,80



Stück ab
7,99

Planstopfer RS ▲

- ① **60004**
Birne 1,4/1,6 mm, Fig. 63
- ② **60001**
Planstopfer 1,5/1,75 mm, Fig. 81

pro Stück
ab 10 Stück
ab 20 Stück
ab 30 Stück

9,40
 8,95
 8,45
 7,99



alle Instrumente
**made in
Germany**



Pinzetten ▶

- ① **16206**
Pinzette Artikulation **11,90**
- ② **15777**
Pinzette College lang
gerieft (15 cm) **7,90**
- ③ **15778**
Pinzette College kurz
gerieft (15 cm) **7,90**
- ④ **15779**
Pinzette Meriam
gerieft (15 cm) **7,90**

Stück
35,90



Informationen und Anleitungen
zur Aufbereitung
finden Sie hier



Stück ab
7,90



Omni colori ▲
Scaler und Küretten

Das Colori Sortiment von Omnident besteht aus diversen Scalern und Küretten in verschiedenen Farben. Jeder Figur ist einer Farbe zugeordnet. Die Universalkürette und der Universalscaler in pink sind auch als praktisches Prophylaxe-Set erhältlich. Alle Colori Instrumente haben einen ergonomisch geformten Silikongriff.



Set
54,90

**smile
price**


- ① **208265**
Omni colori prophylaxe Set:
Omni Kürette univ. M23A plus
Scaler univ. M23 pink, Set **54,90**
- ② **208267**
Omni colori Kürette univ. Fig.M23A
Silikon pink, Stück **35,90**
- ③ **208268**
Omni colori Kürette gracey Fig.11-12
Silikon orange, Stück **35,90**
- ④ **208269**
Omni colori Kürette gracey Fig.13-14
Silikon blau, Stück **35,90**

- ⑤ **208271**
Omni colori Kürette gracey Fig.5-6
Silikon gelb, Stück **35,90**
- ⑥ **208272**
Omni colori Kürette gracey Fig.7-8
Silikon grün, Stück **35,90**
- ⑦ **208266**
Omni colori Scaler univ. Fig.M23
Silikon pink, Stück **35,90**
- ⑧ **208273**
Omni colori Scaler Fig.H6-H7
Silikon hellblau, Stück **35,90**

Zahnsonden ▶

- ① **76101**
Sonde Nr. 8
 - ② **76102**
Sonde Nr. 9
 - ③ **76103**
Sonde Nr. 17
 - ④ **76104**
Sonde Nr. 23
- pro Stück
ab 12 Stück
ab 36 Stück

Stück ab
3,70



4,50
4,10
3,70



Serviettenkettchen

Zum Befestigen von Patienten-Servietten. Verchromt. Maße: Klemme 5 cm, Kette 30 cm.


76105

 Stck.
 ab 5 Stck.

6,80
 6,40

Parodontalsonde WHO

Top Qualität „Made in Germany“.

72265

 Stück
 ab 6 Stück
 ab 12 Stück

14,90
 13,90
 12,90






Stück ab
12,90


Stück ab
4,70



smile
 price

Mundspiegelgriffe

① **79147**

 Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert, kantig, superleicht, hohl, Stück
 ab 12 Stück  5,50
 ab 36 Stück  4,70

② **84377**

 Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert, Fingerform, hohl, superleicht, Stück
 ab 12 Stück  12,80
 ab 36 Stück  11,90

Pckg. 12 Stück ab
16,90



Mundspiegel Standard

Spezielle Silber-Titan-Beschichtung für extrem lange Haltbarkeit. Hohe Reflektion für beste Spiegelqualität. Aus rostfreiem Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Länge ca. 4,5 cm. HrzlPackung mit 12 Stück.

47655

 Nr. 3 plan 20 mm **16,90**

70880

 Nr. 4 plan 22 mm **16,90**

70881

 Nr. 5 plan 24 mm **16,90**

70878

 Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl **18,90**

70879

 Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl **18,90**

Mundspiegel Rhodium

Absolut scharfes Spiegelbild und somit beste Bildqualität durch Oberflächenversiegelung, da die Reflektion/Spiegelung direkt auf der Oberfläche stattfindet. Rostfreier Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Rhodium als Edelmetall ist resistent auch gegenüber säurehaltigen Lösungen (z.B. Neodisher N). Länge ca. 4,5 cm. Packung mit 12 Stück.

47658

 Nr. 3 plan 20 mm **28,90**

70895

 Nr. 4 plan 22 mm **28,90**

70918

 Nr. 5 plan 24 mm **28,90**

68923

 Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl **53,90**

68925

 Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl **53,90**

Hinweis
 Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier




OK

Oberkiefer

OK
FZ
Fig.1



OK
W
Fig. 67A



OK
Wurzel
Fig.51



OK
PR
Fig. 7



OK
MO R
Fig. 17



OK
MO L
Fig. 18



UK

Unterkiefer

UK
W
Fig.79



UK
FZ, PR
Fig. 13



UK
MO
Fig.22



UK
Wurzel
Fig.33



Stück
69,90



Zahnzangen

Top Qualität „Made in Germany“

- präzise Verarbeitung
- besonders langlebig
- hervorragendes Haftprofil
- anatomische Passform
- korrosionsbeständiger, hochwertiger, rostfreier Stahl
- leichtgängig
- extrem gute Handhabung durch Karogriffe

44430	OK FZ Fig. 1
44434	OK W Fig. 67A
44435	OK Wurzel Fig. 51
44431	OK PR Fig. 7
44432	OK MO R Fig. 17

44433	OK MO L Fig. 18
44438	UK W Fig. 79
44436	UK FZ, PR Fig. 13
44437	UK MO Fig. 22
44439	UK Wurzel Fig. 33

47241
Sortiment

629,00

Stück **69,90**




Stück
84,90

Nadelhalter ▲

Aufwändig gearbeiteter Nadelhalter nach Mathieu mit Hartmetalleinlagen. Zuverlässige Fixation der Nadel. Hohe Lebensdauer durch geringen Verschleiss.

15771
Nadelhalter Mathieu
TC 17 cm


84,90



alle Instrumente
made in Germany



①





Stück
25,99

①

②

Arterienklemmen ▲

- ① **15773**
gerade 12,5 cm **25,99**
- ② **15772**
gebogen 12,5 cm **25,99**



Stück
24,50

①

②

Zahnfleischscheren ▲

- ① **16208**
gebogen 12 cm **24,50**
- ② **16207**
gerade 12 cm **24,50**

Stück
32,50

◀ **Wurzelheber**

- ① **15768**
Wurzelheber Bein
4 mm, Fig. 2 32,50
- ② **15769**
Wurzelheber Bein
3 mm, Fig. 3 32,50
- ③ **15770**
Wurzelheber Bein
2,5 mm, Fig. 6 32,50



Hinweis

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



Pinzetten ▶

- ① **15774**
Anatomische Pinzette 14,5 cm 10,10
- ② **15775**
Chirurgische Pinzette 14,5 cm 12,50

Stück
10,10

Stück
12,50




Stück
18,90

Stück
6,80

Stück
9,20

Sonstige chirurgische Instrumente ▲

- ① **60029**
Raspatorium Willinger
Gesamtlänge 16 cm,
obere Breite 6 mm 18,90
- ② **15776**
Skalpellgriff
Gesamtlänge 12,5 cm,
obere Breite 2 mm 6,80
- ③ **86376**
Tamponadenstopfer
Gesamtlänge 17,5 cm,
Arbeitsspitze 2 mm 9,20






Tasterzirkel ▾

Tasterzirkel nach Iwanson. Die präzise gravierte, doppelseitige Skalierung 1/10 mm erlaubt die komfortable und zuverlässige Messung von Objekten bis 10 mm Stärke. Aufwändig gearbeitet. Feinfühligster Federdruck.

60919

 Stück

24,99



Stück
24,99

Stück
10,80



Anmischspatel ▲

① **19286**


Alginatpatel 22 cm **10,80**

② **19285**


Gipsspatel 20 cm **8,60**



Stück
11,50

◀ Le Cron Modellierinstrumente

① **15804**


Le Cron Modellierinstrument, gerade, 170 mm **11,50**

② **15805**


Le Cron Modellierinstrument, gebogen, 170 mm **11,50**

③ **15806**


Le Cron Hylin Fig. 1, 130 mm **11,50**



Stück ab
5,10

▲ Gips- und Wachsmesser

① **15803**


Wachsmesser „Fahnenstock“ 17 cm **5,10**

② **15802**


Wachsmesser „Fahnenstock“ 13 cm **5,10**

③ **15807**


Gipsmesser Gritmann **12,30**



①



②

Stück
12,20

Kronen- und Brückenthalteklammen ▲


① **88966**
gerade **12,20**

② **88967**
gebogen **12,20**

Hinweis
Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



①



②

Teleskopzangen ▲

① **15781**
Teleskopzange
diamantiert 12,5 cm **119,70**

② **15782**
Teleskopzange 12 cm **89,90**

③ **28723**
Ersatzspitzen für
Art.-Nr. 15782, 2 Stück **13,90**

Gipszange ▼

89110
Stück **23,90**



Stück
23,90



Stück
53,50

Kramponzange ▲

15780
Kramponzange 15 cm **53,50**



Stück
7,50

◀ **Lötinzette**

88901
Glatte Greiffläche
Länge 16,5 cm,
Arbeitsspitze 1,7 cm, Stück **7,50**

Rotierende Instrumente



Pckg. 6 Stück

33,90

◀ OmniGloss

Höchstglanz auf allen Komposit-Materialien: Polierer mit Naturdiamantkorn für optimalste Oberflächenpolitur in nur einem Arbeitsgang. Die speziell entwickelte Polierertechnologie für alle Komposit- und Kompomer-Füllungen. Wiederverwendbar, autoklavierbar.

51289 050 Kegel

51290 060 Kelch

51291 100 Rad

Pckg. 6 Stück **33,90**

51469

Trial Kit 3-er Set
Kegel, Kelch, Rad **15,90**

Hinweis
Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier

Trial Kit
15,90



+ **Swiss made**

OmniRound ▶

Hartmetallbohrer für optimales Exkavieren: Vibrationsarmes Exkavieren, schnelle, atraumatische Präparation, schonender Substanzabtrag. Die spezielle Hybridverzahnung vereint zwei Verzahnungen zu einer optimierten Verzahnung, die wiederum zu einer optimalen Schneidleistung führt. Winkelstück-Schaft.

51278

51279

51280

51281

51282

51283

51284

Pckg. mit 5 Stück

C1SX 010

C1SX 012

C1SX 014

C1SX 016

C1SX 018

C1SX 021

C1SX 023

19,90

Pckg. 5 Stück

19,90



Omni Multicut Kronentrenner ▶

Omni Multicut C4AK und C4AKL: Kronentrenner aus Hartmetall, trennt Kronen und Brücken in einem Arbeitsgang, einfach und schnell. Durch die neue Multicut Verzahnung ergeben sich optimale axiale Bohreigenschaften, eine konstante Abtragleistung sowie eine hohe Stabilität und Bruchfestigkeit. Omni Multicut Kronentrenner dürfen nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik verwendet werden. FG-Schaft.

41658  Multicut C4AK
Kopflänge 1,5 mm

41659  Multicut C4AKL
Kopflänge 2,0 mm

Pckg. mit 5 Stück **24,90**

Pckg. 5 Stück

24,90



Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 40



Pckg. 5 Stück

24,90

Omni Powercut Kronentrenner ▶

Der schnittfreudige Omnident PowerCut Bohrer mit spezieller Schneidenspitze gewährleistet die Entfernung alter Amalgamfüllungen innerhalb kürzester Zeit bei geringer Wärmeentwicklung. Die Schneidengeometrie mit pyramidenförmiger Übergangsschneide an der Spitze, ermöglicht ein leichtes axiales Eindringen in die Amalgamfüllung, wobei die großen Spanräume ein rasches Zerspanen des Amalgams bei geringer Wärmeentwicklung gewährleisten. Länge des Kopfes: 4,2 mm Schaft: FG nach ISO 314.

99530  ISO 010

99531  ISO 012

Pckg. 5 Stück **19,90**

Pckg. 5 Stück

19,90

Omnicut Kronentrenner ▶

Omnicut C34 und C34L: Kronentrenner aus Hartmetall, zum Auftrennen der Metallgerüste bei verblendeten Kronen und Brücken. Der Omnicut Kronentrenner besitzt eine optimale Schneidengeometrie, hohe Abtragleistung, eine hohe Standzeit und ist vibrationsarm. Nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik. FG-Schaft.

41657  Omnicut C34L
Kopflänge 2,0 mm

44770  Omnicut C34
Kopflänge 1,5 mm

Pckg. mit 5 Stück **24,90**



Endo gut



Endodontie-Instrumente

K-Feilen, Hedströmfeilen und K-Bohrer von OMNIDENT sind hochwertige und ISO-konform exakt hergestellte Endo-Instrumente. Sie haben eine sehr gute Schneidleistung und eine hohe Bruchstabilität. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen und sterilisierbar bis 134 °C. Der Griff ist durch die ergonomische

Gripfläche rutschfest und das Instrument damit sicher zu verwenden. In einer Blisterpackung, die eine hygienische Einzelentnahme gewährleistet, befinden sich 6 Instrumente, die mit einem roten Silikonstopper ausgestattet sind.

sterile Ausführung

Hedströmfeilen ○

210040 	Gr. 008	21 mm	210047 	Gr. 035	21 mm
210053 	Gr. 008	25 mm	210060 	Gr. 035	25 mm
210065 	Gr. 008	31 mm	210072 	Gr. 035	31 mm
210041 	Gr. 010	21 mm	210048 	Gr. 040	21 mm
210054 	Gr. 010	25 mm	210061 	Gr. 040	25 mm
210066 	Gr. 010	31 mm	210073 	Gr. 040	31 mm
210042 	Gr. 015	21 mm	210050 	Gr. 045	21 mm
210055 	Gr. 015	25 mm	210062 	Gr. 045	25 mm
210067 	Gr. 015	31 mm	210074 	Gr. 045	31 mm
210044 	Gr. 020	21 mm	210052 	Gr. 050	21 mm
210057 	Gr. 020	25 mm	210064 	Gr. 050	25 mm
210068 	Gr. 020	31 mm	210076 	Gr. 050	31 mm
210045 	Gr. 025	21 mm	Pckg. 6 Stück ab 5 Pckg.		
210058 	Gr. 025	25 mm			
210070 	Gr. 025	31 mm			
210046 	Gr. 030	21 mm			
210059 	Gr. 030	25 mm			
210071 	Gr. 030	31 mm			

K-Feilen □

210122 	Gr. 006	21 mm	210129 	Gr. 030	21 mm
210135 	Gr. 006	25 mm	210142 	Gr. 030	25 mm
210148 	Gr. 006	31 mm	210155 	Gr. 030	31 mm
210123 	Gr. 008	21 mm	210130 	Gr. 035	21 mm
210136 	Gr. 008	25 mm	210143 	Gr. 035	25 mm
210149 	Gr. 008	31 mm	210156 	Gr. 035	31 mm
210124 	Gr. 010	21 mm	210131 	Gr. 040	21 mm
210137 	Gr. 010	25 mm	210144 	Gr. 040	25 mm
210150 	Gr. 010	31 mm	210157 	Gr. 040	31 mm
210125 	Gr. 015	21 mm	210132 	Gr. 045	21 mm
210138 	Gr. 015	25 mm	210145 	Gr. 045	25 mm
210151 	Gr. 015	31 mm	210158 	Gr. 045	31 mm
210127 	Gr. 020	21 mm	210134 	Gr. 050	21 mm
210140 	Gr. 020	25 mm	210147 	Gr. 050	25 mm
210153 	Gr. 020	31 mm	210160 	Gr. 050	31 mm
210128 	Gr. 025	21 mm	Pckg. 6 Stück ab 5 Pckg.		
210141 	Gr. 025	25 mm			
210154 	Gr. 025	31 mm			

9,95
8,95

9,95
8,95



K-Bohrer △

210077 	Gr. 006	21 mm	210084 	Gr. 030	21 mm
210091 	Gr. 006	25 mm	210103 	Gr. 030	25 mm
210109 	Gr. 006	31 mm	210116 	Gr. 030	31 mm
210078 	Gr. 008	21 mm	210085 	Gr. 035	21 mm
210097 	Gr. 008	25 mm	210104 	Gr. 035	25 mm
210110 	Gr. 008	31 mm	210117 	Gr. 035	31 mm
210079 	Gr. 010	21 mm	210086 	Gr. 040	21 mm
210098 	Gr. 010	25 mm	210105 	Gr. 040	25 mm
210111 	Gr. 010	31 mm	210118 	Gr. 040	31 mm
210080 	Gr. 015	21 mm	210087 	Gr. 045	21 mm
210099 	Gr. 015	25 mm	210106 	Gr. 045	25 mm
210112 	Gr. 015	31 mm	210119 	Gr. 045	31 mm
210082 	Gr. 020	21 mm	210090 	Gr. 050	21 mm
210101 	Gr. 020	25 mm	210108 	Gr. 050	25 mm
210114 	Gr. 020	31 mm	210121 	Gr. 050	31 mm
210083 	Gr. 025	21 mm	Pckg. 6 Stück ab 5 Pckg.		
210102 	Gr. 025	25 mm			
210115 	Gr. 025	31 mm			

9,95
 8,95

Hinweis

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



Made in France

Pckg. 6 Stück ab **8,95**



Farbcodierung Griff

	006
	008
	010
	015 / 045
	020 / 050
	025
	030
	035
	040



alles gut!



Spitzen

Sort



Guttaperchaspitzen

ISO-farbcodiert für eine sichere Anwendung. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Röntgenopak. Länge 28 mm +/- 1, Konizität 0,2.

Pckg. mit 100 Stück

6,49

55217 	Sortiment 15 - 40	55253 	Sortiment 45 - 80
55218 	Figur 15	55355 	Figur 45
55219 	Figur 20	55366 	Figur 50
55221 	Figur 25	55382 	Figur 55
55222 	Figur 30	55408 	Figur 60
55223 	Figur 35	55435 	Figur 70
55224 	Figur 40	55481 	Figur 80
Pckg. mit 100 Stück	6,49	Pckg. mit 100 Stück	6,49



Packung
4,79

timent

Papierspitzen

Sterile Papierspitzen mit Farbcodierung am Kopfende. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Länge 28 mm +/- 1, Konizität 0,2.

Artikelnummer	Sortiment	Artikelnummer	Sortiment
55203	Sortiment 15 - 40	55210	Sortiment 45 - 80
55204	Figur 15	55211	Figur 45
55205	Figur 20	55212	Figur 50
55206	Figur 25	55213	Figur 55
55207	Figur 30	55214	Figur 60
55208	Figur 35	55215	Figur 70
55209	Figur 40	55216	Figur 80
Pckg. mit 200 Stück	4,79	Pckg. mit 120 Stück	4,79

Packung
6,90



Schaumstoffeinsätze

Einsatzscheiben aus feinporigem weißem Schaumstoff zur hygienischen Bereithaltung und schnellen Zwischenablage von Wurzelkanalinstrumenten. 3 verschiedene Standardgrößen zur Verwendung in den gängigsten Endodontie-Aufbewehrungsständen/-Cleanern/-Organizern.

74829	Ø 65 mm, H 10 mm passend für Twin-Bloc, Pckg. 25 Stück	6,90
74828	Ø 50 mm, H 10 mm passend für Clean Stand, Pckg. 25 Stück	6,90
74826	Ø 50 mm, H 5 mm passend für Clean Grip, Interim Stand, Pckg. 50 Stück	6,90



Pckg. 12 Stück ab
13,90

Radbürsten

Handstück		unmontiert	
78398	17 mm	78404	17 mm
78399	19 mm	78405	19 mm
78400	21 mm	78406	21 mm
Ziegenhaar, Pckg. 12 Stück	15,50	Ziegenhaar Pckg. 12 Stück	13,90
78390	19 mm	78395	17 mm
78391	21 mm	78396	19 mm
Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	18,50	78397	21 mm
		Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	15,50
		78387	19 mm
		Borsten, natur Pckg. 12 Stück	15,50

Kanister 5 kg

33,90



Alustral

Hochwertiges, synthetisches Strahlmittel aus Aluminiumoxyd. Keine Silikosegefahr.


88167	50 µ
32614	110 µ
88165	150 µ
88162	250 µ
Kanister 5 kg	33,90
78325	50 µ
78326	110 µ
78327	150 µ
78328	250 µ
Karton 25 kg ab 3 Kartons	129,90 119,90

Pinselbürste Handstück

78421	Borsten, schwarz	
78423	Ziegenhaar, weiß	
Pckg. mit 12 Stück		12,90

Pckg. 12 Stück

12,90



Kanister 5 kg

17,90



Cera Blast

Feinstrahlperlen zum Glanzstrahlen von Kronen und Brücken sowie zum Mattieren und Ausstrahlen von Sekundärteilen. Optimale Oberflächenverdichtung. Große Härte und Verschleißfestigkeit. Für alle handelsüblichen Geräte geeignet. Korngröße 50 µ.


88171	Kanister mit 5 kg	17,90
88172	Karton 25 kg ab 3 Kartons	72,90 68,90

Polierbürsten

Polierbürsten für die Zahntechnik.
Schwarze Chunking-Borsten. Zum abschließlichen Gebrauch in Labor oder Praxislabor bestimmt.



- ① **79913**
Holzkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm
Stück ab 100 Stück **6,00** / **5,50**
- ② **78446**
Holzkern, Chunking-Borsten, Qualität „Super“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm,
Stück ab 100 Stück **6,00** / **5,50**
- ③ **78444**
Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm,
Stück ab 100 Stück **5,50** / **4,90**
- ④ **78445**
Holzkern, Qualität „Super“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm,
Stück ab 100 Stück **6,00** / **5,50**
- ⑤ **79917**
Holzkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm, Stück
ab 100 Stück **6,00** / **5,50**
- ⑥ **78443**
Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm,
Stück ab 100 Stück **5,50** / **4,90**
- ⑦ **78447**
Metallkern und Metallzentrum, schmal, hart, ø 23/49 mm,
Stück ab 100 Stück **3,90** / **3,40**
- ⑧ **78448**
Metallkern und Kunststoffzentrum, schmal, hart, ø 23/49 mm,
Stück ab 100 Stück **3,90** / **3,40**
- ⑨ **85541**
Holzkern, Qualität „Standard“, 3-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
Stück ab 100 Stück **3,90** / **3,40**
- ⑩ **78442**
Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 3-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
Stück ab 100 Stück **3,90** / **3,40**
- ⑪ **79911**
Holzkern, Qualität „Standard“, 2-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
Stück ab 100 Stück **3,90** / **3,40**
- ⑫ **78441**
Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 2-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
Stück ab 100 Stück **2,19** / **1,99**
- ⑬ **69852**
Schmalpolierbürste mit Metallkern und Kunststoffzentrum. Ziegenhaar, weiß, weich, ø 23/49 mm,
Stück ab 100 Stück **3,90** / **3,40**



Bohrerreinigungsbürsten

Messingdraht-Bürste für die grobe Reinigung der Instrumente.

23377
Stück ab 10 Stück **2,40** / **2,00**

Nylon-Bürste zur schonenden und gründlichen Bohrer-Reinigung.

110349
Stück ab 10 Stück **2,40** / **2,00**

Woll- und Nesselschwabbeln

- ① **78432**
Wollschwabbel, ø 21 mm, Pckg. mit 12 Stück, montiert Handstück **25,90**
- ② **78435**
Nesselschwabbel, ø 21 mm, Pckg mit 12 Stück, montiert Handstück **16,90**
- **78434**
dito, unmontiert **23,90**
- **78437**
dito, unmontiert **14,90**





Heatless Steine

Zum Schleifen von künstlichen Zähnen, Acryl oder Metallen im Labor oder Praxislabor. Für grobe Vorarbeiten. Geeignet für alle Dental-Legierungen und Kunststoff.

79194 ■■■■■	Gr. 1 / 5 mm	79200 ■■■■■	Gr. 7 / 5 mm	79206 ■■■■■	Gr. 13 / 5 mm
79195 ■■■■■	Gr. 2 / 3 mm	79201 ■■■■■	Gr. 8 / 3 mm	79207 ■■■■■	Gr. 14 / 3 mm
79196 ■■■■■	Gr. 3 / 2 mm	79202 ■■■■■	Gr. 9 / 2 mm	79208 ■■■■■	Gr. 15 / 2 mm
Heatless Steine Ø 25 mm Max. Geschw. 15.000 U/min.		Heatless Steine Ø 19 mm Max. Geschw. 25.000 U/min.		Heatless Steine Ø 13 mm Max. Geschw. 35.000 U/min.	
79197 ■■■■■	Gr. 4 / 5 mm	79203 ■■■■■	Gr. 10 / 5 mm	Stück ab 50 Stück	
79198 ■■■■■	Gr. 5 / 3 mm	79204 ■■■■■	Gr. 11 / 3 mm		
79199 ■■■■■	Gr. 6 / 2 mm	79205 ■■■■■	Gr. 12 / 2 mm	0,99 0,79	
Heatless Steine Ø 22 mm Max. Geschw. 20.000 U/min.		Heatless Steine Ø 16 mm Max. Geschw. 30.000 U/min.			



Abrihtstein

Abrihtstein ohne Diamant. Maße 65 x 20 x 4 mm. Farbe Blau.

110397
■■■■■
Stück

3,85

Steinbeißer

polishing for compliments

Omnipol Amalgam Reducer

zum Grobabtragen und Finieren von Amalgamfüllungen ohne Verletzung des Zahnschmelzes. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83458	31167	83459
	14,95		

Omnipol braun für Winkelstück

für Amalgam und Metall, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83435	83437	83438	83439	83440
	14,95				

Omnipol grün für Winkelstück

für Amalgam und Metall, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83442	83444	83445	83446	83447
	14,95				



Hinweis

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



Omnipol Composite für Winkelstück

2-stufiges Poliersystem für hochgefüllte Composites. Die flexible Polierspirale passt sich jeder Oberflächenstruktur an und eignet sich für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Einmalprodukt. blau = medium, hellblau = fein. Drehzahlbereich: 6.000 – 15.000 Upm., Pckg. 6 Stück



6 Stück
16,90

Art.-Nr.	206471	206472
	16,90	

Hinweis

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



Omnipol für Zirkon gesintert für Winkelstück

Ein 3-stufiges System für das Winkelstück, das speziell zur Bearbeitung von Zirkonoxiden entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch ein sehr gutes Verschleißverhalten aus. Die einzelnen Stufen fein, mittel und grob sind speziell aufeinander abgestimmt und optimieren somit das Ergebnis. Von kleinen Korrekturen bis zum Hochglanz – alles mit einem System.

Stück ab **29,90**



	Flamme fein	Flamme mittel	Flamme x-grob	Flamme klein fein	Flamme klein mittel	Flamme klein x-grob
Art.-Nr.	206056	206057	206058	206059	206060	206061
Stück	34,90	34,90	34,90	29,90	29,90	29,90

Für jede Anwendung den richtigen Polierer:

- Farbe Gelb/Weiß = Körnung fein**
Hochglanz ohne Glanzbrand
- Farbe Rot/Weiß = Körnung mittel**
Oberflächenglättung/Vorpolitur
- Farbe Grün/Weiß = Körnung x-grob**
leichte Korrekturen

Flamme Ø 4,4 x 10,5 mm
für Akzentuierung und eng zugängliche Stellen
15.000–20.000 Upm

Flamme klein Ø 3,3 x 7 mm
handliche Geometrie für universellen Einsatz
15.000–20.000 Upm

Kelch Ø 6 x 8 mm
hocheffizient durch großen Umfang
10.000–20.000 Upm
6.000–20.000 Upm (gelb/weiß fein)

Linse Ø 10 mm
feine Konturierung durch anschmiegsames Verhalten
10.000–20.000 Upm
6.000–20.000 Upm (gelb/weiß fein)

Stück **34,90**



	Kelch fein	Kelch mittel	Kelch x-grob	Linse fein	Linse mittel	Linse x-grob
Art.-Nr.	206062	206063	206064	206065	206066	206067
Stück	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90



Omnipol für Keramik/Zirkon für Winkelstück


Ein zweistufiges System für alle Arten von Keramik und Zirkon.
Die Polierer für das Winkelstück zeichnen sich durch eine hohe Konzentration an Diamantkörnung aus und sind besonders verschleißarm.


Gültig für die Spiralbohrer:

Mit den Spiralpolierern bringen Sie Keramik- und Zirkonrestorationen in nur zwei Schritten auf Hochglanz, ohne die ursprüngliche Morphologie zu verändern. Die flexible Form des Polierers passt sich perfekt der Oberflächenstruktur an ohne dass es unterschiedliche Polierer-Formen erfordert. Universell geeignet für die Anwendung im okklusalen, inzisalen, labialen, bukkalen, lingualen und approximalen Bereich. Mit dem praktischen Kunststoffschiff wird der Polierer nach Gebrauch einfach entsorgt. Die sonst aufwendige Wiederaufbereitung entfällt (nur Spiralpolierer).

										
	Flamme x-fein	Flamme mittel	Kelch x-fein	Kelch mittel	Linse x-fein	Linse mittel	Spirale x-fein	Spirale mittel		
Art.-Nr.	206035	206036	206037	206038	206039	206040	206041	206042		
Stück	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	19,90	19,90		

Für jede Anwendung den richtigen Polierer:

 **Farbe Weiß = Körnung fein**
Hochglanz ohne Glanzbran

 **Farbe Rot = Körnung mittel**
Oberflächenglättung/Vorpolitur

Flamme Ø 4,4 x 10,5 mm
für Akzentuierung und eng zugängliche Stellen
8.000–20.000 Upm

Kelch Ø 6 x 8 mm
handliche Geometrie für universellen Einsatz
6.000–20.000 Upm

Linse Ø 10 mm
hocheffizient durch großen Umfang
6.000–20.000 Upm

Spirale Ø 12,7 mm
feine Konturierung durch anschmiegsames Verhalten
6.000–15.000 Upm





Für jede Anwendung den richtigen Polierer:

- **Farbe Gelb/Weiß = Körnung fein**
Hochglanz ohne Glanzbrand
- **Farbe Rot/Weiß = Körnung mittel**
Oberflächenglättung/Vorpolitur
- **Farbe Grün/Weiß = Körnung grob**
leichte Korrekturen

Flamme Ø 5,6 x 16 mm
für Akzentuierung und eng zugängliche Stellen
15.000–20.000 Upm

Rad klein Ø 12 x 2,4 mm
handliche Geometrie für universellen Einsatz
6.000–20.000 Upm

Linse groß Ø 26 x 2 mm
hocheffizient durch großen Umfang
6.000–20.000 Upm

Spirale Ø 20,3 x 1,2 mm
feine Konturierung durch anschiessames Verhalten
6.000–15.000 Upm

Hinweis
Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier

Omnipol für Zirkon/Keramik für Handstück

Das Poliersystem mit speziellem Design für die Bearbeitung von Keramik und gesintertem Zirkon ohne Glanzbrand, Made in Germany. Omnipol hat ein sehr gutes Verschleißverhalten und eine hohe Diamantkonzentration.

3 Stück ab 25,90						
	Flamme fein	Flamme mittel	Flamme grob	Rad fein	Rad mittel	Rad grob
Art.-Nr.	219233	219234	219235	219236	219237	219238
Pckg. 3 Stück						
	25,90	25,90	25,90	29,90	29,90	29,90
Stück ab 18,50						
	Linse fein	Linse mittel	Linse grob	Spirale fein	Spirale mittel	Spirale grob
Art.-Nr.	219239	219240	219241	219242	219243	219244
Stück						
	39,90	39,90	39,90	18,50	18,50	18,50

Omnipol grün für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, grün = Hochglanzpolitur.
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

12 Stück 15,90				
Art.-Nr.	83455	83456	83457	31172
	15,90			

Omnipol braun für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, braun = Vorpolitur.
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

12 Stück 15,90				
Art.-Nr.	83452	83453	83454	31170
	15,90			

Omnipol Universal

Universalpolierer aus Silicon für Edelmetalle, Chrom-Kobalt, Titan.
Optimale Drehzahl: 8.000 Upm., Pckg. 100 Stück

Grobe Körnung

Feine Körnung

100 Stück **41,75**

L 22/3 R 22/3 23/6 L 22/3

Art.-Nr. 31192 83460 83465 83461

41,75

Omnipol für Chrom-Kobalt-Legierungen

Der Abrasiv-Polierer für Chrom-Kobalt-Legierungen mit langer Standzeit. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück **32,90**

R 22/3 R 22/1,3 23/6 21/7

Art.-Nr. 83475 31191 83476 83477

32,90

Omnipol Mandrelle

Mandrelle aus Edelstahl. Schaft 104, max.
Drehzahlbereich: 20.000 Upm. Pckg. 5 Stück

5 Stück **7,20**

verstärkt, 5 mm 5 mm

Art.-Nr. 110394 110395

7,20

Omnipol für Kunststoffe und 3D Druckmaterialien

Standfeste Vliespolierer für die Bearbeitung von Kunststoffen aus additiven Verfahren und Tiefziehtechnik sowie für die Entfernung der Supports beim 3D Druck. rot = ultrafein, schwarz = extrafein, grau = mittel. Drehzahlbereich: 6.000 – 20.000 Upm., Pckg. 50 Stück

50 Stück **103,90**

Art.-Nr. 206468 206469 206470

103,90

Omnipol grün

für Gold, Composite, EMR-Alloy. 22/6 mm, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück,

100 Stück **41,75**

Art.-Nr. 83451

41,75

Omnipol braun

für Gold, Composite, EMR-Alloy. 22/6 mm, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück,

100 Stück **41,75**

Art.-Nr. 31176

41,75

Omnipol Stahlpolierer grün

der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, grün = Feinpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück ab **28,50**

R 22/3 22/6

Art.-Nr. 31187 31190

29,90 28,50

Omnipol Stahlpolierer schwarz

der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, schwarz = Standardpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück ab **27,90**

R 22/3 22/6

Art.-Nr. 31183 31186

29,90 27,90







Omnipol für die Technik

der Siliconpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe. Gelb: feine Körnung zum Polieren. Grau: mittlere Körnung zum Finieren. Grün: grobe Körnung zum Konturieren, ideal für weichbleibende Kunststoffe. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 6 Stück

6 Stück 12,90					
Art.-Nr.	31203	83466	83467	83468	31204
12,90					





Omnipol für Handstück Zirkon

zur Bearbeitung von ungesintertem Zirkon. Speziell zur Ausarbeitung von Fräsarbeiten. Drehzahlbereich: 8.000 - 20.000 Upm., Pckg. 6 Stück

6 Stück ab 14,95			
Art.-Nr.	206461	206462	206463
34,90			





Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, hellgrau = abrasive Vorpolitur, glättet Diamantschliff-Flächen. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück 41,75		
Art.-Nr.	83473	31193
41,75		





Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, rosa = leicht abrasive Vorpolitur, erhält die anatomische Struktur. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück 41,75		
Art.-Nr.	83474	31194
41,75		

Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, grau = Hochglanzpolitur für natürlichen Glanz ohne Polierpasten. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück 47,10		
Art.-Nr.	31195	31196
47,10		

Hinweis
Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



Diamonds are our best friends



Omni Diamantschleifer MCP

Durch die spezielle MCP Formulierung (MASTER CERAMIC PLUS) hat der Omni Diamantschleifer eine extreme Standfestigkeit, einen geschmeidigen sowie ruhigen, abtragstarken Schliff auf allen keramischen Werkstoffen mit geringer Hitzeentwicklung. Pckg. 1 Stück



Stück ab
17,90

Art.-Nr.




Stück



Zylinder
grob gelb


219245



18,50

Zylinder
mittel grün

219246



18,50

Konus
grob gelb


219247



17,90

Konus
mittel grün

219248



17,90

Rad
mittel grün

219249



21,90

Für jede Anwendung den richtigen Diamantschleifer:



Farbe Gelb = Körnung grob

schneller Materialabtrag/Formanpassungen
weicher Schliff, hohe Abtragsleistung, geringe Hitzeentwicklung,
Drehzahlbereich 20.000–30.000 Upm



Farbe Grün = Körnung mittel

leichte Korrekturen/Feinbearbeitung
hohe Standzeit, geringe Hitzeentwicklung, feines Schliffbild
Drehzahlbereich 20.000–30.000 Upm

Das OMNIDENT Hartmetallfräser- Programm








Verdichtetes Sinterhartmetall garantiert optimale Standzeiten und wirtschaftliches Kosten-Nutzverhältnis. Alle Fräser bis ISO-Größe 023 werden aus einem Stück gefertigt, für höchste Rundlaufgenauigkeit und reduziertes Bruchrisiko. Die größeren Formen werden auf Sicherheitsstahl aufgeschweißt, der die beim Schleifen entstehenden Schwingungen reduziert. Die Formen- und Verzahnungsauswahl ermöglicht einsetzgerechtes Schleifen in jeder Technik.









Sparprogramm

Sie erhalten ab einem Bestellwert pro Auftrag in Höhe von

100,-	 10% Rabatt
250,-	 15% Rabatt
333,-	 20% Rabatt
400,-	 25% Rabatt
500,-	 30% Rabatt

Farbringe für jede Verzahnung erleichtern den richtigen Griff:

-  **schwarzer Ring = supergrobe Verzahnung**
zum großflächigen Abtrag auf allen Kunststoffen, als auch zum Bearbeiten von Gipsen geeignet.
-  **grüner Ring = extragrobe Verzahnung**
für alle Kunststoffe zur Ausarbeitung, bei Gipsen zum Formschleifen geeignet.
-  **blauer Ring = grobe Verzahnung**
für alle dentalen Materialien zum Grobabbtrag.
-  **roter Ring = feine Verzahnung**
für alle dentalen Materialien zur Feinausarbeitung.
-  **gelber Ring = superfeine Verzahnung**
feinster Abtrag bei allen Legierungen und Compositen. Ideal zum glatten Schleifen der Keramik.
-  **violetter Ring = superfeine Spiralverzahnung**
Zum Ausarbeiten und Konturieren von Titanmaterialien.

smile
price

hart

Kreuzverzahnung supergrob Schliff 55/SGE

Für grossflächigen Abtrag bei Kunststoffen, Löffelmaterialien und Gips.

Stück **21,90**








Fig. No.	251	351
L mm	13,9	14,2
Ø 1/10 mm	060	070
Art.-Nr.	31148	31149

Stück **21,90** **21,90**

Kreuzverzahnung mittelgrob Schliff 51/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.

Stück **23,90**








Fig. No.	351	251
L mm	12,0	14,0
Ø 1/10 mm	060	060
Art.-Nr.	27666	27667

Stück **23,90** **23,90**

Kreuzverzahnung extragrob Schliff 50/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.

Stück **20,90**







Fig. No.	251
L mm	13,9
Ø 1/10 mm	060
Art.-Nr.	31009



Stück **20,90**

Einfachverzahnung mit Querrieb Schliff 75/GSQ

Ausarbeiten von weichbleibenden Unterfütterungen.

Stück ab **18,90**











Fig. No.	261	351	351	251	77
L mm	14,0	12,2	14,2	14,2	9,0
Ø 1/10 mm	023	060	070	060	040
Art.-Nr.	27661	27662	27663	27664	27665

Stück **18,90** **23,90** **23,90** **23,90** **23,90**

Einfachverzahnung grob Schliff 70

Auf allen Dental Materialien zum Grobabbtragen mit glattem Schliffbild, besonders auf Kunststoff einsetzbar.

Stück ab **7,50**











Fig. No.	138	351	79	79	251
L mm	4,2	12,2	15,0	12,9	14,2
Ø 1/10 mm	010	060	060	045	060
Art.-Nr.	31140	31143	31556	31142	31147

Stück **7,50** **15,90** **15,90** **15,90** **15,90**

werk



Kreuzverzahnung Standard – Schliff 10/E

Auf allen Dental Materialien zum Grobabragen einsetzbar. Bei NE-Legierungen für die Formgestaltung ideal geeignet.



Stück ab **8,50**

Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	138	138	73	73	351
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	8,0	4,2	3,1	3,9	12,2
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	010	014	023	060
Art.-Nr.	31108	31109	31111	31112	31113	31114	31120	31121	31123	31116	31554
Stück	12,90	12,90	12,90	12,90	11,90	11,90	11,90	8,50	11,90	11,90	16,90

Fig. No.	78	251	79	79	79	78	77	71	71	71	77	251
L mm	12,2	13,9	15,0	12,9	14,1	8,9	11,0	0,8	1,2	2,0	2,7	14,2
Ø 1/10 mm	060	060	060	045	040	040	060	010	014	023	029	060
Art.-Nr.	31129	31131	31128	31127	27489	31130	31133	31135	31136	31137	31125	31134
Stück	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	11,90	11,90	11,90	16,90	16,90

Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.



Stück ab **13,90**

Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	137	138	73	129	73
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	5,3	8,0	3,1	8,0	3,9
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	023	016	014	023	023
Art.-Nr.	31090	31091	31093	27484	31095	31096	27482	31098	27478	31097	27479
Stück	14,90	14,90	14,90	14,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90

Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.

Fig. No.	78	77	351	78	251	79	79	79	71	77	77
L mm	3,5	12,2	12,2	12,2	13,9	12,9	14,1	11,5	2,0	5,0	5,0
Ø 1/10 mm	012	060	060	060	060	045	040	031	023	023	029
Art.-Nr.	27481	31101	31102	31103	31105	31100	27485	31099	31094	27480	27483
Stück	13,90	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	13,90	13,90	13,90

Kreuzverzahnung superfein – Schliff 30/EUF

Feinstausarbeitung auf allen Legierungen und Compositen. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht feines Schleifen auch auf Keramik.

Fig. No.	261	364R	139	137	78	77	136	73	79	79L
L mm	14,0	16,0	8,0	5,3	7,0	5,3	8,0	3,9	14,1	14,1
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	023	040	045
Art.-Nr.	31070	31071	31074	31076	31077	31078	31079	31080	27490	31081
Stück	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	21,90	21,90

Stück ab **16,90**

Spiralverzahnung superfein Schliff 25/FST

Ausarbeiten, Konturieren von Titanmaterialien.

Fig. No.	79	251
L mm	13,7	14,2
Ø 1/10 mm	040	060
Art.-Nr.	27668	27669
Stück	20,90	20,90

Stück **20,90**

Parallelfraßer Kreuzverzahnung Schaft 103 HP

Ø 2,35 mm, oben rund. Werkzeug für die Frästechnik.

Fig. No.	364 R	364 R	364 R
L mm	8,0	10,0	15,0
Ø 1/10 mm	010	015	023
Art.-Nr.	31041	31042	31043
Stück	16,90	16,90	16,90

Stück **16,90**

Drehzahlen

Empfohlene Drehzahlbereiche für alle Hartmetallfräser:

bis	
ISO 023	15-50.000 Upm
ISO 023-045	15-40.000 Upm
ISO 045-070	15-30.000 Upm



Gips her!



Stück
5,50

Gipsschaufel

Zinkblech, 20 x 7 cm.

95202

 Stück

5,50



Karton 20 kg ab

88,90



Stone Superhartgips synthetisch ▲

Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen. Besondere Eigenschaften: glatte, kratzfeste Oberflächen; harte, kantenstabile Modelle; stets gleichbleibende Qualität; minimale Expansion. Damit die Kristallisation nicht gestört wird, darf der ausgegossene Abdruck nicht mehr vibriert werden.




24510


Typ 4, weiß

24511


Typ 4, braun

Karton mit 20 kg
 ab 3 Kartons
 ab 5 Kartons

 **94,90**
 **90,90**
 **88,90**



Omni Einmal
 PE Schürze
 finden Sie auf
 Seite 36

Sack 25 kg ab

65,90






Artikulationsgips natur ▲

Für Bissverschlüsselungen, Übertragungssockel und Frästechnik, Fixieren von KFO-Sockeln, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel, geringe Expansion und ausgezeichnetes Stellvermögen.

73149


Typ 1, natur

Sack mit 25 kg
 ab 5 Sack
 ab 10 Sack

 **71,90**
 **68,90**
 **65,90**

Sack 25 kg ab

24,90



Alabastergips natur ▲

Aus reinem Alabaster des Harzes, volumenbeständig, mit 25% Hartgipsanteil, ein Material mit kontrollierter Expansion für den Praktiker. Lange Abbindezeit/Verarbeitungszeit.

73146


Typ 2, weiß

Sack mit 25 kg
 ab 5 Sack
 ab 10 Sack

 **28,90**
 **26,90**
 **24,90**






Sack 25 kg ab
37,90




Modellgips natur ▲

Bewährter Hartgips für breite, zahn-technische Anwendungsbereiche aus speziell ausgesuchtem Naturgestein mit dauerhafter Volumenstabilität. Hohe Druckfestigkeit, glatte Oberflächen und eine exakte Passgenauigkeit zeichnen dieses Arbeitsmaterial aus. Für die KFO-Arbeiten wird durch besonders weißes Naturgestein ein hoher Weißheitsgrad erreicht.

- 73142**  Typ 3, blau
 - 73143**  Typ 3, gelb
 - 73145**  Typ 3, weiß
- Sack mit 25 kg **42,90**
 ab 5 Sack **39,90**
 ab 10 Sack **37,90**

Hinweis

Alle technischen Datenblätter zu Omnident Gipsen finden Sie hier

technische Daten zu unseren Gipsen erhalten Sie unter www.omnident.de/download.php

Sack 25 kg ab
40,90



Omni-danos ▲

Der Klassiker: Natur-Hartgips für vielseitige Anwendungen. Klasse 3. Omni-danos eignet sich universell für Modelle in der Total- und Teilprothetik, der Kieferorthopädie und weitere Modellarten. Seine cremige Konsistenz und schnelle Erhärtung ermöglichen zügiges Arbeiten und präzise Modelle. Farbe: blau. Indikation: Total- bzw. Teilprothetik und Kieferorthopädie.




- 40398**  Typ 3, blau
- Sack mit 25 kg **45,90**
 ab 5 Sack **40,90**

Sack 25 kg ab
31,90



Modellgips synthetisch ▲

Synthetischer Hartgips nach DIN EN 26873. Besonders geeignet für den Bereich der Prothetik und Kieferorthopädie sowie zur Herstellung von Situations- und Gegenbissmodellen. Modelle mit sehr großer Härte. Gute Fließfähigkeit und geringe Expansion. Durch feinste Mahlung glatte Oberflächen.


- 24043**  Typ 3, blau
 - 24044**  Typ 3, gelb
 - 24045**  Typ 3, weiß
- Sack mit 25 kg **36,90**
 ab 5 Sack **33,90**
 ab 10 Sack **31,90**

Karton 20 kg ab
67,90




Artikulationsgips synthetisch ▲

Anwendungsgebiete: Einartikulieren von Arbeitsmodellen, Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel. Nach Ablauf der Verarbeitungszeit darf die Anmischung nicht mehr vibriert werden.

- 24509**  Typ 1, weiß
- Karton mit 20 kg **75,90**
 ab 5 Kartons **70,90**
 ab 10 Kartons **67,90**

Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 40





Packung ab
14,90

Dental Vlies

Muffelring-Einlagen, asbestfrei, aus keramischen Werkstoffen für die Edelmetalltechnik. Das Material erlaubt eine uneingeschränkte Expansion der Einbettmasse sowie problemloses Ausbetten. 50 x 1 mm, ca. 25 m.

87907



Pckg.
ab 3 Pckg.
ab 6 Pckg.

16,90
15,90
14,90



Omni Tray Cleaner Konzentrat

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxyd-Eugenol-, Carboxylat-, Phosphat-, Glasionomer-Zemente, sowie thermoplastische Abformmassen und Wachse. Anwendung als 5 bis 10%ige Lösung, bei sehr starker Verschmutzung auch pur. Auch im Ultraschallbad verwendbar. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

93023



Kanister 5 l
ab 2 Kanister

81,90
75,90

93022



Flasche 1 l

19,90

Kanister 5 l ab

75,90

Omni Einmal
PE Schürze
finden Sie auf
Seite 36



Flasche 1 l

19,90



Omniprint P soft

Wie Omniprint P ein präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis. Omniprint P Soft ist jedoch für eine geschmeidigere Verarbeitung etwas weicher eingestellt worden. Gegenüber Omniprint P mit einer Shore Härte A90, hat Omniprint P soft eine geringere Endhärte von A85. Omniprint P Soft ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Farbe: blau.

111956

 2 x 1,5 kg 82,90

111957

 2 x 5 kg 215,90

91220

 Messbesteck gratis



2 x 5 kg Eimer
215,90

2 x 1,5 kg Dosen
82,90




2 x 420 ml Dosen
55,90

Omniprint P

Präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis für höchste Ansprüche. Die Produkte werden aus ausgesuchten Rohstoffen mittels modernster Fertigungstechnologie in Deutschland hergestellt. Spezielle Füllkörper im Puttymaterial erleichtern das Anmischen und perfektionieren die Homogenität des Mischergebnisses. Omniprint P ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Shore Härte A90.

91218

 2 x 420 ml Dosen 55,90

91219

 2 x 5 kg Eimer 215,90

91220

 Messbesteck gratis



Flexibole Anmischbecher

Flexibole Anmischbecher für Gips und Einbettmassen, Stumpf- und Alginat-Abformmassen. Leicht zu säubern, lieferbar in 4 Größen. Farbe dunkelgrün.

- 72975**
klein, Ø 8 cm / 150 ml **3,99**
- 72976**
mittel, Ø 10 cm / 350 ml **4,90**
- 72977**
groß, Ø 12 cm / 650 ml **6,90**
- 72978**
extra groß, Ø 14 cm / 850 ml **7,90**

Silikon Anmischbecher

Silikon Anmischbecher für Autopolymerisate. Für Silikone nicht geeignet. Ohne Ausgießstülle.

- 20610** klein, 8 ml **12,90**
Pckg. mit 3 Stück
- 20611** mittel, 18 ml **12,90**
Pckg. mit 2 Stück
- 20612** groß, 50 ml **12,90**
Pckg. mit 1 Stück

Sekundenkleber ▶

Cyan-Acrylat-Kleber mit hoher Klebekraft. Klebt nasse und trockene Gipse spaltfrei.

- 82228**
10 g Flasche **3,90**
ab 5 Flaschen **3,60**
ab 10 Flaschen **3,30**

Flasche ab **3,30**



Anmischblöcke ▶

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

- 20516**
60 x 75 mm, 40 Blatt **2,79**
- 20521**
70 x 80 mm, 50 Blatt **3,90**
ab 10 Blocks (Großpckg.) **3,49**
- 20523**
125 x 180 mm, 25 Blatt **3,90**
- 20520**
150 x 240 mm, 35 Blatt **5,90**
- 101536**
33 x 35 mm, 40 Blatt **14,59**
Pckg. mit 10 Stck.



Packung ab **2,79**

Käppchenfolie

Weiches, elastisches Material. Rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat. Für sämtliche Gussformteile, z.B. Kronen, Kappen usw.

81974
0,6 mm, ø 4,2 cm
Pckg. 100 Stck.
ab 10 Pckg.

13,90
12,90



Platzhalterfolie

Dünne, gut tiefziehbare Folie. Schrumpfausgleichende Unterziehfolie bei der Herstellung von Gussformteilchen (Käppchen).

81975
0,1 mm, ø 4,2 cm
Pckg. 200 Stck.
ab 10 Pckg.

15,90
14,90



2 x 1 kg
71,90

◀ Omnidouble

Additionsvernetzendes Dubliersilikon mit hoher Dimensionsstabilität, ohne Schrumpfung bei Lagerung und mit hervorragendem Rückstellvermögen. Dosierverhältnis 1:1. Lieferbar in normal, mittel und hart.

59252
Farbe blau, 15 Shore A-Härte
Pckg. 2 x 1 kg **71,90**

59253
Pckg. 2 x 6 kg **409,90**

21962
Farbe hellblau, 22 Shore A-Härte
Pckg. 2 x 1 kg **71,90**

22034
Pckg. 2 x 6 kg **409,90**

59250
Farbe gelb, 28 Shore A-Härte, hart
Pckg. 2 x 1 kg **71,90**

59251
Pckg. 2 x 6 kg **409,90**

208894
Dosierpumpe für 6 kg Flasche,
Stück **19,90**



Stück
37,90

Omnidouble Küvette

Höhenverstellbare Küvette für die Silikon-Dubliertechnik aus Makrolon-Kunststoff. Verankerung durch konisches Manschettenteil. Inkl. Schaumstoffplatzhalter für Spardublierung.

19703
Stück **37,90**



super models



Gr 1: Gesamtlänge 20mm/Rändel-Ø 1,6 mm



Gr 2: Gesamtlänge 22mm/Rändel-Ø 2,0 mm



Gr 3: Gesamtlänge 25mm/Rändel-Ø 2,0 mm

Dowel Pins ▲

Modellstifte aus Messing, poliert.

79235 Größe 1



79236 Größe 2



Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg. **5,49**
5,19

79237 Größe 3



Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg. **11,90**
10,90

72475 Größe 2



Pckg. 1.000 Stck.
ab 3 Pckg. **45,90**
41,90



Gr 1: Gesamtlänge 28mm/Rändel-Ø 2,0 mm



Gr 2: Gesamtlänge 28mm/Rändel-Ø 2,0 mm

Dowel Pins m. Steckstift ▲

Steckstift aus Speziallegierung. Diese Pins können durch Abwinkeln in jeder Steckrichtung leicht eingebracht werden.

79238 Größe 1



79239 Größe 2



Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg. **7,90**
7,49


123177 Größe 1



72400 Größe 2



Pckg. 1.000 Stck.
ab 3 Pckg. **64,90**
60,90



Magnet System ▲

Das Magnet-System für die Split-Cast-Technik besteht aus leistungsstarken Dauermagneten, Magnettöpfen aus vernickeltem Metall, Haftscheiben mit seitlicher Rändelung oder mit Lappenretentionen. Passend für SAM, Heraeus CL-SCS oder Adesso Split.

57658




Rundmagnete aus Hartferrit, Ø 20x6 mm, axial magnetisiert
Pckg. mit 10 Stck. **4,85**
ab 5 Pckg. **4,65**
ab 10 Pckg. **4,40**

33275



Magnettöpfe, gedreht, vernickelt
Ø 25 mm, innen Ø 23 mm
Pckg. mit 50 Stck. **59,90**
ab 5 Pckg. **54,90**
ab 10 Pckg. **48,90**



33278



Haftscheiben, gedreht, mit seitlicher Nut, Ø 25 mm, galvanisch veredelt
Pckg. mit 50 Stck. **49,90**
ab 5 Pckg. **44,90**
ab 10 Pckg. **38,90**

33287



Haftscheiben, gestanzt, mit 4 aufkanteten Ohren, Ø 25 mm, galvanisch veredelt
Pckg. mit 50 Stck. **32,90**
ab 5 Pckg. **29,90**
ab 10 Pckg. **25,90**

Stück ab

4,-



Sockelformer ▲

Der Sockelformer aus elastischem Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle und sorgt für eine saubere und schnelle Modellerstellung. Das Material ist robust und pflegeleicht. Für OK und UK verwendbar. Maße L x B x H: 80 x 62 x 15 mm (klein), 88 x 69 x 15 mm (groß).

23867 Form 1 klein



23868 Form 1 groß



Stück **4,59**
ab 5 Stück **4,25**
ab 10 Stück **4,00**

Sockelformer Splitcast ▼

Sockelformer speziell für die Splitcast-Technik. Aus elastischem Gummi. Robust und pflegeleicht. Für OK und UK lieferbar.

23758 OK

23759 UK

Stück **5,19**
ab 5 Stück **4,80**
ab 10 Stück **4,55**

smile price

Stück ab

4,55




Flasche 75 ml

10,90

◀ Prothesenfinish

Dient zum Entfernen von Monomerresten auf prothetischen Arbeiten. Es verwirbt alle fertig gestellten Arbeiten auf und verleiht dem Objekt einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Zusätzlich wirkt OMNIDENT Prothesenfinish bakterizid und ist dermatologisch getestet.

19352

 Flasche 75 ml

10,90



Okklusivspray ▲

Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungsrohstoffe sind lebensmittelecht. Mit Plexiglas-Spitze.

70270

 Dose mit 75 ml, grün

8,90

Dose 75 ml ab

8,90


smile
price

Eimer 10 kg ab


95,90

▼ Silikon Knetmasse Labor


In besonders geschmeidiger Qualität und damit einfacher zu verarbeiten! Kondensationsvernetzendes Silikon mit sehr hoher Endhärte zum zahntechnischen Einsatzzweck (z. B. für Vorbisswälle, Ausblockungen oder Fixationen), knetbar, optimales Preis-/Leistungsverhältnis, hervorragend zu verarbeiten, klebefrei, hitzebeständig. Extrem hohe Shorehärte: 85. Farbe: blau.

76460

 Dose 900 ml, 1,6 kg ab 4 Dosen

24,90
 **21,90**

76461

 Eimer 5.500 ml, 10 kg ab 2 Eimer

104,90
 **95,90**

76462

 Härterpaste Labor, 6 Min. Farbe: rot, Tube 60 ml ab 10 Tuben

14,75
 **12,90**

116533

 Omni Tubfix Tubenentleerer **6,50**

Dose 900 ml ab

21,90





Pckg. 100 Stück

39,90

◀ **Bisswälle**

Erleichtern Sie Ihre Arbeit durch vorgeformte, den Kieferverhältnissen entsprechende Bisswälle.

54821  gelb, weich

54824  rot, hart

Pckg. 100 Stück **39,90**

Pckg. 490 g

26,50



◀ **Bissnehmewachs**

Neu! Mit Rinne auf der Unterseite zur besseren Fixierung auf dem Kieferkamm, dadurch weniger Anpassungsgriffe. Erwärmt so zäh wie Bienenwachs, abgekühlt absolut formfest.

54819  gelb, weich

54822  rot, hart

Pckg. 490 g **26,50**

54820  gelb, weich

54823  rot, hart

Pckg. 1.850 g **62,90**

wachstum

Pckg. 500 g
12,50



Modellierwachs ▼

In Tafeln zu 185 x 83 mm. Rosa. Zähelastisch, nicht schmierend. Nach dem Erwärmen lang knetbar und nach dem Abkühlen hart und formbeständig. SO = Sommerqualität, WI = Winterqualität.

54805 [Barcode]	mittel	1,25
54806 [Barcode]	SO	1,25
54807 [Barcode]	WI	1,25
54808 [Barcode]	mittel	1,5
54809 [Barcode]	SO	1,5
54810 [Barcode]	WI	1,5
Pckg. 500 g		14,90
54811 [Barcode]	mittel	1,25
54812 [Barcode]	SO	1,25
54813 [Barcode]	WI	1,25
54814 [Barcode]	mittel	1,5
54815 [Barcode]	SO	1,5
54816 [Barcode]	WI	1,5
Pckg. 2.500 g		49,90

Modellierwachs spezial ▲

In Tafeln zu 185 x 83 x 1,25 mm. Besonders elastisch, kantenfest und rasch erstarrend. Gute Schnitt- und Modellierfähigkeit. Spezialqualität rosa. Sommerqualität.

88345 [Barcode]	Pckg. 500 g	12,50
37955 [Barcode]	Pckg. 2.500 g	49,90

Pckg. 500 g
14,90



Pckg. 250 g ab
20,90



Wachsdraht ▲

Geschmeidig und spannungsfrei. Leichtes Anwachsen an das Gussobjekt ohne unbeabsichtigtes Verformen.

Wachsdraht blau, hart

54895 [Barcode]	2,0 mm
54896 [Barcode]	2,5 mm
54897 [Barcode]	3,0 mm
54898 [Barcode]	3,5 mm
54899 [Barcode]	4,0 mm
54900 [Barcode]	5,0 mm
Pckg. 250 g ab 5 Pckg.	

22,90
20,90

Wachsdraht grün, mittelhart

54849 [Barcode]	2,0 mm
54850 [Barcode]	2,5 mm
54851 [Barcode]	3,0 mm
54852 [Barcode]	3,5 mm
54853 [Barcode]	4,0 mm
54854 [Barcode]	5,0 mm
Pckg. 250 g ab 5 Pckg.	

22,90
20,90

neu

DER SMARTDENT

smart schall Plan:


smartdent
CLEVER QUALITY

ZWEI GERÄTE. JEDE MENGE ZUBEHÖR.


SMARTSONIC MED 30 UND SMARTSONIC MED 60


Die neuen smartdent Ultraschallgeräte bieten neben bester Reinigungsleistung zahlreiche komfortable Steuerungs- und Bedienfunktionen sowie umfangreiche Ausstattung: z.B. die effektive und gleichmäßige Reinigung durch 5 anwählbare Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung. Eine 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz), 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände. Elektronische Temperaturregelung. Spritzwassergeschütztes Gehäuse, Reinigungswanne aus Edelstahl u.v.m. 2 Jahre Gewährleistung ab Erstinbetriebnahme, jedoch maximal 3 Jahre ab Produktionsdatum.

Erhältlich als smartSonic Med 30 mit 2,7l und smartSonic Med 60 mit 5,9l Gesamtvolumen



Alle Infos und technische Daten zu smartSonic Med sowie eine Übersicht über sämtliches verfügbare Zubehör finden Sie auf www.smartdent.de





DENTAL UNION



Ihre Dental-Union Depots auf einen Blick

OMNIDENT Produkte erhalten Sie exklusiv über die Dental-Union. Europas größtes Zentrallager mit modernster Logistik sorgt für schnellste Bearbeitung Ihrer Aufträge. Bei annähernd 100 Dental-Union Depots in Deutschland und Europa ist auch ein Depot in Ihrer Nähe.

Aktuelle Adressen und die kompletten Kontaktdaten aller Dental-Union Depots finden Sie jederzeit im Netz unter www.dental-union.de oder Sie scannen einfach den untenstehenden QR-Code.



www.dental-union.de



Copyright © 2024

OMNIDENT Dental-
Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 5
D-63110 Rodgau

Gültig vom 01.09.2024 bis 31.08.2025

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH.

Zu den Preisen kommt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Dental-Union Fachhandelsdepots.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verliert der bisherige OMNIDENT Katalog seine Gültigkeit. Produktänderungen, Abweichungen von Farben oder Designs sowie Irrtum bei Beschreibung und Preisen behalten wir uns vor.

- A**
- A-Silikon 4, 105
 - Abdrucklöffel 10, 11
 - Abdruckdesinfektion 24
 - Abformmaterial 4 – 9, 105
 - Abriechtstein 90
 - Absauganlage desinfektion/-reiniger 26
 - Absaugkanülen / Absaugkanülen kids 47
 - Absogel Latexhandschuhe 38
 - Adapter für Ölspray 30
 - Alginate 8, 9
 - alkoholfreie Flächen desinfektion 17, 22
 - Alustral 88
 - Anmischbecher 106
 - Anmischblöcke 44, 106
 - Anmischspatel 9, 80
 - Antifog Mundschutz 43
 - Applikationskanülen 55, 56
 - Applikatoren 45, 46
 - Arterienklemmen 78, 81
 - Artikulationspinzette 75
 - Ätzgel 56
 - Aufsteckzahnbürsten 71
 - Aufwachsinstrumente 80, 81
- B**
- Befestigungszement 49, 50
 - Bib Holder 35
 - Bissnehmewachs 110
 - Bissregistrierung 6, 7
 - Bisswäule 110
 - Black Snake 71
 - Bleaching 69
 - Bodendesinfektion 23
 - Bohrerbad 23
 - Bohrerreinigungsbürsten 89
 - Bonding Material 54
 - Bowie & Dick Test 28
 - Brillen 40
 - Brownies 91
 - Bulk Fill / Bulk Fill SDC / Bulk Fill SDR 51
- C**
- C-Silikon 5, 109
 - Cera Blast 88
 - Chemikalien-Schutzhandschuhe 39, 40
 - Colori Instrumente 75
 - Compomer 53
 - Composite 51 – 53
 - Coolpack mini 58
 - Coolpack sports 58
- D**
- Dappengläser, Dappenbehälter Einweg 57
 - Dental Vlies 104
 - Derma Pro 42
 - Desensibilisierungslack / -Gel 60
 - Desinfektionsmittelspender 14
 - Desinfektionsplan 12
 - Desinfektionstücher 16 – 20
 - Desinfektionswanne 30
 - Diamantschleifer 93
 - Dishcleaner 27
 - Dispenser 7, 53
 - Dosierpumpe 5L/10L Kanister 15
 - Dowel Pins 108
 - Dubliersilikon 107
 - Durchlaufsigelgerät 29
 - Dynamischer Mischer 4, 48
- E**
- Ecopacking SDR 49
 - Einmal-Dappenbehälter 57
 - Einmalhandtuch 31 – 33
 - Einmalhandtuchspender 31, 33
 - Einmal PE Schürze 36
 - Einmal-Speichelsauger 44
 - Einmalzahnbürsten 35
 - Einweg-Patientenumhänge / Spender 36
 - Einwegpinsel / mit Griff / Set 50
 - Ehrliche-Löffel 10
 - Endo-Instrumente steril 84, 85
 - Erfrischungstücher 63
 - Etikettierer / Etiketten P2 29
 - Extraktionszange 77
 - Eye Protect Schutzbrillen 40
- F**
- Falthandtücher 32, 33
 - Feuchttücher 17, 18
 - Filter für Absauganlagen 26
 - Fissurenversiegler 60
 - Flächendesinfektion 16 – 23
 - Flowables 51 – 53
 - Fluoridlack 60
 - Flüssighärter 5
 - Folienschweißgerät / Rollenhalter 29
 - Füllungsmaterial 51 – 53
- G**
- Geräte 14, 29, 31, 73, 112
 - Gips- und Wachsmesser 80
 - Gipse, Gipschaufel 102, 103
 - Gipszange 81
 - Glass-Ionomer Zement 49
 - Glaswaren 57
 - Greenies 91
 - Guttaperchaspitzen 86
- H**
- Haftvermittler 54
 - Halter für IDBH 64
 - Handtuchspender 31, 33
 - Hartmetallfräser 98 – 101
 - Hautfreundliche Handschuhe 42
 - Hautpflege 12, 13, 15
 - Haut- und Nagelbalsam 12
 - Handschuhe 38 – 42
 - Handtücher 31 – 33
 - Händedesinfektion / Gel 13
 - Händewaschung 15
 - Heatless Steine 90
 - Hedströmfeilen steril 84
 - Heidemann-Spatel 74
 - Helix-Test / Helix-Test pro 28
- I**
- Indicator Zahnbürsten 71
 - Ink Test 28
 - Interdentalbürsten 64, 65
 - Injektionskanülen 59
 - Instrumentendesinfektion 24
 - Instrumentenschutzkappen 30
 - Interdentalbürstenhalter 64
 - Interfold Papierhandtücher 32, 33
 - Intraoraltips 48
- K**
- Kältekomresse 58
 - Kältespray 58
 - Kanisterzubehör 15
 - Käppchenfolie 107
 - Kapsel Aktivator / Kapsel Applikator 49
 - K-Bohrer steril, K-Feilen steril 84, 85
 - Kinderzahnbürsten 71
 - Klemmen 78, 81
 - Knetmasse Praxis 5
 - Knetmasse Labor 111
 - Komposit 51 – 53
 - Kompomer 53
 - Kopfschutztaschen 36
 - Korrekturmaterial 4
 - Kramponzange 81
 - Kronentrenner 83
 - Kugelstopfer 75
 - Küretten 75
- L**
- Labor Einmal PE Schürze 36
 - Latexhandschuhe 38, 39
 - Le Cron Modellierinstrumente 80
 - Löffeladhäsiv 5
 - Lötpinzette 81
 - Luniatschek 79
- M**
- Magnet-System 108
 - Mandrelle 95
 - Matritzenband 56
 - Matritzenspanner 56
 - Matritzensystem 56
 - MCP-Schleifer 93
 - Minibrush, Minibrush soft / medium 61
 - Mischkanülen / Mixing Tips 48
 - Modellierwachs 111
 - Muffelring-Einlagen 104
 - Mulltupfer / Mulltupfer steril 37
 - Multicolor Füllungsmaterial 52
 - Multischäum 16
 - Multishade Füllungsmaterial 52
 - Multicut 83
 - Mundschutz 43, 44
 - Mundspiegel, Mundspiegelgriffe 76
 - Mundspülbecher 45
 - Mundspülbeckenreiniger, -desinfektion 15, 26
- N**
- Nadelhalter 78
 - Nitril Handschuhe 40 – 42
 - Normtrayeinlagen 34
- O**
- Oberflächenreiniger 16
 - Oberflächendesinfektion 16 – 23
 - Ölsprays, Ölspray-Adapter 30
 - Okklusionsspray 54, 109
 - Omni clean and polish /-repair 61
 - OmniBiozid / plus 22
 - Omnibite 6, 7

Omnibrush	45, 46
Omnicare	15
Omni Compomer	53
Omniscups PP	45
Omnicut	83
Omni Derma Pro	42
OmniCEM SE	50
OmniCeram Bulk Fill / Bulk Fill SDC / Bulk Fill SDR	51
OmniCeram évolution / -évolution flow 2.0	52, 53
OmniCeram multishade / -Dentin	52
OmniCite 2.0, OmniCite All'N'One	54
Omnicolor	9
Omni Colori	75
Omnidouble, Omnidouble Küvetten	107
Omnidriyl	23
omniDYNE	66
Omni-Etch	56
Omnifill C	49
Omnifol Sterilisationsfolie	29
Omnifresh Ultrasoft	35
Omnigloss	82
Omnihand / Omnihand Gel	13
Omnimask / Omnimask antifog	43, 44
Omnimask premium antifog	43
Omni Minibrush / Minibrush soft / medium	61
Omnipol	91 - 96
Omniprint P / Omniprint P soft	105
Omni ProfiCleaner	16
Omni ProfiPearls	62 - 63
Omni ProfiVarnish / -Gel	60
Omniprotect	35
Omnipur	23
Omniround	82
Omnisafe Matrix	56
Omnisealer	60
Omnisept / Omnisept Plus	24, 25
Omnisept IMP	24
Omnisil A	4
OmniStar / OmniStar touchless	14
Omnisept dishcleaner	27
Omnisuc/-Filter, Omnisuc Cleaner	26
Omnitemp C, Omnitemp C Mischkanülen	49
Omnitemp KB	49
Omni Tip Cover	30
Omnitips	50
OmniTouch	12
Omniiwipe to Go	17
Omniiwipes, Omniwipes Lemon	16 - 20
Omniiwipes Dry, Omniwipes Dry SuperSoft	19
Omniiwipes Dry Velours	20
Omniiwipes wet & easy / plus	17
Omniiwipes wet	17, 18
Omni-Z Einmalhandtücher	31 - 33
Omnizid / fleur	20, 21
Omnizid 35	21
OraCare Mundspüllösung	68
Orange Cleaner	15
Oshibori	63
P	
P2 Etikettierer / Etiketten	29
Papierhandtücher	31 - 33
Papierspitzen	87
Parodontalsonde	74
Pastenhärter	5, 109
Pastenkanülen	55, 56
Patientenumhänge / Patientenservietten	35, 36
PE Einmal Schürze	36
Perio Pulver	63
Permanenter Befestigungszement	50
Personenschutzhandschuhe	38 - 40
Pinselfürsten	88
Pinzetten	75, 79, 81
PL Tips	55
Planstopfer	74
Platzhalterfolie	107
Plus-Pulver	63
Polierbürsten	61, 88, 89
Polierer f. Hand- u. Winkelstücke	91 - 96
Polierer - Komposit	82, 91
Polierkelche	61
Polierpasten	61
Praxispolierer	59, 89, 90
Premium Mundschutz	43
ProfiCups / medium	61
ProfiCleaner Schaum	16
ProfiCleaner Surface/Sanitary	16
ProfiPearls	62, 63
ProfiVarnish / -Gel	60
Prophylaxepaste	61
Prophylaxepulver	62, 63
Prothesenbürste	70
Prothesenfinish	109
Provisorische Versorgung	49
Provisorischer Zement	49
Prov. Kronen- und Brückenmaterial	49
Putty Omnisil A	4
R	
Radbürsten	88
Raspatorium	79
Reiniger	15, 16, 26
Rollenspender	31
Rosa Pearl Nitrilhandschuhe	41
Rosenbohrer	82
S	
SafeMatrix	56
Salivasept / Saliva Nanosept	15
Sanitärreiniger	16
Scaler	75
Schaumstoffeinsätze Endo	87
Schaumstoffpellets	37, 57, 59
Schere Universal	9
Scheren	78
Schienen Dosen	67
Schleifkörperprogramm	90 - 101
Schutzbrillen	40
Schutzkappen für Instrumente	30
Schutzlack / -Gel	60
Schwebetischauflagen	34
SDR	49
Seal Test	28
Sealer	160
Seifenspender	64
Sekundenkleber	106
Sensitiv Handschuhe	39, 42
Sensorspender	14, 31
Select Handschuhe	39
Servietten / Serviettenhalter	34, 35
Serviettenkettchen	76
Siegelgerät	29
Silikon Knetmasse	5, 109
Skalpellhalter	79
smartSonic Ultraschallgeräte	73, 112
Sockelformer	108
Soft Nitril Handschuhe	41 - 42
Spatel	9, 74
Speibeckenreiniger	15, 26
Speichelsauger	44, 47
Spezialreiniger	15, 16, 26
Sprühdesinfektion	20 - 22
Steri Rollenhalter	29
Sterile Endo Feilen	84 - 85
Sterile Mulltupfer	37
Sterile Vlieskompressen	37
Sterilisationsfolie	29
Strahlmittel	88
Sub- / Supragingivales Prophylaxepulver	62, 63
T	
Tamponadenstopfer	79
Tasterzirkel	80
Teleskopzange	81
Tintentest	28
Tip Cover	30
Tray Cleaner	104
Tray Papier	34
Trockentücher	19, 20
T-Ölspray	30
U	
Ultra Orange	15
Ultragrip Handschuhe	39
Ultraschall Reinigungsgerät	73, 112
Universal Ölspray	30
Universalreiniger/Schaum	15, 16
Untersuchungshandschuhe	38 - 42
V	
Versiegler	60
Violet Pearl Nitrilhandschuhe	41
Vlieskompressen	37
Vollviruzide Desinfektion	17, 22, 24
W	
Wachsdraht	111
Wandspender	14, 31, 33
Wash Test	28
Wasserentkeimung	26
Water Clean Wasserentkeimung	26
Wattekügelchen	37, 58
Watterollen	46
White smile	69
WHO-Sonde	74
Wischdesinfektion	16 - 18, 20 - 23
Woll- und Nesselschwabbeln	89
Wurzelheber	79
Wurzelkanalinstrumente	84, 85
Z	
Zahnbürsten	35, 70 - 72
Zahnfleischscheren	78
Zahnpasta	66
Zahnputzsets Kids	71
Zahnseide	69
Zahnspangenboxen	66
Zahnreinigung	62 - 72
Zahnsonden	75
Zahnwatterollen	46
Zahnzangen	77
Zangen	77, 81
Zellstofftupfer	37
Zelltuchservietten	34
Zementspatel	74
Zylinder-Ampullen-Spritze	59



▲ Omnisept dishcleaner
Seite 27



www.omnident.de

24 Stunden Lieferservice

exklusiv über Ihr Dental-Union Depot alle Depots auf Seite 115